

Opis bezpieczeństwa:

1. Bezpieczne użytkowanie:

- Klej do protez dentystycznych przeznaczony jest wyłącznie do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Używaj go zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.
- Należy stosować klej wyłącznie na suche i czyste powierzchnie protezy oraz w jamie ustnej.

2. Materiał:

- Klej do protez jest zwykle wykonany na bazie materiałów, które są bezpieczne do kontaktu z jamą ustną, jednak mogą powodować podrażnienia lub alergie u osób wrażliwych na składniki produktu.
- Produkt jest wolny od metali ciężkich, lateksu i innych szkodliwych substancji, jednak zawsze należy zapoznać się z pełnym składem na opakowaniu.

3. Zalecenia użytkowania:

- Używaj kleju zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Aplikuj niewielką ilość kleju na protezę i upewnij się, że nie występuje nadmiar produktu, który może wypłynąć po umiejscowieniu protezy w jamie ustnej.
- Zawsze dokładnie oczyszczaj protezę przed aplikacją kleju. Należy pamiętać, że klej jest przeznaczony do tymczasowego mocowania protezy i nie zastępuje profesjonalnego leczenia dentystycznego.
- Po aplikacji protezy, unikaj spożywania gorących napojów i pokarmów w ciągu pierwszych kilku minut, aby zapewnić odpowiednie wiązanie kleju.

4. Ostrzeżenia:

- Przechowywać klej w suchym miejscu, z dala od dzieci. Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Unikać kontaktu kleju z oczami. W przypadku dostania się kleju do oczu, natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, błon śluzowych lub reakcji alergicznych, natychmiast zaprzestać używania kleju i skonsultować się z lekarzem.

5. Przechowywanie:

- Przechowywać klej w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu. Należy unikać wystawiania produktu na działanie wysokich temperatur oraz bezpośredniego światła słonecznego.

6. Konsultacja z dentystą/protetykiem:

- W przypadku problemów z protezą lub niewłaściwego dopasowania, skonsultuj się z dentystą/protetykiem przed użyciem kleju, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń protezy lub błon śluzowych jamy ustnej.