

Instrukcja obsługi Oral-B Stages Power na baterie



1. Włóż baterie tak jak na obrazku. Szczoteczka wymaga dwóch baterii 1.5V AA (LR 6). Dla najlepszej wydajności zalecamy baterie alkaliczne firmy Duracell. Przy korzystaniu ze szczoteczki 2 razy dziennie po 2 minuty baterie powinny wystarczyć na ok. 2 miesiące. Przy zmianie baterii wyczyść okolice i elementy pod zatyczką.

2. Zdejmij osłonkę końcówki, zwilż główkę i nałóż pastę.

3. Przyłóż szczoteczkę do zębów i włącz urządzenie.

4. Szczotkuj zęby przynajmniej przez 2 minuty (czas rekomendowany przez stomatologów). Przesuwaj szczoteczkę z zęba na kolejny, najpierw po powierzchniach zewnętrznych (rys 4a), następnie wewnętrznych (rys 4b), a na koniec po powierzchniach żujących (rys 4c). W pierwszych dniach użytkowania szczoteczki dziąsła mogą delikatnie krwawić. Jeżeli krwawienie nie ustąpi po 2 tygodniach skontaktuj się ze stomatologiem.

5. Wymień końcówkę w momencie, który zaznaczono na obrazkach (a = końcówka dobra; b/c = końcówka do wymiany)

6. Czyść tak jak pokazano pod bieżącą wodą. Następnie osusz.

7. Nie wyrzucaj urządzenia z domowymi odpadami, ale zwróć produkt do punktu recyklingu lub do autoryzowanego serwisu Braun Oral-B. Działając w ten sposób pomagasz chronić środowisko.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy europejskiej EMC 89/336/EEC.

Gwarancja producenta: W przypadku wystąpienia wad materiałowych lub produkcyjnych produkt objęty jest dwuletnią gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na wskutek użytkowania, zużycia baterii i końcówek.

Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na prawa wynikające z prawa ustawowego.