

Opisy bezpieczeństwa:

1. Bezpieczne użytkowanie:

- Nici ortodontyczne przeznaczone są do codziennej higieny jamy ustnej osób noszących aparat ortodontyczny. Używaj nici zgodnie z instrukcją, aby zapewnić skuteczne czyszczenie przestrzeni między zębami oraz wokół elementów aparatu.
- Należy zachować ostrożność przy używaniu nici, aby uniknąć przypadkowego zranienia dziąseł lub błon śluzowych jamy ustnej. Używaj nici delikatnie, nie szarpiąc jej, aby uniknąć urazów.

2. Zalecenia użytkowania:

- Należy stosować nić ortodontyczną po każdym posiłku, aby usunąć resztki jedzenia i płytkę nazębną, zwłaszcza w okolicach aparatów ortodontycznych.
- Delikatnie wprowadzaj nić do przestrzeni między zębami i wokół zamków aparatu. Nie stosuj zbyt dużej siły, aby uniknąć uszkodzenia aparatu.
- Po użyciu nici ortodontycznej, przepłucz jamę ustną wodą lub stosuj płyn do płukania jamy ustnej, aby usunąć pozostałości.

3. Ostrzeżenia:

- Nici ortodontyczne należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Konsultacja z ortodontą:

- W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania nici ortodontycznej lub problemów związanych z aparatem ortodontycznym, skonsultuj się z lekarzem ortodontą.