

Opis bezpieczeństwa:

1. Bezpieczne użytkowanie:

- Płyn do odkamieniania irygatorów jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia urządzeń do irygacji jamy ustnej. Należy stosować go zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
- Płyn nie jest przeznaczony do kontaktu z błonami śluzowymi jamy ustnej ani z innymi częściami ciała. Po użyciu płynu do odkamieniania irygator należy dokładnie przepłukać wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości środka chemicznego.

2. Skład i właściwości:

- Produkt zawiera składniki chemiczne, które skutecznie usuwają osady kamienia z irygatorów. Płyn jest bezpieczny, jeśli stosowany zgodnie z zaleceniami, jednak należy unikać jego kontaktu ze skórą i oczami.
- Płyn nie zawiera substancji toksycznych w stężeniu stanowiącym zagrożenie przy prawidłowym użytkowaniu, ale należy zachować ostrożność przy kontakcie z wrażliwymi powierzchniami.

3. Zalecenia użytkowania:

- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi irygatora oraz instrukcją stosowania płynu. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po zakończeniu procesu odkamieniania, dokładnie wypłucz irygator wodą, aby usunąć resztki płynu.

4. Ostrzeżenia:

- Przechowywać płyn w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Unikać kontaktu płynu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu ze skórą, należy natychmiast przepłukać miejsce narażone wodą.
- Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. W przypadku połknięcia płynu, natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Unikać przechowywania płynu w miejscach narażonych na wysokie temperatury lub bezpośrednie światło słoneczne, aby zapewnić jego skuteczność i bezpieczeństwo.

6. Konsultacja z producentem:

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania płynu lub potrzebie dodatkowych informacji, skonsultuj się z producentem lub zapoznaj się z instrukcją na opakowaniu.