

Opis bezpieczeństwa:

1. Ogólny opis bezpieczeństwa

- Końcówka do szczoteczki sonicznej została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie dzieci. Należy używać jej wyłącznie z odpowiednią rękojęcią szczoteczki sonicznej, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że końcówka jest prawidłowo zamocowana na rękojęci, aby uniknąć jej przypadkowego odłączenia podczas szczotkowania.

2. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Nie pozwalaj dziecku na samodzielne używanie szczoteczki bez nadzoru osoby dorosłej.
- Końcówka szczoteczki jest przeznaczona wyłącznie do codziennego mycia zębów. Nie używaj jej do innych celów, takich jak czyszczenie przedmiotów lub powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń lub zanieczyszczenia.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas szczotkowania, aby nie podrażnić delikatnej skóry dziąseł dziecka.

3. Higiena i konserwacja

- Po każdym użyciu dokładnie umyj końcówkę ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym. Pozostaw do wyschnięcia w czystym, suchym miejscu, unikając kontaktu z zanieczyszczonymi powierzchniami.
- Końcówkę należy wymieniać regularnie – zaleca się wymianę co 3 miesiące lub po wystąpieniu oznak zużycia, takich jak uszkodzenie włókien. Po przebytej chorobie dziecka zaleca się natychmiastową wymianę końcówki.
- Przechowuj szczoteczkę i końcówkę w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj szczoteczki, jeśli końcówka jest uszkodzona lub wykazuje widoczne oznaki zużycia. W takim przypadku natychmiast wymień końcówkę na nową.

5. Przeciwwskazania

- Końcówka do szczoteczki sonicznej nie jest zalecana do stosowania u dzieci poniżej 3. roku życia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych jamy ustnej dziecka (np. infekcji, ranek czy problemów z dziąstami) skonsultuj się z dentystą przed rozpoczęciem użytkowania szczoteczki.