

Opis bezpieczeństwa:

1. Bezpieczne użytkowanie:

- Jednorazowe szczoteczki manualne zostały zaprojektowane z myślą o higienicznej pielęgnacji jamy ustnej. Używaj szczoteczki zgodnie z jej przeznaczeniem – do czyszczenia zębów.
- Szczoteczka jest przeznaczona do jednorazowego użytku, aby zapewnić optymalną higienę. Po użyciu należy ją wyrzucić zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

2. Materiał:

- Szczoteczki są wykonane z bezpiecznych materiałów.
- Rękojeść szczoteczki wykonana jest z plastiku, a włókna szczoteczki z syntetycznych materiałów, co zapewnia odpowiednią skuteczność w czyszczeniu zębów i jest bezpieczne dla dziąseł.

3. Zalecenia użytkowania:

- Przed użyciem upewnij się, że szczoteczka jest sucha i wolna od zanieczyszczeń. Jeśli szczoteczka jest zapakowana w folię, upewnij się, że opakowanie jest nienaruszone.
- Delikatnie szczotkuj zęby, unikając nadmiernego nacisku, aby nie podrażnić dziąseł ani nie uszkodzić szkliwa.
- Szczoteczkę należy używać tylko do czyszczenia zębów i dziąseł; nie należy jej stosować w innych celach.

4. Ostrzeżenia:

- Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku – nie należy używać szczoteczki ponownie.
- Przechowywać szczoteczkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, aby zachować jej higienę.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia szczoteczki (np. złamanej rączki lub wypadających włókien), należy natychmiast zaprzestać jej używania.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać z dala od dzieci. Szczoteczka może być szkodliwa w przypadku potknięcia jej utamanych elementów.

5. Po użyciu:

- Po użyciu szczoteczki, należy ją wyrzucić w sposób odpowiedni do lokalnych zasad segregacji odpadów.

6. Konsultacja z dentystą:

- W przypadku jakichkolwiek problemów z dziąsłami lub zębami, skonsultuj się z dentystą przed użyciem szczoteczki lub w celu uzyskania porady dotyczącej najlepszej metody pielęgnacji jamy ustnej.