

## Opis bezpieczeństwa dla szczoteczki manualnej

1. **Tylko do użytku doustnego.** Szczoteczki manualnej należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, wyłącznie do czyszczenia zębów i dziąseł. Nie stosować jej do innych celów.
2. **Ostrożność podczas użytkowania:** Podczas szczotkowania zębów należy używać odpowiedniego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia dziąseł lub szkliwa zębów. Zbyt twarde szczotkowanie może prowadzić do podrażnienia dziąseł lub ścierania szkliwa.
3. **Nie używać w przypadku uszkodzeń:** W przypadku uszkodzenia włosia szczoteczki (np. zgięte lub wykruszone włoski) lub uszkodzenia trzonka, należy wymienić szczoteczkę. Uszkodzone włosie może być mniej skuteczne w czyszczeniu zębów i może powodować podrażnienia.
4. **Przechowywanie:** Po użyciu szczoteczkę należy dokładnie opłukać wodą i przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć rozwoju bakterii. Należy unikać trzymania szczoteczki w zamkniętych pojemnikach, gdzie może występować wilgoć.
5. **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.** Choć szczoteczki manualne są bezpieczne w użyciu, należy pamiętać, aby przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić szczoteczkę lub zranić się jej końcówką.
6. **Zalecenie dotyczące wymiany:** Zgodnie z zaleceniami stomatologów, szczoteczkę manualną należy wymieniać co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli włosie ulegnie zniszczeniu, aby zapewnić skuteczne i higieniczne czyszczenie zębów.
7. **Ostrożność przy stosowaniu u osób z problemami dziąseł:** Osoby z chorobami dziąseł (np. zapalenie dziąseł) lub wrażliwością dziąseł powinny stosować miękką szczoteczkę i unikać zbyt intensywnego szczotkowania. W razie wątpliwości, warto skonsultować się z dentystą.
8. **Unikać kontaktu z chemikaliami:** Szczoteczka manualna nie powinna mieć kontaktu z chemikaliami lub substancjami żrącymi, które mogą uszkodzić materiał lub włosie.
9. **Używanie szczoteczki u dzieci:** Dzieci poniżej 6. roku życia powinny używać szczoteczki manualnej pod nadzorem dorosłych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu szczoteczki lub jej części. Należy używać szczoteczki przeznaczonej specjalnie dla dzieci, dostosowanej do ich wieku i rozmiaru jamy ustnej.