

Opis bezpieczeństwa

1. **Tylko do użytku doustnego.** Nici dentystycznej należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, wyłącznie do czyszczenia przestrzeni między zębowych. Nie stosować jej do innych celów.
2. **Unikać przypadkowego połknięcia.** Nici dentystycznej nie należy połykać. W przypadku przypadkowego połknięcia, skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.
3. **Przechowywanie:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nici dentystycznej nie należy pozostawiać w zasięgu małych dzieci, które mogą je połknąć. Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
4. **Ostrożność przy stosowaniu:** Podczas używania nici dentystycznej zachować ostrożność, aby nie uszkodzić dziąseł ani błon śluzowych jamy ustnej. Używać jej delikatnie, unikając zbyt mocnego naciągania, aby nie skaleczyć dziąseł.
5. **Ostrzeżenie przy stosowaniu u dzieci:** Nici dentystycznej nie należy stosować u dzieci poniżej 7. roku życia, chyba że zaleci to lekarz stomatolog. Należy nadzorować dzieci podczas używania nici dentystycznej, aby zapobiec jej połknięciu lub przypadkowemu uszkodzeniu dziąseł.
6. **Zastosowanie u osób z problemami stomatologicznymi:** Osoby z chorobami dziąseł, krwawieniem lub innymi schorzeniami jamy ustnej powinny skonsultować się z dentystą przed rozpoczęciem stosowania nici dentystycznej. Może być konieczna konsultacja w przypadku wrażliwości lub skłonności do podrażnień.
7. **Usuwanie zużytej nici:** Zużytą nici dentystyczną należy wyrzucać do kosza. Nie należy jej sputkiwać w toalecie, aby zapobiec jej zatykania.