

## **Opis bezpieczeństwa**

### **1. Ogólny opis bezpieczeństwa**

- Końcówka do szczoteczki sonicznej została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie dzieci. Należy stosować ją wyłącznie w połączeniu z odpowiednią rękojeścią szczoteczki sonicznej, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że końcówka jest prawidłowo zamocowana na rękojeści szczoteczki, aby uniknąć jej przypadkowego odłączenia w trakcie szczotkowania.

### **2. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania**

- Nie pozwalaj dziecku na samodzielne używanie szczoteczki bez nadzoru osoby dorosłej. Dzieci poniżej 3. roku życia powinny być zawsze pod opieką podczas mycia zębów.
- Końcówka szczoteczki jest przeznaczona wyłącznie do codziennego mycia zębów. Nie używaj jej do innych celów, takich jak czyszczenie przedmiotów lub powierzchni, aby uniknąć uszkodzeń lub zanieczyszczenia.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas szczotkowania, aby nie podrażnić delikatnej skóry dziąseł dziecka.

### **3. Higiena i konserwacja**

- Po każdym użyciu dokładnie umyj końcówkę ciepłą wodą z łagodnym środkiem myjącym. Pozwól jej wyschnąć w czystym, suchym miejscu, unikając kontaktu z zanieczyszczonymi powierzchniami.
- Końcówkę należy wymieniać regularnie – zaleca się jej wymianę co 3 miesiące lub po wystąpieniu oznak zużycia, takich jak uszkodzenie włókien. Po przebytej chorobie zalecana jest ponowna wymiana końcówki.
- Przechowuj szczoteczkę i końcówkę w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

### **4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa**

- Nie używaj szczoteczki, jeśli końcówka jest uszkodzona lub ma widoczne oznaki zużycia. W takim przypadku należy wymienić końcówkę na nową.

### **5. Przeciwwskazania**

- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych jamy ustnej dziecka (np. infekcji, ranek czy problemów z dziąstami) skonsultuj się z dentystą przed użyciem szczoteczki.