

Opis bezpieczeństwa dla końcówki do języka od irygatora

1. **Używanie zgodne z przeznaczeniem**

Końcówka jest przeznaczona do stosowania w irygatorze Seysso Planet do higieny jamy ustnej. Należy jej używać wyłącznie do tego celu, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

2. **Czyszczenie i konserwacja**

Regularnie czyść końcówkę irygatora, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii. Używaj ciepłej wody aby przepłukać końcówkę. Końcówkę należy dokładnie osuszyć po każdym użyciu. Nie używaj ostrych narzędzi ani agresywnych detergentów.

3. **Wymiana końcówki**

Końcówka powinna być wymieniana co około 6 miesięcy, lub częściej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia, pęknięcia lub uszkodzenia. Zużyta końcówka może nie spełniać swoich funkcji prawidłowo, co zwiększa ryzyko uszkodzenia tkanek jamy ustnej.

4. **Ostrożność przy użytkowaniu przez dzieci i osoby starsze**

Końcówka powinna być używana przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Osoby starsze lub z problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem irygatora.

5. **Przechowywanie**

Końcówkę przechowuj w suchym i czystym miejscu, z dala od dzieci. Upewnij się, że nie jest narażona na działanie wysokich temperatur ani wilgoci, co mogłoby wpłynąć na jej trwałość.