

Opis bezpieczeństwa

1. Ogólny opis bezpieczeństwa

- Końcówka do szczoteczki sonicznej została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i skuteczności codziennego mycia zębów u dzieci powyżej 7. roku życia. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że końcówka jest prawidłowo zamocowana na rączce szczoteczki, aby zapobiec jej przypadkowemu odłączeniu.
- Końcówka jest przeznaczona wyłącznie do codziennego czyszczenia zębów. Nie używaj jej do innych celów, aby uniknąć jej uszkodzenia lub zanieczyszczenia.

2. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Zaleca się, aby dziecko było nadzorowane przez dorosłego podczas używania szczoteczki sonicznej, zwłaszcza jeśli jest to pierwsze doświadczenie z tego typu urządzeniem.
- Nie pozwalaj dziecku na nadmierny nacisk podczas szczotkowania. Zbyt silny nacisk może prowadzić do podrażnienia dziąseł i uszkodzenia włosa końcówki.
- Nie używaj szczoteczki w przypadku, gdy końcówka jest uszkodzona (np. potamane włosie lub widoczne ślady zużycia). W takim przypadku należy natychmiast wymienić końcówkę na nową.

3. Higiena i konserwacja

- Po każdym użyciu dokładnie umyj końcówkę ciepłą wodą.
- Zaleca się wymianę końcówki co 3 miesiące lub wcześniej, jeśli zauważysz, że włosie zaczyna się zużywać lub traci swoje właściwości. Regularna wymiana końcówki zapewnia skuteczne i bezpieczne użytkowanie szczoteczki. Zalecana jest również wymiana końcówki po odbytej chorobie.
- Końcówkę należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej na specjalnej podstawie, aby zapobiec rozwojowi bakterii.

4. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie używaj końcówki, jeśli zauważysz uszkodzenia, takie jak pęknięcia, złamane włókna lub inne oznaki zużycia.
- Nie pozwalaj dziecku używać końcówki w sposób niewłaściwy – szczoteczka powinna być używana zgodnie z instrukcją producenta.

5. Przeciwwskazania

- Końcówka do szczoteczki sonicznej nie jest przeznaczona do stosowania u dzieci poniżej 7. roku życia. Jeśli dziecko ma jakiegokolwiek problemy z dziąstami lub zębami, skonsultuj się z dentystą przed rozpoczęciem używania urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych jamy ustnej, takich jak choroby dziąseł, infekcje czy rany, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem końcówki.

6. Wskazówki dotyczące używania

- Końcówka powinna być używana w kierunku wzdłuż linii dziąseł i na powierzchniach zębów. Pamiętaj, aby nie stosować zbyt dużego nacisku.