

Opis bezpieczeństwa

1. **Tylko do użytku doustnego.** Końcówki do szczoteczki sonicznej są przeznaczone wyłącznie do czyszczenia zębów i dziąseł. Należy stosować je zgodnie z instrukcją producenta i nie używać do innych celów.
2. **Ostrożność podczas użytkowania:** Końcówki szczoteczki sonicznej należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, unikając nadmiernego nacisku na zęby i dziąsła, aby nie spowodować ich podrażnienia. Zbyt intensywne użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia dziąseł lub nadwrażliwości zębów.
3. **Wymiana końcówki:** Końcówkę do szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące, lub wcześniej, jeśli zauważysz uszkodzenie włókien (np. ich wykruszenie, zagięcie lub odkształcenie). Zużyta końcówka może zmniejszyć skuteczność szczotkowania i wpłynąć na higienę jamy ustnej
4. **Przechowywanie:** Końcówki należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć rozwoju bakterii. Po każdym użyciu należy dokładnie opłukać końcówkę ciepłą wodą i osuszyć. Końcówki powinny być przechowywane z dala od innych przedmiotów, aby nie zostały uszkodzone.
5. **Ostrożność przy używaniu u dzieci:** Końcówki do szczoteczek sonicznych są przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci powyżej 7. roku życia. Dzieci poniżej 7. roku życia powinny używać końcówek dostosowanych specjalnie do ich wieku. U dzieci młodszych użytkowanie końcówek do szczoteczki sonicznej powinno odbywać się pod nadzorem dorosłych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu części.
6. **Zastosowanie u osób z problemami dziąseł:** Osoby z chorobami dziąseł (np. zapaleniem dziąseł) lub wrażliwością dziąseł powinny używać końcówek o miękkim włosiu oraz unikać zbyt intensywnego nacisku podczas szczotkowania. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z dentystą.
7. **Używanie odpowiednich końcówek:** Zalecamy użytkowanie końcówek zalecanych przez producenta lub dedykowanych do Twojego modelu szczoteczki sonicznej. Korzystanie z końcówek innych producentów lub niekompatybilnych z urządzeniem może wpłynąć na skuteczność działania szczoteczki lub uszkodzić urządzenie.
8. **Unikać kontaktu z chemikaliami:** Końcówki nie powinny mieć kontaktu z chemikaliami ani substancjami żrącymi, które mogą uszkodzić materiał końcówki lub wpłynąć na jej właściwości.
9. **Regularna kontrola stanu końcówki:** Regularnie sprawdzaj stan końcówki pod kątem uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięć) lub zużycia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast wymień końcówkę.