

# S·E·Y·S·S·O

INSTRUKCJA DOTYCZY  
MODELI O NUMERACH:  
SK.ST.010.GRN.1,  
SK.ST.010.PNK.2.

**PL** SZCZOTECZKA SONICZNA  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.  
Zachowaj instrukcję do ponownego użycia.

**EN** SONIC TOOTHBRUSH  
DETAILED INSTRUCTION MANUAL

Read this manual before use  
and keep it for future reference.

**CZ** SONICKÝ KARTÁČEK  
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Přečtěte si tento manuál před použitím  
a uschovejte jej pro budoucí odkaz.

**SK** SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA  
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Prečítajte si tento manuál pred použitím  
a uschovajte ho pre budúci odkaz.



KIDS RANGE

## Junior




SZCZOTECZKA SONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI .....	4
SONIC TOOTHBRUSH DETAILED INSTRUCTION MANUAL .....	14
SONICKÝ KARTÁČEK UŽIVATELSKÝ MANUÁL .....	24
SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA .....	34

## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji obsługi mają na celu poinstruowanie użytkownika o prawidłowej i bezpiecznej obsłudze urządzenia, tak aby uniknąć potencjalnych urazów i uszkodzeń.

### PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, ZWŁASZCZA W OBECNOŚCI DZIECI, ZAWSZE PRZESTRZEGAJ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

#### Zagrożenia:

1. Do ładowania szczoteczki używaj wyłącznie kabla USB i stacji ładującej dołączonych do zestawu.
2. Przed podłączeniem stacji ładującej do prądu upewnij się, czy napięcie w gniazdku elektrycznym jest zgodne z wymaganiami urządzenia.
3. Nie używaj szczoteczki ani stacji ładującej, jeśli zostały w jakikolwiek sposób uszkodzone. Jeśli przewód zasilający stacji ładującej został uszkodzony, bezzwłocznie zaprzestań jej używania.
4. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani demontować elementów produktu. Jeśli zostały one uszkodzone, skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju lub regionie (patrz rozdział: Gwarancja i serwis).
5. Jeżeli szczoteczka nie będzie używana przez dłuższy czas, zamierzasz ją wyczyścić lub została uszkodzona, odłącz ją od ładowania.
6. Jeżeli szczoteczka nie jest ładowana, należy odłączyć stację ładowania od gniazdka elektrycznego.
7. Jeżeli szczoteczka jest w pełni naładowana, należy odłączyć stację ładującą od zasilania. Podczas ładowania nie umieszczaj metalowych przedmiotów na stacji ładującej.
8. Nie dotykaj kabla USB ani stacji ładującej mokrymi lub wilgotnymi rękami.
9. Przechowuj wszystkie części produktu z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni.
10. Produkt wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie wystawiaj produktu na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. 
11. Odłączając stację ładującą z gniazdka elektrycznego, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
12. Nie zginaj kabla USB i nie kładź go na ostrych krawędziach.

## Ostrzeżenia:

1. Przechowuj stację ładującą oraz kabel USB z dala od wody.
2. Nie zanurzaj stacji ładującej w wodzie ani w żadnym innym płynie.
3. Przed podłączeniem stacji ładującej do zasilania upewnij się, że jest ona całkowicie sucha.
4. Aby zredukować ryzyko porażenia:
  - po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
  - nie stosuj podczas kąpieli.
  - aby uzyskać dokładniejsze instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów zwróć się do producenta (dane producenta znajdują się na ostatniej stronie instrukcji).
5. Szczoteczka posiada stopień ochrony IPX7. Oznacza to, że jest odporna na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
6. Szczoteczkę należy ładować w temperaturze od 0 do 40°C.
7. Korzystaj z produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przestrzegaj opisanych w niniejszej instrukcji ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń dotyczących baterii. Każde niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, oparzenia, pożar i inne zagrożenia lub obrażenia.
8. Nie umieszczaj żadnej części produktu w zmywarce, kuchence mikrofalowej i na kuchence indukcyjnej.
9. Nie wystawiaj żadnej części produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur (np. w rozgrzanych samochodach lub w pobliżu gorących pieców). W przypadku przegrzania baterie mogą eksplodować.
10. Jeżeli produkt wykazuje oznaki przegrzania, wydziela nietypowy zapach, zmienia kolor lub jeżeli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, należy zaprzestać korzystania z produktu, przerwać jego ładowanie i skontaktować się z działem obsługi klienta.
11. Szczoteczka wyposażona jest w niewymienną baterię. Nie otwieraj jej w celu wymiany baterii.
12. Jeżeli bateria została uszkodzona, należy unikać jej kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem.


## Uwaga:

1. Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 7 lat. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, motorycznych, czy umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna lub powinny zostać odpowiednio przeszkolone z zakresu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.
2. Nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
3. Produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli szczoteczka jest stosowana przez dziecko lub w jego obecności.

4. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów i dziąseł. Nie należy używać go do innych celów. Jeżeli po użyciu szczoteczki odczuwasz ból lub dyskomfort albo masz jakiegokolwiek obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skontaktuj się z lekarzem.
5. Jeśli przechodziłeś w ostatnim czasie zabieg chirurgiczny okolic jamy ustnej, przed użyciem produktu skonsultuj się z lekarzem.
6. Szczoteczka może powodować delikatne krwawienie dziąseł w pierwszych dniach stosowania. Jeśli krwawienie nie ustanie w przeciągu tygodnia, jest wyjątkowo obfite lub szczotkowanie sprawia dyskomfort, skontaktuj się z lekarzem.
7. Nie dociskaj zbyt mocno szczoteczki do zębów.
8. Dokładnie oczyść szczoteczkę po każdym użyciu i upewnij się czy na rękojeści oraz w miejscu styku z końcówką nie pozostały resztki pasty.
9. Ze względów higienicznych zaleca się, aby jedna końcówka wymienna była używana wyłącznie przez jedną osobę.
10. Wymieniaj końcówkę raz na 3 miesiące lub częściej, w razie zużycia.
11. Zalecamy stosowanie tylko końcówek wymiennych wskazanych przez producenta szczoteczki.
12. Produkt odpowiada wszelkim standardom eksploatacji urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz pytania dotyczące używania szczoteczki przez osoby ze sztucznym rozrusznikiem serca lub innymi implantami, skontaktuj się z lekarzem lub producentem tych urządzeń.

## 2

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



**Nakładanie i zdejmowanie końcówki szczoteczki**

**Nakładanie:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami na rysunku. Upewnij się, czy główka końcówki jest ustawiona w tej samej linii co przycisk i diody LED na rękojeści. Ustaw je w równej pozycji i nałóż końcówkę na korpus urządzenia. Upewnij się, czy końcówka została odpowiednio nałożona.



**Zdejmowanie:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami na rysunku. Jedną dłonią chwyć rękojeść szczoteczki, a drugą końcówkę; pociągnij w pionie. Rekomendujemy wymianę końcówek do zębów co 3 miesiące.

**Kompatybilność końcówek**

Szczoteczka soniczna SEYSSO Junior jest kompatybilna z końcówkami SEYSSO Junior Deep Clean. Nie gwarantujemy prawidłowego działania szczoteczki w przypadku użycia innych końcówek niż wymienione.

**Montaż stacji ładującej:**

Przed montażem należy oczyścić powierzchnię, na której zamierzamy umieścić naklejkę – powinna być sucha i odtłuszczone. Oderwij folię ochronną z nalepki na spodzie stacji. Upewnij się co do ustawienia naklejki względem powierzchni, strzałka powinna być skierowana ku górze. Dociśnij delikatnie w miejscu przyklejenia. Jeśli naklejka właściwie się trzyma, zdejmij stację ładującą, by wyrównać naklejkę. Obróć stację zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by skorygować jej położenie.



Oderwij folię ochronną z nalepki na spodzie stacji.



Przyklej nalepkę do powierzchni, strzałka powinna być skierowana ku górze.



Dociśnij delikatnie w miejscu przyklejenia.



Obróć stację zgodnie z ruchem wskazówek zegara i skoryguj jej położenie.

**Demontaż stacji ładującej:**

Obróć stację ładującą przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Gdy stacja ładująca zostanie poluzowana, możesz usunąć ją, pociągając w pionie.

**Uwaga:**

Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy naklejać stacji ładującej na ścianach bielonych lub drewnianych, na tapetach i innych nierównych powierzchniach, z których może łatwo się odkleić. Zaleca się przyklepanie jej na płaskich i gładkich powierzchniach, takich jak płytki szklane lub ceramiczne.

**Uwaga:**


W podstawie stacji ładowanej umieszczony jest port ładowania typu C. Zaleca się instalację stacji ładowanej w suchym otoczeniu. Upewnij się, że port stacji jest suchy podczas ładowania.

**Uruchamianie i zatrzymywanie**

Naciśnij krótko przycisk, aby uruchomić szczoteczkę. Ponowne naciśnięcie przycisku po co najmniej 5 sekundach działania w bieżącym programie spowoduje wyłączenie szczoteczki.

**Programy pracy**


Naciśnięcie przycisku w ciągu 5 sekund od uruchomienia lub zmiany programu spowoduje zmianę programu pracy.

**Funkcja pamięci**

Po 5 sekundach pracy szczoteczki bieżący program zostaje zapamiętany. Przy kolejnym uruchomieniu szczoteczki włączy się ona na wybranym programie.

**Programy pracy:****Ustawianie programu pracy**

Naciskaj krótko przycisk, aby zmienić program. Wybrany program podświetli się diodą LED na rękojeści szczoteczki.

**Clean**

Szybkie usuwanie płytki nazębnej i przebarwień przy częstotliwości 76 000 ruchów sonicznych na minutę. Program polecany do codziennego użytku.

**Sensitive**

Mała częstotliwość drgań – 56 000 ruchów sonicznych na minutę. Wskazany dla osób m.in. z delikatnymi dziąsłami lub borykających się z nadwrażliwością zębów. Sprawdza się także u osób, które po raz pierwszy korzystają ze szczotki sonicznej.

**Intensive**

Duża częstotliwość drgań – 96 000 ruchów sonicznych na minutę. Pozwala na dokładne usunięcie przebarwień i wspomaga polerowanie zębów.



1. Wyciśnij pastę na końcówkę szczoteczki.
2. Rozplanuj mycie zębów na cztery obszary (prawą i lewą górną oraz prawą i lewą dolną część uzębienia). Każdy z obszarów myj przez 30 sekund. Szczoteczka zasygnalizuje, kiedy należy zmienić czyszczony obszar.
3. Umieść końcówkę w ustach i włącz szczoteczkę naciśnięciem przycisku.
4. Naciskaj przycisk, aby przełączać szczoteczkę między programem czyszczenia (Clean), dla wrażliwych zębów (Sensitive) i usuwania osadów (Intensive).
5. Czyść po kolei wszystkie powierzchnie zębów – wewnętrzne, zewnętrzne i żujące. Wykonuj powolne ruchy szczoteczką, zwracając uwagę na siłę docisku końcówki do zębów.
6. Powierzchnie żujące zębów czyść pod kątem 90 stopni. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne czyść pod kątem 45 stopni (włóknami w stronę dziąseł). Podczas czyszczenia ruchy końcówki mogą słabnąć, co jest wynikiem zbyt mocnego dociskania szczoteczki do zębów.
7. Oplucz końcówkę i rękojeść szczoteczki pod bieżącą wodą. Osusz je i umieść w suchym miejscu.



#### Uwaga:

Aby uniknąć rozpryskiwania płynów, nie należy wyciągać szczoteczki z ust podczas jej działania.

**Końcówki wymienne szczoteczki**

Po każdym użyciu szczoteczki końcówkę należy zdjąć z rękojeści, opłukać bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

**Rękojeść**

Rękojeść szczoteczki należy opłukać pod bieżącą wodą, usuwając resztki pasty i wytrzeć do sucha miękkim ręcznikiem.

**Stacja ładująca**

Stację ładującą należy odłączyć od zasilania i wyczyścić wilgotnym ręcznikiem. Pozostawić do wyschnięcia.

**Uwaga:**

Do czyszczenia elementów zestawu nie stosuj wody o temperaturze wyższej niż 40°C ani kwaśnych lub mocno zasadowych płynów czyszczących.

**Ładowanie indukcyjne**

Twoja nowa szczoteczka jest częściowo naładowana. Po wyczerpaniu baterii należy naładować szczoteczkę. Jeśli wskaźnik ładowania miga na czerwono, oznacza to, że szczoteczkę należy naładować. W trakcie ładowania dioda LED naładowania będzie pulsacyjnie migać na czerwono. Po pełnym naładowaniu dioda zaświeci się na biało. Do ładowania należy używać ładowarki (adaptera/wtyczki) USB o standardowym napięciu 5V. Zalecana jest ładowarka o standardowym prądzie ładowania 1A.

**Uwaga:**

Ładuj szczoteczkę, gdy sygnalizują taką potrzebę. Rozładowywanie baterii do końca negatywnie wpływa na jej żywotność. Ładowanie powinno odbywać się do momentu, aż dioda LED naładowania baterii zaświeci się na biało.

**Utylizacja**

Demontaż urządzenia można przeprowadzać wyłącznie podczas jego utylizacji. Wcześniejsze wykonanie tej czynności spowoduje zniszczenie produktu. Produkt posiada wbudowaną baterię, nie należy wyrzucać jej razem z odpadami komunalnymi. Prosimy o przekazanie produktu do oficjalnego punktu zbiórki odpadów elektrycznych.

## 6

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Drgania szczoteczki wydają się słabsze.	Końcówka wymienna mogła zostać nieprawidłowo nałożona na rękojeść.	Upewnij się, czy końcówka została nałożona poprawnie.
		Jeśli problem nadal występuje, wymień końcówkę na nową.
Po naładowaniu szczoteczki żywotność baterii jest bardzo krótka.	Nieprawidłowe ustawienie szczoteczki na ładowarce może powodować, że proces ładowania jest nieefektywny.	Upewnij się, że szczoteczka jest umieszczona pionowo podczas ładowania.
		Jeżeli problem nadal występuje, prawdopodobną przyczyną jest zużycie akumulatora. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Po podłączeniu szczoteczki do stacji ładowania wskaźnik ładowania nie świeci się.	Jeżeli szczoteczka nie była używana przez ponad sześć miesięcy, wchodzi w stan uśpienia.	Po 6-20 minutach szczoteczka powinna wybudzić się ze stanu uśpienia i rozpocząć ładowanie akumulatora. Jest to normalne zjawisko.
		Jeśli szczoteczka nadal się nie ładuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Szczoteczka się nie uruchamia.	Należy sprawdzić, czy przyczyną jest niewystarczająca moc zasilania.	Należy sprawdzić, czy szczoteczka została prawidłowo naładowana.
		Jeżeli szczoteczka po naładowaniu nadal się nie uruchamia, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

## 7

## SPECYFIKACJA SZCZOTECZKI SEYSSO JUNIOR SONIC

NAZWA PRODUKTU	SEYSSO JUNIOR Szczoteczka Soniczna
Napięcie	5V/1A
Moc	3W
Typ przełącznika	Przycisk
Wyświetlacz	LED
Wyświetlone informacje	Programy pracy + naładowanie akumulatora
Czas pracy	Ok. 120-130 minut
Sposób ładowania	Ładowanie indukcyjne
Czas ładowania	Ok. 10 godzin
Prąd ładowania	80±15mA
Bateria	800mAh
Sygnalizacja rozładowania akumulatora	Migająca dioda
Klasa wodoszczelności	IPX7

**Ważne: Zastosowanie odpowiedniego zasilacza**

Prosimy upewnić się, że stosowany zasilacz posiada parametry wyjściowe zgodne z parametrami podanymi na etykiecie Twojej szczoteczki. Użycie zasilacza o niezgodnych parametrach może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i jest absolutnie niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować uszkodzeniem urządzenia, a także utratą gwarancji. Dbaj o swoje urządzenie, stosując tylko i wyłącznie zalecane akcesoria i zasilacze.

Gwarancja obowiązuje w Polsce i na terenie oficjalnych dystrybutorów. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Zachowaj dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W trakcie gwarancji możesz zgłosić reklamację, jeżeli produkt był używany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

**GWARANCJA NIE OBEJMUJE:**

1. Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
2. Uszkodzeń wynikających z:
  - a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia,
  - b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt,
  - c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu,
  - d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez producenta.

Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów sprawia, że gwarancja traci ważność. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Zdrapania, czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania. Tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie szczoteczki. Odpowiednie dbanie o swoją szczoteczkę soniczną znacząco zwiększa jej żywotność. Niestosowanie się do zaleceń może mieć wpływ na utratę gwarancji.

INSTRUKCJA DOTYCZY MODELI O NUMERACH: SK.ST.010.GRN.1, SK.ST.010.PNK.2.

**PRODUCENT:**

WM BRANDS SP. Z O. O.

UL. DZIUPIŁI 12

02-454 WARSZAWA, POLSKA

WYPRODUKOWANO W P.R.C.

**KONTAKT:**

MAIL: REKLAMACJE@SEYSSO.COM

WWW.SEYSSO.PL

Odporność na wodę (rękojeść szczoteczki): IPX7. Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.

Szczoteczki posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).



Opakowanie jest wykonane z tektury. Nadaje się do recyklingu.



Instrukcja jest wykonana z papieru. Nadaje się do recyklingu.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Symbol oznaczenia III klasy ochronności dla urządzenia elektrycznego.



Tylko do użytku domowego.

This manual is intended to instruct you in the safe and correct operation of the device to avoid potential injury and damage.

**ALWAYS OBSERVE BASIC SAFETY RULES WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, ESPECIALLY IN THE PRESENCE OF CHILDREN.**

**Dangers:**

1. Only use the USB cable and charging station included in the kit to charge your toothbrush.
2. Before connecting the charging station to the power supply, make sure that the voltage at the electrical socket is compatible with the specification of the device.
3. Do not use the toothbrush or charging station if it has been damaged in any way. If the charging station's power cord is damaged, stop using it immediately.
4. Do not attempt to repair, modify, or disassemble product components yourself. In case of damage, contact the customer service centre in your country or region (see the "Warranty and Service" section).
5. If the toothbrush will not be used for a long time, you want to clean it, or it is damaged, disconnect it from the charging station. If the toothbrush is not charging, unplug the charging station from the power supply.
6. If the toothbrush is fully charged, disconnect the charging station from the power supply.
7. Do not place metal objects on the charging station when charging.
8. Do not touch the USB cable or charging station with wet or damp hands.
9. Keep all parts of the product away from open flames and hot surfaces.
10. Product for indoor use only. Do not expose the product to external weather conditions.
11. When disconnecting the charging station from the electrical socket, pull the plug, not the cable.
12. Do not bend the USB cable and do not place it on sharp edges.

## Warnings:

1. Keep the charging station and USB cable away from water.
2. Do not immerse the charging station in water or any other liquid.
3. Make sure the charging station is completely dry before connecting it to the power supply.
4. To reduce the risk of electric shock:
  - Always disconnect the device from the power source after use.
  - Do not use while bathing.
  - For more detailed instructions on storing and using the device, as well as the included accessories, refer to the manufacturer (manufacturer's details are on the last page of the manual).
5. Do not immerse the toothbrush in water more than 1 metre deep or under running water for more than 30 minutes.
6. The toothbrush should be charged at a temperature between 0 and 40°C.
7. Use the product as intended. Follow the general safety precautions and battery recommendations in this manual. Any improper use may result in electric shock, burns, fire, and other hazards or injury.
8. Do not place any part of the product in a dishwasher, microwave oven, or on an induction cooker.
9. Do not expose any part of the product to direct sunlight or high temperatures (e.g. in hot cars or near hot cookers). Batteries may explode if overheated.
10. If the product shows signs of overheating, emits an unusual odour, or changes colour, or if charging takes significantly longer than usual, stop using the product, stop charging it, and contact customer service.
11. The toothbrush is equipped with a non-replaceable battery. Do not open the toothbrush to replace the battery.
12. If the battery is damaged, avoid contact with skin and eyes. In case of skin or eye contact, flush immediately with water and seek medical attention.

## Note:


1. The product may be used by children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities only if they are properly supervised or have been instructed in the safe operation of the device and understand the risks associated with improper use. Cleaning and maintenance cannot be carried out by children without adult supervision.
2. Never use the product if you have concentration problems and feel drowsy.
3. Young children should not play with the product. They may swallow small parts, which can lead to choking.
4. The product is intended only for cleaning teeth and gums. It should not be used for any other purpose. If you feel pain or discomfort after using the toothbrush, or have any concerns about the effects of the device on your health, please consult your doctor.
5. If you have recently undergone surgery around the mouth

or gums, consult your doctor before using this product.

6. The toothbrush may cause your gums to bleed slightly in the first few days of use. If the bleeding does not stop within a week or is unusually heavy, or brushing is uncomfortable, contact your doctor.
7. Do not press the toothbrush with excessive force against the teeth.
8. Thoroughly clean the toothbrush after each use and make sure that there is no toothpaste remains on the handle or in the area of contact with the brush head.
9. For hygienic reasons, it is recommended that one exchangeable brush head should only be used by one person.
10. Replace the brush head once every 3 months, or more often if it wears out.
11. We recommend using only the replacement brush heads indicated by the toothbrush manufacturer.
12. The product complies with all standards for the operation of electromagnetic devices. If you have questions about the use of the toothbrush by people with artificial pacemakers or other implants, contact your doctor or the manufacturer of these devices.

## 2

### DESCRIPTION OF THE KIT COMPONENTS





## 3

## STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS FOR USE

**How to install and remove the brush head:**

**To install:** Follow the instructions in the picture. Make sure the head tip is aligned with the button and LEDs on the handle. Align them and place the head on the body. Make sure that the brush head is properly installed.



**To remove:** Follow the instructions in the picture. Grasp the brush handle with one hand and the head with the other. Pull vertically. We recommend replacing the brush heads every 3 months.

**Head compatibility**

SEYSSO Junior sonic toothbrush is compatible with SEYSSO Junior Deep Clean. We do not guarantee that the toothbrush will work properly with any other brush heads.

**How to install the charging station:**

Before installing the charging station, clean the surface intended for the sticker. It should be dry and degreased. Peel off the protective film from the sticker at the bottom of the station. Make sure to put the sticker properly on the surface. The arrow should be pointing upwards. Press gently on the sticking area. If the sticker holds tight, remove the stand to align the sticker and turn it clockwise to adjust the position.



Peel of the protective film from the sticker



Put the sticker on the surface - the arrow should be pointing upwards



Press gently on the sticking area



Turn the stand clockwise to adjust the position

**How to remove the charging station:**

Turn the charging station counterclockwise. When the charging station becomes loose, remove it by pulling it vertically.

**Note:**

To avoid damage, do not stick the charging station on whitewashed or wooden walls, wallpaper, or other uneven surfaces from which it can easily peel off. It should be stuck on flat and smooth surfaces, such as glass or ceramic tiles.

**Note:**


The charging base has a type-C charging port. The charging station should be installed in a dry environment. Ensure that the station port is dry when charging.

**Starting and stopping**

Press the button briefly to start the toothbrush. Press the button again after at least 5 seconds of operation in the current mode to switch the toothbrush off.

**Modes**


Press the button within 5 seconds of starting or changing the mode to change the mode.

**Memory**

The current mode is stored after 5 seconds of use. The next time you start the toothbrush, it will set the mode you selected previously.

**Modes:****How to set the mode**

Press the button briefly to change the mode. LED on the toothbrush handle will indicate the selected mode.

**Clean**

Rapid removal of plaque and stains with 76,000 sonic movements per minute. Recommended for daily use.

**Sensitive**

Low-frequency vibrations – 56,000 sonic movements per minute. Suitable for people with sensitive gums or teeth. Also suitable for people who use a sonic brush for the first time.

**Intensive**

High-frequency vibrations – 96,000 sonic movements per minute. Allows you to thoroughly remove stains and helps polish teeth.

## 4

RECOMMENDATIONS  
ON BRUSHING TECHNIQUES

1. Put the toothpaste on the brush head of the toothbrush.
2. Divide your mouth into four sections: upper right, upper left, lower right, and lower left. Brush each section for 30 seconds. The toothbrush will signal when to move to another section.
3. Place the brush head in your mouth and press the button to switch the brush on.
4. Keep pressing the button to switch between different modes: Clean (for cleaning), Sensitive (for sensitive teeth) and Intensive (for removing stains).
5. Clean all tooth surfaces one at a time: cheek-sides, chewing surfaces, and lingual surfaces. Use slow movements, checking how firmly you press the brush against your teeth.
6. The chewing surfaces should be cleaned at a 90 degree angle. The facial and lingual surfaces should be cleaned at a 45 degree angle. If you press the toothbrush against the teeth too hard, the head movement may become weaker during cleaning.
7. Rinse the brush head and the handle under running water. Dry them and place them in a dry place.

**Note:**

To avoid splashing liquids, do not take the toothbrush out of your mouth while it is running.

**Replacement brush heads**

After each use of the toothbrush, the brush head should be removed from the handle, rinsed with running water, and allowed to dry.

**Handle**

Rinse the toothbrush handle under running water to remove any remaining toothpaste and wipe dry with a soft towel.

**Charging station**

Unplug the charging station and clean with a damp towel. Allow to dry.

**Note:**

Do not use water above 40°C and acidic or strongly alkaline cleaning fluids to clean the kit components.

**Inductive charging**

Your new toothbrush is partially charged. The toothbrush needs to be recharged when the battery is empty. If the charging indicator flashes red, this means that the toothbrush needs to be recharged. While charging, the battery charge LED will flash red. When fully charged, the LED will turn white. For charging, use a USB charger (adapter/plug) with a standard voltage of 5V. A charger with a standard charging current of 1A is recommended.

**Note:**

To prolong the life of the battery, charge your toothbrush only when prompted to do so (when the charging indicator LED is flashing red). Keep charging until the battery charge LED turns white.

**Disposal**

The device can only be disassembled when it is intended for disposal. Otherwise, you may destroy the product. The product has a built-in rechargeable battery. Do not dispose of the battery with municipal waste. Please dispose of the product at an official electrical waste collection centre.

## 6

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The vibration of the brush seems weaker.	The replacement head may have been incorrectly applied to the handle.	Make sure the head is applied correctly.
		If the problem persists, replace the head with a new one.
The battery life is very short when charged.	The charging process may be ineffective due to incorrect positioning of the toothbrush on the charger.	Make sure that the toothbrush is placed upright while charging.
		If the problem persists, the likely cause is a spent battery. Contact Customer Service.
The charging indicator is not lit when the toothbrush is connected to the charging station.	If the toothbrush has not been used for more than six months, it enters sleep mode.	After 6 to 20 minutes, the toothbrush should awaken from its sleep state and start charging the battery. This is normal.
		If the toothbrush still does not charge, contact Customer Service.
The toothbrush does not start.	Check if the power supply is sufficient.	Ensure that the toothbrush has been properly charged.
		If the toothbrush still does not start after charging, contact Customer Service.

## 7

SEYSSO JUNIOR SONIC  
TOOTHBRUSH SPECIFICATION

PRODUCT NAME	SEYSSO JUNIOR SONIC TOOTHBRUSH
Voltage	5V/1A
Power	3W
On/Off Switch	Button
Display	LED
Displayed Information	Mode + Low battery indication
Usage Time	120 - 130 minutes
Charging	Inductive charging
Charging Time	about 10 hours
Charging current	80±15mA
Battery	800mAh
Discharged Battery Indicator	Flashing diode
Waterproof Rating	IPX7

**Important: Use of the appropriate power supply**

Please ensure that the power supply used has output parameters compatible with those specified on the label of your toothbrush. Using a power supply with incompatible parameters may lead to improper functioning of the device and is absolutely unacceptable. Failure to adhere to this rule may result in damage to the device, as well as loss of warranty. Take care of your device by using only recommended accessories and power supplies.

The warranty is valid in Poland and in the territories of official distributors. The warranty covers damage related to manufacturing defects or improper workmanship of the product. Keep the proof of purchase for the duration of the warranty. During the warranty period, you can file a claim if the product was used correctly and for its intended purpose.

#### THE WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Surface damages resulting from normal use.
2. Damages resulting from:
  - a) accidental dropping or impact, improper use, abuse or commercial use, neglect, device modification,
  - b) improper maintenance, neglect of the product,
  - c) connection to an incorrect power source,
  - d) repairs or attempted repairs by an unauthorized party by the manufacturer.

Any attempts to open or dismantle the device, its parts, or accessories will void the warranty. Warranty claims must be supported by proof. The claim must be made within the warranty period. Scratches or abrasions on the surface of the handle will be treated as superficial damage resulting from normal use. As such, they will not be covered by the warranty. The warranty applies to components that affect the functioning of the toothbrush. Proper care of your sonic toothbrush significantly increases its lifespan. Failure to follow recommendations may affect the loss of warranty.

INSTRUCTION FOR MODELS: SK.ST.010.GRN.1, SK.ST.010.PNK.2.

**PRODUCER:**

WM BRANDS SP. Z O.O.

UL. DZIUPIŁI 12

02-454 WARSZAWA, POLAND

MADE IN P.R.C.

**CONTACT:**

EMAIL: REKLAMACJE@SEYSSO.COM

WEBSITE: WWW.SEYSSO.PL

Water Resistance (Toothbrush Handle): IPX7. Protection against the effects of immersion in water up to a depth of 1 meter for 30 minutes. The toothbrushes are equipped with a built-in lithium-ion battery.



This product meets the requirements of the so-called "New Approach" Directives of the European Union (EU).



The packaging is made of cardboard. It is recyclable.



The instruction manual is made of paper. It is recyclable.



This device is marked in accordance with the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment and the WEEE Directive 2012/19/EU with the symbol of a crossed-out waste bin. This marking indicates that the equipment, after its period of use, should not be disposed of with other household waste. The user is obliged to hand it over to entities collecting waste electrical and electronic equipment, including local collection points, stores, and municipal units, which create an appropriate system allowing for the disposal of this equipment. Proper handling of waste electrical and electronic equipment helps avoid harmful consequences for human health and the environment due to the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.



The device is marked with the symbol for Class III protection for electrical devices.



For domestic use only.

Tento manuál je určen k instruování v bezpečném a správném ovládní zařízení, aby se předešlo potenciálnímu zranění a poškození.

## VŽDY DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, ZVLÁŠTĚ V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

### Nebezpečí:

1. K nabíjení zubní kartáčku použijte pouze USB kabel a nabíjecí stanici součást balení.
2. Před připojením nabíjecí stanice k napájení se ujistěte, že napětí v elektrické zásuvce je kompatibilní se specifikací zařízení.
3. Nepoužívejte zubní kartáček ani nabíjecí stanici, pokud byly jakkoliv poškozeny. Pokud je napájecí kabel nabíjecí stanice poškozen, okamžitě přestaňte jej používat.
4. Nepokoušejte se opravit, upravit nebo rozebrat komponenty produktu sami. V případě poškození kontaktujte zákaznický servis ve vaší zemi nebo regionu (viz sekce „Záruka a servis“).
5. Pokud nebude zubní kartáček dlouho používán, chcete jej vyčistit nebo je poškozen, odpojte jej od nabíjecí stanice. Pokud se zubní kartáček nenabíjí, odpojte nabíjecí stanici od napájení.
6. Pokud je zubní kartáček plně nabit, odpojte nabíjecí stanici od napájení.
7. Při nabíjení nekládejte na nabíjecí stanici kovové předměty.
8. Nedotýkejte se USB kabelu ani nabíjecí stanice mokřýma nebo vlhkýma rukama.
9. Všechny části produktu uchovávejte daleko od otevřeného ohně a horkých povrchů.
10. Produkt je určen pouze pro použití uvnitř. Neexponujte produkt vnějším povětrnostním podmínkám.
11. Při odpojování nabíjecí stanice od elektrické zásuvky táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
12. Neohýbejte USB kabel a nekládejte ho na ostré hrany.



## Varování:

1. Nabíjecí stanici a USB kabel uchovávejte mimo dosah vody.
2. Neponořujte nabíjecí stanici do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
3. Před připojením nabíjecí stanice k napájecímu zdroji se ujistěte, že je zcela suchá.
4. Pro snížení rizika elektrického úderu:
  - Vždy po použití odpojte zařízení od zdroje proudu.
  - Nepoužívejte při koupeli.
  - Pro podrobnější pokyny k ukládání a používání zařízení, stejně jako přiložených příslušenství, se obraťte na výrobce (údaje výrobce najdete na poslední stránce návodu).
5. Neponořujte zubní kartáček do vody hlubší než 1 metr nebo pod tekoucí vodu na více než 30 minut.
6. Zubní kartáček by měl být nabíjen při teplotě mezi 0 a 40°C.
7. Používejte produkt podle určení. Dodržujte obecná bezpečnostní opatření a doporučení pro baterie uvedená v tomto manuálu. Jakékoli nesprávné použití může vést k elektrickému šoku, popáleninám, požáru a dalším nebezpečím nebo zraněním.
8. Nevkládejte žádnou část produktu do myčky, mikrovlnné trouby nebo na indukční vařič.
9. Neexponujte žádnou část produktu přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám (např. v horkých autech nebo blízko horkých sporáků). Baterie mohou explodovat, pokud jsou přehřáté.
10. Pokud produkt vykazuje známky přehřívání, vydává neobvyklý zápach, mění barvu, nebo pokud nabíjení trvá podstatně déle než obvykle, přestaňte produkt používat, nabíjet a kontaktujte zákaznický servis.
11. Zubní kartáček je vybaven nevyměnitelnou baterií. Neotvírejte zubní kartáček s úmyslem vyměnit baterii.
12. Pokud je baterie poškozena, vyhněte se kontaktu s kůží a očima. V případě kontaktu s kůží nebo očima okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

## Poznámka:


1. Produkt mohou používat děti a osoby se sníženou fyzickou, sensorickou nebo mentální schopností pouze v případě, že jsou řádně dohlíženy nebo byly instruovány o bezpečném ovládní zařízení a rozumí rizikům spojeným s nesprávným používáním. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru dospělého.
2. Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte problémy s koncentrací a cítíte se ospalí.
3. Malé děti by si s produktem neměly hrát. Mohly by spolknout malé části, což může vést k zadušení.
4. Produkt je určen pouze pro čištění zubů a dásní. Neměl by být používán pro žádné jiné účely. Pokud cítíte bolest nebo nepohodlí po použití zubního kartáčku, nebo máte obavy o vliv zařízení na vaše zdraví, poraďte se s lékařem.
5. Pokud jste nedávno podstoupili operaci v oblasti úst nebo dásní, poraďte se s lékařem před použitím tohoto produktu.
6. Zubní kartáček může způsobit mírné krvácení dásní v prvních dnech

používání. Pokud krvácení neustane do týdne nebo je neobvykle silné, nebo je čištění nepříjemné, kontaktujte lékaře.

7. Nepoužívejte zubní kartáček s přílišnou silou proti zubům.
8. Po každém použití důkladně vyčistěte zubní kartáček a ujistěte se, že na rukojeti nebo v oblasti kontaktu s hlavou kartáčku nezůstaly zbytky zubní pasty.
9. Z hygienických důvodů se doporučuje, aby jedna vyměnitelná hlava kartáčku byla používána pouze jednou osobou.
10. Vyměňujte hlavu kartáčku každé 3 měsíce, nebo častěji, pokud se opotřebí.
11. Doporučujeme používat pouze náhradní hlavy kartáčků, které jsou uvedeny výrobcem zubního kartáčku.
12. Produkt splňuje všechny normy pro provoz elektromagnetických zařízení. Pokud máte otázky týkající se používání zubního kartáčku osobami s umělými kardiostimulátory nebo jinými implantáty, kontaktujte svého lékaře nebo výrobce těchto zařízení.

## 2

### POPIS SOUČÁSTÍ SADY



## 3

### POSTUPNÍ POKYNY K POUŽITÍ

**Jak nainstalovat a odstranit hlavici kartáčku:**

**K instalaci:** Postupujte podle pokynů na obrázku. Ujistěte se, že špička hlavice je zarovnána s tlačítkem a LED diodami na rukojeti. Zarovnejte je a umístěte hlavici na tělo. Ujistěte se, že je hlavice kartáčku správně nainstalována. Doporučujeme vyměňovat hlavice zubních kartáčků každé 3 měsíce.



**K odstranění:** Postupujte podle pokynů na obrázku. Držte rukojeť kartáčku jednou rukou a hlavici druhou. Táhněte vertikálně.



## Kompatibilita hlavic

Sonický zubní kartáček SEYSSO Junior je kompatibilní s SEYSSO Junior Deep Clean. Negarantujeme, že zubní kartáček bude správně fungovat s jakýmkoli jinými hlavicemi kartáčků.

### Jak nainstalovat nabíjecí stanici:

Před instalací nabíjecí stanice vyčistěte povrch určený pro samolepku. Měl by být suchý a odmaštěný. Odlepte ochrannou fólii ze samolepky na spodní straně stanice. Ujistěte se, že samolepku umístíte správně na povrch. Šipka by měla směřovat nahoru. Jemně stiskněte lepící plochu. Pokud samolepka drží pevně, odstraňte stojan, abyste samolepku zarovnali, a otočte ji ve směru hodinových ručiček, aby jste upravili pozici.



Odlepte ochrannou fólii ze samolepky



Umístěte samolepku na povrch - šipka by měla směřovat nahoru



Jemně stiskněte lepící plochu



Otočte stojan ve směru hodinových ručiček, aby jste upravili pozici

### Jak odstranit nabíjecí stanici:

Otočte nabíjecí stanici proti směru hodinových ručiček. Když se nabíjecí stanice uvolní, odstraňte ji táhnutím vertikálně.



### Poznámka:

Aby se předešlo poškození, nenalepujte nabíjecí stanici na vápenaté nebo dřevěné stěny, tapety nebo jiné nerovné povrchy, ze kterých se může snadno oloupat. Měla by být nalepena na ploché a hladké povrchy, jako je sklo nebo keramické dlaždice.

### Poznámka:

Nabíjecí základna má nabíjecí port typu C. Nabíjecí stanice by měla být instalována v suchém prostředí. Ujistěte se, že port stanice je při nabíjení suchý.

## Spouštění a zastavení

Stiskněte tlačítko krátce pro spuštění zubního kartáčku. Stiskněte tlačítko znovu po alespoň 5 sekundách provozu v aktuálním režimu pro vypnutí zubního kartáčku.

## Režimy

Stiskněte tlačítko během 5 sekund od spuštění nebo změny režimu pro změnu režimu.




## Paměť

Aktuální režim se uloží po 5 sekundách používání. Při dalším spuštění zubního kartáčku se nastaví režim, který jste si předtím vybrali.

## Režimy:

### Jak nastavit režim

Stiskněte tlačítko krátce pro změnu režimu. LED na rukojeti zubního kartáčku indikuje vybraný režim.



## Clean

Rychlé odstranění plaku a skvrn s 76,000 sonickými pohyby za minutu. Doporučeno pro denní použití.

## Sensitive

Nízkofrekvenční vibrace – 56,000 sonických pohybů za minutu. Vhodné pro osoby s citlivými dásněmi nebo zuby. Vhodné také pro osoby, které používají sonický kartáček poprvé.

## Intensive

Vysokofrekvenční vibrace – 96,000 sonických pohybů za minutu. Umožňuje důkladné odstranění skvrn a pomáhá leštit zuby.

1. Aplikujte zubní pastu na hlavici kartáčku zubního kartáčku.
2. Rozdělte si ústa na čtyři části: pravá horní, levá horní, pravá dolní a levá dolní. Každou část čistěte 30 sekund. Zubní kartáček signalizuje, kdy přejít na další část.
3. Vložte hlavici kartáčku do úst a stiskněte tlačítko pro zapnutí kartáčku.
4. Stiskem tlačítka přepínejte mezi různými režimy: Clean (pro čištění), Sensitive (pro citlivé zuby) a Intensive (pro odstranění skvrn).
5. Čistěte postupně všechny plochy zubů: strany směrem k lícím, žvýkací plochy a jazykové plochy. Používejte pomalé pohyby a kontrolujte, jak pevně tlačíte kartáček na zuby.
6. Žvýkací plochy by měly být čištěny pod úhlem 90 stupňů. Vnější a jazykové plochy by měly být čištěny pod úhlem 45 stupňů. Pokud tlačíte zubní kartáček příliš silně na zuby, může být pohyb hlavy při čištění slabší.
7. Opláchněte hlavici kartáčku a rukojeť pod tekoucí vodou. Osušte je a uložte na suché místo.



#### Poznámka:

Aby se předešlo stříkání tekutin, nevyjímajte zubní kartáček z úst, když je zapnutý.

**Náhradní hlavice kartáčků**

Po každém použití zubního kartáčku by měla být hlavice kartáčku odstraněna z rukojeti, opláchnuta pod tekoucí vodou a nechána uschnout.

**Rukojeť**

Opláchněte rukojeť zubního kartáčku pod tekoucí vodou, abyste odstranili zbytky zubní pasty, a otřete ji do sucha měkkým ručníkem.

**Nabíjecí stanice**

Odpojte nabíjecí stanici a vyčistěte ji vlhkým ručníkem. Nechte uschnout.

**Poznámka:**

Na čištění komponentů sady nepoužívejte vodu nad 40°C a čisticí prostředky s kyselým nebo silně zásaditým složením.

**Indukční nabíjení**

Váš nový zubní kartáček je částečně nabitý. Zubní kartáček je třeba dobít, když je baterie prázdná. Pokud indikátor nabíjení bliká červeně, znamená to, že zubní kartáček je třeba dobít. Během nabíjení bude LED indikátor stavu baterie blikat červeně. Když je plně nabitý, LED indikátor změní barvu na bílou. Pro nabíjení použijte USB nabíječku (adaptér/zástrčku) se standardním napětím 5V. Doporučuje se nabíječka se standardním nabíjecím proudem 1A.

**Poznámka:**

Pro prodloužení životnosti baterie nabíjejte svůj zubní kartáček pouze tehdy, když to bude indikováno (když LED indikátor nabíjení bliká červeně). Nabíjejte, dokud LED indikátor stavu baterie nezmění barvu na bílou.

**Likvidace**

Zařízení lze rozebrat pouze tehdy, když je určeno k likvidaci. V opačném případě můžete produkt zničit. Produkt má vestavěnou dobíjecí baterii. Baterii nevyhazujte s komunálním odpadem. Prosím, likvidujte produkt v oficiálním sběrném místě elektrického odpadu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Vibrace kartáčku se zdá být slabší.	Náhradní hlavice mohla být nesprávně nasazena na rukojeť.	Ujistěte se, že hlavice je správně nasazena. Pokud problém přetrvává, vyměňte hlavici za novou.
Životnost baterie je velmi krátká po nabití.	Nabíjecí proces může být neefektivní kvůli nesprávnému umístění zubního kartáčku na nabíječe.	Ujistěte se, že zubní kartáček je při nabíjení umístěn kolmo. Pokud problém přetrvává, pravděpodobná příčina je vybitá baterie. Kontaktujte zákaznický servis.
Indikátor nabíjení nesvítí, když je zubní kartáček připojen k nabíjecí stanici.	Pokud nebyl zubní kartáček používán více než šest měsíců, přejde do režimu spánku.	Po 6 až 20 minutách by se zubní kartáček měl probudit ze spánkového stavu a začít nabíjet baterii. To je normální. Pokud zubní kartáček stále nezačne nabíjet, kontaktujte zákaznický servis.
Zubní kartáček se nespustí.	Zkontrolujte, zda je zdroj energie dostatečný.	Ujistěte se, že zubní kartáček byl správně nabíjen. Pokud zubní kartáček stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.

## SPECIFIKACE SEYSSO JUNIOR SONIC TOOTHBRUSH

NÁZEV PRODUKTU	SEYSSO JUNIOR SONIC TOOTHBRUSH
Napětí	5V/1A
Výkon	3W
Vypínač	Tlačítko
Displej	LED
Zobrazované informace	Režim + indikace nízké baterie
Doba použití	120 - 130 minut
Nabíjení	Indukční nabíjení
Doba nabíjení	přibližně 10 hodin
Nabíjecí proud	80±15mA
Baterie	800mAh
Indikátor vybité baterie	Blikající dioda
Hodnocení voděodolnosti	IPX7

### Důležité: Použití vhodného zdroje napájení

Ujistěte se, že použitý zdroj napájení má výstupní parametry kompatibilní s parametry uvedenými na štítku vašeho zubního kartáčku. Použití zdroje napájení s nekompatibilními parametry může vést k nesprávnému fungování zařízení a je naprosto nepřijatelné. Nedodržení této zásady může vést k poškození zařízení, stejně jako ke ztrátě záruky. Chraňte své zařízení používáním pouze doporučených příslušenství a zdrojů napájení.

Záruka platí v Polsku a na území oficiálních distributorů. Záruka pokrývá poškození související s výrobními vadami nebo nesprávným provedením produktu. Uchovávejte doklad o nákupu po dobu trvání záruky. Během záruční doby můžete podat reklamaci, pokud byl produkt používán správně a pro svůj určený účel.

#### ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ:

1. Povrchová poškození vzniklá běžným používáním.
2. Poškození vzniklé v důsledku:
  - a) náhodného upuštění nebo nárazu, nesprávného použití, zneužití nebo komerčního použití, zanedbání, úpravy zařízení,
  - b) nevhodné údržby, zanedbání produktu,
  - c) připojení k nesprávnému zdroji proudu,
  - d) oprav nebo pokusů o opravy neautorizovanou stranou výrobcem.

Jakékoli pokusy o otevření nebo demontáž zařízení, jeho částí nebo příslušenství způsobí ztrátu záruky. Nároky na záruku musí být podloženy důkazy. Nárok musí být uplatněn v záruční době. Škrábance nebo oděrky na povrchu rukojeti budou považovány za povrchové poškození vzniklé běžným používáním. Jako takové nebudou zárukou pokryty. Záruka se vztahuje na komponenty, které ovlivňují fungování zubního kartáčku. Řádná péče o váš sonický zubní kartáček výrazně zvyšuje jeho životnost. Nedodržení doporučení může mít vliv na ztrátu záruky.



## NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODELÝ: SK.ST.010.GRN.1, SK.ST.010.PNK.2.

## VÝROBCE:

WM BRANDS SP. Z O.O.

UL. DZIUPLI 12 02-454 VARŠAVA, POLSKO

VYROBENO V ČR.

## KONTAKT:

E-MAIL: REKLAMACJE@SEYSSO.COM

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.SEYSSO.PL

Odolnost vůči vodě (Rukojeť zubního kartáčku): IPX7. Ochrana proti účinkům ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Zubní kartáčky jsou vybaveny vestavěnou lithium-iontovou baterií.



Tento produkt splňuje požadavky takzvaných „Nových přístupů“ direktiv Evropské unie (EU).



Balení je vyrobeno z kartonu. Je recyklovatelné.



Návod k použití je vyroben z papíru. Je recyklovatelný.



Toto zařízení je označeno v souladu s polským zákonem o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení a direktivou WEEE 2012/19/EU symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Toto označení informuje, že zařízení po době jeho užívání nesmí být odstraněno společně s ostatními domácími odpady. Uživatel je povinen odevzdat jej subjektům provádějícím sběr odpadního elektrického a elektronického zařízení, včetně místních sběrných míst, obchodů a obecních jednotek, které vytvářejí příslušný systém umožňující odstranění tohoto zařízení. Správné zacházení s odpadním elektrickým a elektronickým zařízením pomáhá zabránit škodlivým důsledkům pro zdraví lidí a životní prostředí v důsledku přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zpracování tohoto zařízení.



Zařízení je označeno symbolem pro ochranu třídy III pro elektrická zařízení.



Pouze pro domácí použití.

Tento manuál je určený na to, aby vás naučil bezpečnému a správneému ovládaniu zariadenia, aby sa predišlo potenciálnemu zraneniu a poškodeniu.

## VŽDY DODRŽIAVAJTE ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, OBZVLÁŠŤ V PRÍTOMNOSTI DETÍ.

### Nebezpečenstvá:

1. Na nabíjanie zubnej kefy používajte iba USB kábel a nabíjaciu stanicu, ktoré sú súčasťou sady.
2. Pred pripojením nabíjacej stanice k zdroju napájania sa uistite, že napätie v elektrickej zásuvke je kompatibilné so špecifikáciou zariadenia.
3. Nepoužívajte zubnú kefku ani nabíjaciu stanicu, ak boli akokoľvek poškodené. Ak je napájací kábel nabíjacej stanice poškodený, okamžite prestaňte ho používať.
4. Nepokúšajte sa sami opraviť, upraviť alebo demontovať komponenty produktu. V prípade poškodenia kontaktujte zákaznický servis vo vašej krajine alebo regióne (pozri sekciu „Záruka a servis“).
5. Ak nebude zubná kefka dlhšie používaná, chcete ju vyčistiť alebo je poškodená, odpojte ju od nabíjacej stanice. Ak sa zubná kefka nenabíja, odpojte nabíjaciu stanicu od zdroja napájania.
6. Ak je zubná kefka úplne nabitá, odpojte nabíjaciu stanicu od zdroja napájania.
7. Pri nabíjaní nekladte na nabíjaciu stanicu kovové predmety.
8. Nedotýkajte sa USB kábla ani nabíjacej stanice mokrymi alebo vlhkými rukami.
9. Všetky časti produktu uchovávajte ďaleko od otvoreného ohňa a horúcich povrchov.
10. Produkt je určený len pre použitie v interiéri. Nevystavujte produkt vonkajším poveternostným podmienkam. Tento manuál je určený na to, aby vás poučil o bezpečnom a správnom používaní zariadenia, aby sa predišlo potenciálnemu zraneniu a poškodeniu.
11. Pri odpojovaní nabíjacej stanice od elektrickej zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
12. Neohýbajte USB kábel a nekladte ho na ostré hrany.

## Varovania:

1. Nabíjaciu stanicu a USB kábel uchovávajte mimo dosahu vody.
2. Nepotápajte nabíjaciu stanicu do vody alebo iných kvapalín.
3. Pred pripojením nabíjacej stanice k napájacimu zdroju sa uistite, že je úplne suchá.
4. Aby ste znížili riziko elektrického úderu:
  - Vždy po použití odpojte zariadenie od zdroja prúdu.
  - Nepoužívajte počas kúpania.
  - Pre podrobnejšie pokyny k uskladneniu a používaniu zariadenia, ako aj k priloženým príslušenstvám, obráťte sa na výrobcu (údaje výrobcu sú na poslednej strane návodu).
5. Neponárajte zubnú kefku do vody hlbšej ako 1 meter alebo pod tečúcu vodu na viac ako 30 minút.
6. Zubná kefka by mala byť nabíjaná pri teplote medzi 0 a 40°C.
7. Používajte produkt podľa určenia. Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné opatrenia a odporúčania pre batérie uvedené v tomto manuáli. Akékoľvek nesprávne použitie môže viesť k elektrickému šoku, popáleninám, požiaru a iným nebezpečenstvám alebo zraneniam.
8. Nevkladajte žiadnu časť produktu do umývačky riadu, mikrovlnnej rúry alebo na indukčný varič.
9. Neexponujte žiadnu časť produktu priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám (napr. v horúcich autách alebo blízko horúcich sporákov). Batérie môžu explodovať, ak sú prehriate.
10. Ak produkt vykazuje známky prehrievania, vydáva neobvyklý zápach, mení farbu, alebo ak nabíjanie trvá podstatne dlhšie ako obvykle, prestaňte produkt používať, nabíjať a kontaktujte zákaznický servis.
11. Zubná kefka je vybavená nenahraditeľnou batériou. Neotvárajte zubnú kefku s cieľom vymeniť batériu.
12. Ak je batéria poškodená, vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. V prípade kontaktu s kožou alebo očami okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

## Poznámka:


1. Produkt môžu používať deti a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou len v prípade, ak sú riadne dozorované alebo boli instruované o bezpečnom ovládaní zariadenia a rozumejú rizikám spojeným s nesprávnym používaním. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dohľadu dospelého.
2. Nikdy nepoužívajte produkt, ak máte problémy so sústredením a cítite sa ospalí.
3. Malé deti by sa s produktom nemali hrať. Mohli by prehltnúť malé časti, čo môže viesť k zaduseniu.
4. Produkt je určený len na čistenie zubov a ďasien. Nemal by byť používaný na žiadne iné účely. Ak cítite bolesť alebo nepohodlie po použití zubnej kefy, alebo máte obavy o vplyv zariadenia na vaše zdravie, poraďte sa s lekárom.
5. Ak ste nedávno absolvovali operáciu v oblasti úst alebo ďasien, pred použitím tohto produktu sa poraďte s lekárom.
6. Zubná kefka môže spôsobiť mierny krvácanie ďasien počas prvých

dni používania. Ak krvácanie neustane do týždňa alebo je nezvyčajne silné, alebo ak je čistenie neprijemné, kontaktujte lekára.

7. Neaplikujte prílišnú silu zubnou kefkou proti zubom.
8. Po každom použití dôkladne vyčistite zubnú kefkou a uistite sa, že na rukoväti alebo v oblasti kontaktu s hlavicom kefkou neostali zvyšky zubnej pasty.
9. Z hygienických dôvodov sa odporúča, aby jedna vymeniteľná hlavica kefkou bola používaná len jednou osobou.
10. Vymieňajte hlavicu kefkou každé 3 mesiace alebo častejšie, ak sa opotrebuje.
11. Odporúčame používať len náhradné hlavice kefkou uvedené výrobcom zubnej kefkou.
12. Produkt spĺňa všetky normy pre prevádzku elektromagnetických zariadení. Ak máte otázky týkajúce sa používania zubnej kefkou osobami s umelými kardiostimulátormi alebo inými implantátmi, kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu týchto zariadení.

## 2

### POPIS SÚČASTÍ SADY



**Ako nainštalovať a odstrániť hlavicu kefy:**

**Na inštaláciu:** Postupujte podľa pokynov na obrázku. Uistite sa, že špička hlavice je zarovnaná s tlačidlom a LED diódami na rukoväti. Zarovnajtie ich a umiestnite hlavicu na telo. Uistite sa, že je hlavica kefy správne nainštalovaná. Odporúčame vymieňať hlavice zubných kefiek každé 3 mesiace.



**Na odstránenie:** Postupujte podľa pokynov na obrázku. Chyťte rukoväť kefy jednou rukou a hlavicu druhou. Ťahajte vertikálne.

**Kompatibilita hlavíc**

Sonická zubná kefka SEYSSO Junior je kompatibilná s SEYSSO Junior Deep Clean. Nezarúčujeme, že zubná kefka bude správne fungovať s akýmikoľvek inými hlavcami kefiek.

**Ako nainštalovať nabijaciu stanicu:**

Pred inštaláciou nabijacej stanice vyčistite povrch určený pre nálepku. Mal by byť suchý a odmastený. Odlúpnite ochrannú fóliu z nálepky na spodnej strane stanice. Uistite sa, že nálepku umiestnite správne na povrch. Šípka by mala smerovať nahor. Jemne stlačte na lepiacu plochu. Ak nálepka drží pevne, odstráňte stojan, aby ste nálepku zarovnali, a otočte ju v smere hodinových ručičiek, aby ste upravili polohu.



Odlúpnite ochrannú fóliu z nálepky



Umiestnite nálepku na povrch - šípka by mala smerovať nahor



Jemne stlačte na lepiacu plochu



Otočte stojan v smere hodinových ručičiek, aby ste upravili polohu

**Ako odstrániť nabijaciu stanicu:**

Otočte nabijaciu stanicu proti smeru hodinových ručičiek. Keď sa nabijacia stanica uvoľní, odstráňte ju ťahaním vertikálne.

**Poznámka:**

Aby ste zabránili poškodeniu, nelepte nabijaciu stanicu na vápenné alebo drevené steny, tapety alebo iné nerovné povrchy, z ktorých sa môže ľahko odlepiť. Mala by byť nalepená na ploché a hladké povrchy, ako je sklo alebo keramické dlaždice.

**Poznámka:**

Nabijacia základňa má nabijací port typu C. Nabijacia stanica by mala byť inštalovaná v suchom prostredí. Uistite sa, že port stanice je pri nabíjaní suchý.

## Spustenie a zastavenie

Stlačte tlačidlo krátko na spustenie zubnej kefky. Stlačte tlačidlo znova po aspoň 5 sekundách prevádzky v aktuálnom režime na vypnutie zubnej kefky.

## Režimy

Stlačte tlačidlo do 5 sekúnd od spustenia alebo zmeny režimu na zmenu režimu.




## Pamäť

Aktuálny režim sa uloží po 5 sekundách používania. Pri ďalšom spustení zubnej kefky sa nastaví režim, ktorý ste si predtým vybrali.

## Režimy:

### Ako nastaviť režim

Stlačte tlačidlo krátko na zmenu režimu. LED dióda na rukoväti zubnej kefky indikuje vybraný režim.



## Clean

Rýchle odstránenie plaku a škvŕn s 76,000 sonickými pohybmi za minútu. Odporúčané na denné použitie.

## Sensitive

Nízkofrekvenčné vibrácie – 56,000 sonických pohybov za minútu. Vhodné pre ľudí s citlivými ďasnami alebo zubami. Vhodné aj pre ľudí, ktorí používajú sonickú kefku prvýkrát.

## Intensive

Vysokofrekvenčné vibrácie – 96,000 sonických pohybov za minútu. Umožňuje dôkladné odstránenie škvŕn a pomáha leštiť zuby.

1. Naneste zubnú pastu na hlavicu kefky zubnej kefky.
2. Rozdeľte si ústa na štyri časti: pravá horná, ľavá horná, pravá dolná a ľavá dolná. Každú časť čistite 30 sekúnd. Zubná kefka signalizuje, kedy prejsť na ďalšiu časť.
3. Vložte hlavicu kefky do úst a stlačte tlačidlo na zapnutie kefky.
4. Stlačením tlačidla prepínajte medzi rôznymi režimami: Clean (pre čistenie), Sensitive (pre citlivé zuby) a Intensive (na odstránenie škvŕn).
5. Čistite postupne všetky plochy zubov: strany smerom k lícam, žuvacie plochy a jazykové plochy. Používajte pomalé pohyby a kontrolujte, ako pevne tlačíte kefku na zuby.
6. Žuvacie plochy by mali byť čistené pod uhlom 90 stupňov. Vonkajšie a jazykové plochy by mali byť čistené pod uhlom 45 stupňov. Ak tlačíte zubnú kefku príliš silno na zuby, pohyb hlavice môže byť pri čistení slabší.
7. Opláchnite hlavicu kefky a rukoväť pod tečúcou vodou. Osušte ich a uložte na suché miesto.



#### Poznámka:

Aby ste predišli striekaniu kvapalín, nevyberajte zubnú kefku z úst, keď je zapnutá.



#### Náhradné hlavice kefiek

Po každom použití zubnej kefky by mala byť hlavica kefky odstránená z rukoväte, opláchnutá pod tečúcou vodou a nechaná uschnúť.



#### Rukoväť

Opláchnite rukoväť zubnej kefky pod tečúcou vodou, aby ste odstránili zvyšky zubnej pasty, a utrite ju do sucha mäkkým uterákom.



#### Nabijacia stanica

Odpojte nabijaciu stanicu a vyčistite ju vlhkým uterákom. Nechajte uschnúť.

#### Poznámka:

Na čistenie súčastí sady nepoužívajte vodu s teplotou nad 40°C a čistiace prostriedky s kyslým alebo silne zásaditým zložením.

#### Indukčné nabíjanie

Vaša nová zubná kefka je čiastočne nabitá. Zubná kefka potrebuje byť znovu nabitá, keď je batéria vybitá. Ak indikátor nabíjania bliká červenou farbou, znamená to, že zubná kefka potrebuje byť znovu nabitá. Počas nabíjania bude LED indikátor nabíjania batérie bliká červenou farbou. Keď je plne nabitá, LED indikátor zmení farbu na bielu. Na nabíjanie použite USB nabíjačku (adaptér/zástrčku) so štandardným napätím 5V. Odporúča sa nabíjačka so štandardným nabíjacím prúdom 1A.

#### Poznámka:

Pre predĺženie životnosti batérie nabíjajte svoju zubnú kefku len vtedy, keď to bude indikované (keď LED indikátor nabíjania bliká červenou farbou). Nabíjajte, až kým LED indikátor nabíjania nezmení farbu na bielu.

#### Likvidácia

Zariadenie možno rozobrať len vtedy, keď je určené na likvidáciu. V opačnom prípade môžete produkt zničiť. Produkt má vstavanú nabíjateľnú batériu. Batériu nevyhadzujte s komunálnym odpadom. Prosím, likvidujte produkt v oficiálnom zbernom mieste elektrického odpadu.



## 6

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Vibrácia kefky sa zdá byť slabšia.	Náhradná hlavica mohla byť nesprávne nasadená na rukoväť.	Uistite sa, že hlavica je správne nasadená. Ak problém pretrváva, vymeňte hlavicu za novú.
Životnosť batérie je veľmi krátka po nabití.	Proces nabíjania môže byť neefektívny kvôli nesprávnemu umiestneniu zubnej kefky na nabíjačke.	Uistite sa, že zubná kefka je pri nabíjaní umiestnená zvisle. Ak problém pretrváva, pravdepodobná príčina je vybitá batéria. Kontaktujte zákaznický servis.
Indikátor nabíjania nesvieti, keď je zubná kefka pripojená k nabíjacej stanici.	Ak zubná kefka nebola používaná viac ako šesť mesiacov, prejde do spánkového režimu.	Po 6 až 20 minútach by sa zubná kefka mala prebudíť zo spánkového stavu a začať nabíjať batériu. To je normálne. Ak zubná kefka stále nezačne nabíjať, kontaktujte zákaznický servis.
Zubná kefka sa nespusti.	Skontrolujte, či je zdroj energie dostatočný.	Uistite sa, že zubná kefka bola správne nabíjaná. Ak zubná kefka stále nebude nabíjať, kontaktujte zákaznický servis.

## 7

## ŠPECIFIKÁCIA SEYSSO JUNIOR SONIC TOOTHBRUSH

NÁZOV PRODUKTU	SEYSSO JUNIOR SONIC TOOTHBRUSH
Napätie	5V/1A
Výkon	3W
Vypínač	Tlačidlo
Displej	LED
Zobrazené informácie	Režim + indikácia nízkej batérie
Doba používania	120 - 130 minút
Nabíjanie	Indukčné nabíjanie
Doba nabíjania	približne 10 hodín
Nabíjací prúd	80±15mA
Batéria	800mAh
Indikátor vybitéj batérie	Blikajúca dióda
Hodnotenie vodotesnosti	IPX7

**Dôležité: Použitie vhodného zdroja napájania**

Prosím, uistite sa, že použitý zdroj napájania má výstupné parametre kompatibilné s parametrami uvedenými na štítku vášho zubnej kefky. Použitie zdroja napájania s nekompatibilnými parametrami môže viesť k nesprávnemu fungovaniu zariadenia a je absolútne neprijateľné. Nerešpektovanie tejto zásady môže viesť k poškodeniu zariadenia, ako aj k strate záruky. Starajte sa o svoje zariadenie používaním iba odporúčaných príslušenstiev a zdrojov napájania.

Záruka platí v Poľsku a na území oficiálnych distribútorov. Záruka pokrýva poškodenie súvisiace s výrobnými chybami alebo nesprávnym vyhotovením produktu. Uchovajte doklad o kúpe po dobu trvania záruky. Počas záručnej doby môžete podať reklamáciu, ak bol produkt používaný správne a pre svoj určený účel.

#### ZÁRUKA NEPOKRÝVA:

1. Povrchové poškodenia vzniknuté bežným používaním.
2. Poškodenia vzniknuté v dôsledku:
  - a) náhodného upustenia alebo nárazu, nesprávneho použitia, zneužitia alebo komerčného použitia, zanedbania, úpravy zariadenia,
  - b) nevhodnej údržby, zanedbania produktu,
  - c) pripojenia k nesprávnemu zdroju prúdu,
  - d) opráv alebo pokusov o opravy neautorizovanou stranou výrobcom.

Akékoľvek pokusy o otvorenie alebo demontáž zariadenia, jeho častí alebo príslušenstva spôsobia stratu záruky. Nároky na záruku musia byť podložené dôkazmi. Nárok musí byť uplatnený v záručnej dobe. Škrabance alebo oderky na povrchu rukoväte budú považované za povrchové poškodenia vzniknuté bežným používaním. Ako také nebudú zárukou pokryté. Záruka sa vzťahuje na komponenty, ktoré ovplyvňujú fungovanie zubnej kefky. Odpovedajúca starostlivosť o vašu sonickú zubnú kefku výrazne zvyšuje jej životnosť. Nedodržanie odporúčaní môže mať vplyv na stratu záruky.

VÝROBCA:

WM BRANDS SP. Z O.O.

UL. DZIUPI 12 02-454 VARŠAVA, POLSKO

VYROBENÉ V ČR.

KONTAKT:

E-MAIL: REKLAMACJE@SEYSSO.COM

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.SEYSSO.PL

Odolnosť voči vode (Rukoväť zubnej kefy): IPX7. Ochrana pred účinkami ponorenia do vody do hĺbky 1 meter po dobu 30 minút. Zubné kefy sú vybavené vstavanou lítium-iónovou batériou.



Tento produkt spĺňa požiadavky takzvaných „Nových prístupov“ smerníc Európskej únie (EÚ).



Balenie je vyrobené z kartónu.  
Je recyklovateľné.



Návod na použitie je vyrobený z papiera.  
Je recyklovateľný.



Toto zariadenie je označené v súlade so slovenským zákonom o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení a smernicou WEEE 2012/19/EÚ symbolom prečiar-knutého odpadového koša. Toto označenie informuje, že zariadenie po dobe jeho používania nesmie byť umiestnené spoločne s inými odpadmi z domácností. Používateľ je povinný odovzdať ho subjektom zabezpečujúcim zber odpadového elektrického a elektronického zariadenia, vrátane miestnych zberových miest, obchodov a obecných jednotiek, ktoré vytvárajú príslušný systém umožňujúci odovzdanie tohto zariadenia. Správne zaobchádzanie s odpadovým elektrickým a elektronickým zariadením prispieva k predchádzaniu škodlivým dôsledkom pre zdravie ľudí a životné prostredie v dôsledku prítomnosti nebezpečných zložiek a nesprávneho skladovania a spracovania tohto zariadenia.



Zariadenie je označené symbolom pre ochranu triedy III pre elektrické zariadenia.



Len pre domáce použitie.

S·E·Y·S·S·O



ZAREJESTRUJ SWÓJ  
PRODUKT  
NA STREFASEYSSO.PL

**#smilematters**

WWW.SEYSSO.PL