

S·E·Y·S·S·O

OXYGEN O-SONIC
TOOTHBRUSH

OXYGEN O-SONIC
SZCZOTECZKA SONICZNA

User Manual Instrukcja Obsługi

EN / PL

The instruction applies to model with
the following number PSTO01

Instrukcja dotyczy modelu
o numerze PSTO01

Before using this product, please
read carefully this user's manual and
keep it properly for later reference.

*Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją
obsługi. Zachowaj instrukcję do ewen-
tualnego wykorzystania w przyszłości.*




1 Attention:

Please read the manual carefully before using.

Warning:

1. Before every use check if device is damaged or worn. Do not use if damaged or worn.
2. Do not charge it if the charger has any damage.
3. Stop using the device immediately if it has any signs of damage.
4. The charger cannot be used outside or nearby the extremely hot surfaces.
5. Do not use while you are taking a bath or shower.
6. Please consult your dentist before you use if you have had undergone an operation of your mouth, gums or teeth over the past 2 months.
7. Please consult your dentist if (oral) bleeding occurs especially when it lasts over 1 week after use.
8. Use only original brush heads.
9. Please consult your doctor or the manufacturer regarding use while having implanted a pacemaker or other similar devices.
10. The product is only suitable for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for other purposes. Please stop using the device and contact the doctor if you feel unwell or painful after use. Please consult the doctor before (first) use if you have any concerns about your health.
11. The product is improper for children, babies, and operators with reduced physical, sensory or mental capabilities unless they are supervised or guided by capable person.
12. Store the product beyond children's and babies' reach. Do not use as toy.
13. The power cord should not be replaced. If the cord is damaged the appliance should not be used.

2 Specifications:



Product Name:	Sonic Toothbrush
Working Voltage:	100-240V/AC
Rated Power:	3W
Switching Pattern:	Touch Switch
Display:	LED
Display Content:	Clean/Whitening/Soft + Battery Indicator
Vibration Frequency:	62000-96000 times per minute
Working Time:	About 250 minutes
Charging Mode:	Inductive Charging
Charging Time:	About 15 hours
Charging:	Current 55mA
Battery Specification:	Lithium Battery/14500/600mAh
Power Warning:	When the power is low, the power indicator light flashes
Waterproof Grade:	IPX 7

3 Troubleshooting:

Issue	Possible Reasons	Solution
The brush head movement is weakening.	(1) The toothbrush is pressed too hard against the teeth. (2) The brush head is attached too close to handle.	(1) Decrease the pressure. (2) Take the brush head off. Place it again on the pin. Be aware the gap between handle and brush head is needed.
The toothbrush works for a very short period of time even if it has been charged.	(1) The handle was not put on the charger properly. (2) The battery is no longer charged.	(1) Place the handle properly, continue charging. (2) Charge the toothbrush before using if you have not used it for over 6 months. (3) Contact the After-Sale Service.

4 Charging:

1. The battery comes partially charged. Keep using until complete discharge. Then use charger.
2. If you have not used the toothbrush for over 6 months charge it for over 15 hours. Fully charged it would be able to run for up to 60 days without recharging.
3. To prolong the battery life charge only if the battery has no charge left. Lithium-Ion battery life can be shortened if done otherwise.
4. If the charge indicating light blinks for several seconds continuously and the device stops working the battery has low power.
5. Put the handle on the charger, confirm that it is connected to the power supply. The indicating light should start to blink green showing that the charging is in progress.
6. The indicating light keeps blinking as the battery charges. When battery is fully charged, the indicating light should lit constantly.
7. When left on the charger after 20 minutes of being fully charged the toothbrush will enter recharging mode automatically.
8. Fully discharge the toothbrush at least once a year. Unplug the charging stand and exhaust the battery by using the toothbrush until it has no power left.

5 Maintenance:

Clean the brush head:

1. After each use clean the bristles of the brush head and let them dry.
2. Do not pull (out) the bristles.

Clean the handle:

1. Clean it with water let it dry.
2. Do not immerse it in water.
3. Do not use hot water (over 40 degrees Celcius) or acidic cleansing solution.

Clean the charger:

1. Unplug the charger before cleaning.
Cleaning plugged device may cause electric shock.
2. Clean charger with soft cloth.
3. Clean the plug with dry cloth in order to avoid the short circuit.

Change the brush head:

Dentists advise brush head change 3 months.


6 Proper brushing time:

1. Dentists advise that each time you should brush your teeth for 2 minutes.
2. When using, you will feel pause every 30 seconds, which reminds you to clean the four areas in your mouth evenly in order to achieve the best cleaning effects.


7 Using, step by step:

Step 1: For your first use please charge the toothbrush for 15 hours.


Charge for 15 hours



Step 2: Attach the brush head onto the pin carefully. Pay attention that the gap must be left between the brush head and the handle.



Step 3: Squeeze moderate amount of toothpaste on the bristles, soak it, put it into your mouth, and start the toothbrush.



Step 4: Align the brush head along the teeth and gum line at an angle of 45.



Step 5: Hold the toothbrush gently and move it slowly against the gum line. Do not press.



Step 6: Rinse your mouth with clean water and wash the brush head afterwards.




8 3 professional brushing modes:

The product has 3 brushing modes: clean, whitening and soft to customize the brushing experience especially for you.

You can switch the modes in order to care and beautify your teeth in an all-round manner.

- Clean
- Whitening
- Soft



Brushing Mode Memory:

1. Press the on/off button and the toothbrush begins to work. If any brushing mode works for over "5" seconds it will be memorized when on/off switch is pressed.
2. Press the on/off button and the toothbrush begins to work. If you shut it down by switching the modes, when restarted - it will return to the default "Clean" mode.

9 Notice:

1. Do not share the brush head with your other users.
2. Do not intertwine the power cord line with the adapter tightly when you store the charger.
3. Do not put metal objects (such as coins, clips and so on) on the charger.
4. To avoid fire unplug the charger when it won't be used in foreseeable future.

10 Notes:

It is possible to have irritated gums or slight bleeding when using the toothbrush for first few times. This is because the gingiva is not used to such stimulation. These symptoms will usually cease within 1 or 2 weeks. If they last over 2 weeks that might indicate some health issues. Under this circumstances, you should stop using the toothbrush and consult the dentist.

11 Warning:

1. Do not immerse the charger in water or any other liquids.
2. After cleaning ensure that the charger plug is completely dry before plugging it back to the power supply.
3. This product contains built-in rechargeable battery. Do not put it into fire or heat it. Do not charge, use or leave it exposed on high-temperature.
4. Do not strike or flop this product. Do not use if damaged by such activity.
5. Do not remould, disassemble, or fix this product by yourself.
6. When charging keep the product away from the strong electromagnetic field (like the induction cooker).

12 Replace brush head:

SEYSSO warranty will be invalid if it is found that the handle is damaged because non-SEYSSO replacement brush heads are used.

It is not recommended to use non-SEYSSO replacement brush heads, because SEYSSO cannot control the quality of other replacement brush heads.

SEYSSO cannot guarantee that non-SEYSSO replacement brush heads fit the handle.

All SEYSSO replacement brush heads are printed with the logo of SEYSSO and meet the high-quality standard of SEYSSO.

13 Warranty and services:

You will enjoy two-year quality warranty for this product since the day of purchasing. In the warranty period, we will be responsible for repairing or replacing the complete device if malfunction is caused by any design defect, but the warranty does not cover the damages caused by inappropriate use of the product.

Quality warranty – restrictive clause

Quality warranty is only applicable to the products manufactured by SEYSSO.


1 Uwagi ogólne:

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem produktu.

Ostrzeżenia:

1. Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Jeżeli jest uszkodzone, nie używaj go.
2. Nie używaj ładowarki, jeżeli jest uszkodzona.
3. Jeżeli zauważysz, że produkt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, natychmiast przerwij jego używanie.
4. Ładowarka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz lub w pobliżu źródeł ciepła.
5. Nie używaj urządzenia w kąpeli lub pod prysznicem.
6. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli przez ostatnie dwa miesiące przeszedłeś zabieg operacyjny w jamie ustnej.
7. Jeżeli po czyszczeniu zębów zaobserwujesz krwawienie dziąseł, skontaktuj się z lekarzem, a zwłaszcza jeśli występuje ono przez ponad tydzień po każdym myciu.
8. Używaj tylko oryginalnych końcówek.
9. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca, albo podobne urządzenie, przed użyciem szczoteczki skonsultuj się z lekarzem lub/i producentem.
10. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj go w żaden inny sposób. Jeżeli po użyciu odczuwasz ból albo dyskomfort, skontaktuj się z lekarzem. Jeżeli masz jakiegokolwiek obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skonsultuj jego użycie z lekarzem.
11. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz osób o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznawczej. Mogą one używać produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.
12. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
13. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, nie powinien być wymieniany. Bezzwłocznie zaprzestań użytkowania ładowarki.

2 Specyfikacja:



Nazwa produktu	Szczoteczka Soniczna
Napięcie	100-240 V/AC
Moc	3W
Typ przełącznika	Przycisk
Wyświetlacz	LED
Wyświetlane Informacje	Program + poziom naładowania akumulatora
Częstotliwość	62000-96000 drgań sonicznych na minutę
Czas pracy	Okolo 250 minut
Sposób ładowania	Ładowanie indukcyjne
Czas ładowania	Okolo 15 h
Ładowanie	Prąd 55mA
Typ akumulatora	Akumulator Litowo-jonowy 14500/600mAh
Sygnalizacja rozładowania akumulatora:	Migająca dioda
Klasa wodoszczelności	IPX7

3 Rozwiązywanie problemów:

Problem	Prawdopodobna przyczyna:	Rozwiązanie:
Ruch szczoteczki słabnie.	(1) Szczoteczka jest zbyt mocno dociskana do powierzchni zębów. (2) Końcówka jest dociśnięta zbyt blisko do rękojęści.	(1) Zmniejsz nacisk. (2) Zdejmij końcówkę. Nałóż ją jeszcze raz, poprawnie. Między końcówką, a rękojęścią musi być przerwa.
Naładowana szczoteczka działa zbyt krótko.	(1) Rękojęść nie została właściwie umieszczona na ładowarce. (2) Akumulator się rozładował.	(1) Umieść rękojęść na ładowarce poprawnie. (2) Jeżeli szczoteczka nie była używana przez dłużej niż 6 miesięcy, naładuj ją. (3) Skontaktuj się z serwisem.

4 Ładowanie:

1. Akumulator nowego urządzenia jest już częściowo naładowany. Używaj szczoteczkę aż do momentu, gdy dioda naładowania akumulatora zacznie migać. Następnie ładuj szczoteczkę przez pełne 15 godzin.
2. Jeżeli szczoteczka nie była używana przez ostatnie 6 miesięcy, ładuj ją przez 15 godzin. W pełni naładowana działa do 60 dni, jeśli jest używana przez jedną osobę dwa razy dziennie w trybie Soft. W trybie Clean i Whitening czas pracy szczoteczki jest krótszy.
3. Żeby przedłużyć żywotność akumulatora – ładuj szczoteczkę tylko, gdy sygnalizuje taką konieczność. Dodatkowe doładowywanie akumulatora może skrócić jego żywotność. Nie zaleca się rozładowywania akumulatora do końca.
4. Jeżeli wskaźnik naładowania akumulatora miga przez parę sekund i szczoteczka zatrzymuje się, znaczy to, że szczoteczka wymaga naładowania.
5. Umieść rękojęść na ładowarce podłączonej do prądu. Dioda wskaźnika zacznie migać na zielono – proces ładowania trwa.
6. Dioda wskaźnika ładowania miga, kiedy szczoteczka się ładuje. Kiedy jest naładowana dioda będzie świecić światłem ciągłym. Jeżeli szczoteczka zostanie na ładowarce dłużej niż 20 minut po zakończonym cyklu ładowania, automatycznie zacznie się doładowywać.
7. Rozładuj akumulator szczoteczki przynajmniej raz w roku.

5 Czyszczenie i konserwacja:

Czyszczenie końcówki:

1. Po każdym użyciu opłucz włókna końcówki i pozwól im wyschnąć.
2. Nie ciągnij ani nie usuwaj włókien końcówki.

Czyszczenie rękojeści:

1. Opłucz rękojeść, pozwól jej wyschnąć.
2. Nie zanurzaj rękojeści w wodzie.
3. Nie używaj gorącej wody (powyżej 40° Celsjusza) ani środków czyszczących o kwaśnym odczynie.

Czyszczenie ładowarki:

1. Odłącz ładowarkę od prądu. Czyszczenie nieodłączonej ładowarki może spowodować porażenie prądem.
2. Użyj miękkiej, suchej ściereczki żeby wykluczyć możliwość spięcia.

Wymiana końcówki:

Dentyści zalecają, żeby wymieniać końcówkę co trzy miesiące.

6 Właściwy czas szczotkowania:

1. Zalecany przez dentystów czas mycia zębów szczoteczką elektryczną (soniczną) to 2 minuty.
2. Co 30 sekund szczoteczka wstrzymuje ruch, dzieląc czas pracy na cztery równe etapy. Pozwala to na równomierne oczyszczenie wszystkich partii uzębienia.


7 Używanie szczoteczki, krok po kroku:

Krok 1: Pierwsze ładowanie szczoteczki powinno trwać pełne 15 godzin.

Ładuj 15 godzin.



Krok 2: Ostrożnie nałóż końcówkę szczoteczki na metalowy bolec. Pomiędzy rękojeścią a końcówką musi pozostać przerwa. Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy nanieść cienką warstwę środka natłuszczającego na metalowy bolec rękojeści, aby ułatwić nakładanie i zdejmowanie końcówki.



Krok 3: Na włókna końcówki nanieś niewielką ilość pasty, zamocz końcówkę, włóż ją do jamy ustnej i włącz szczoteczkę.



Krok 4: Szczoteczkę trzymaj tak, żeby włókna skierowane były pod kątem 45 stopni do powierzchni zębów.



Krok 5: Delikatnie przesuwaj szczoteczkę wzdłuż powierzchni zębów.



Krok 6: Po zakończeniu szczotkowania przepłucz usta i umyj końcówkę szczoteczki pod bieżącą wodą.




8 3 programy pracy:

Żeby jak najlepiej dostosować się do indywidualnych potrzeb szczoteczka została wyposażona w trzy programy pracy: Clean, Whitening, Soft.

Dobierz najbardziej odpowiedni program, aby w pełni zadbać o piękno i zdrowie swojego uśmiechu.

- a. Clean
- b. Whitening
- c. Soft



Pamięć Programów Pracy:

1. Jeżeli wybrany program pracy działa powyżej 5 sekund, zostanie zapamiętany.
2. Jeżeli wyłączysz szczoteczkę od razu (przechodząc kolejno przez wszystkie tryby pracy), po ponownym włączeniu wznowi pracę w programie Clean.

9 Uwagi dodatkowe:

1. Nie udostępniaj swojej końcówki innym użytkownikom.
2. Nie zwijaj kabla zasilającego ładowarki zbyt ciasno.
3. Nie umieszczaj na ładowarce metalowych przedmiotów (np. monet, spinaczy itp.).
4. Odłączaj ładowarkę, jeżeli wiesz, że nie będzie używana w najbliższym czasie.

10 Informacja dla początkujących użytkowników:

Przy użytkowaniu szczoteczki może początkowo wystąpić podrażnienie dziąseł a nawet drobne krwawienie. Dziąsła mogą być nieprzyzwyczajone do tego rodzaju stymulacji. Te objawy powinny ustąpić w przeciągu tygodnia. Jeżeli utrzymują się dłużej, może to świadczyć o problemach zdrowotnych. W takim wypadku należy zaprzestać używania szczoteczki i skontaktować się z lekarzem.

11 Ostrzeżenia:

1. Nie zanurzaj ładowarki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
2. Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka, upewnij się, że wtyczka jest sucha.
3. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie podgrzewaj go ani nie umieszczaj w ogniu. Nie ładuj, nie używaj, ani nie zostawiaj urządzenia narażonego na działanie wysokich temperatur.
4. Nie uderzaj ani nie upuszczaj urządzenia. Jeżeli na skutek takiego działania pojawi się uszkodzenie – zaprzestań używania produktu.
5. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
6. Podczas ładowania umieść produkt z daleka od silnych źródeł pola elektromagnetycznego (np. kuchenki indukcyjnej).

12 Końcówki wymienne:

Używaj tylko oryginalnych końcówek SEYSSO dedykowanych do tej szczoteczki.

Ewentualne uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych końcówek nie zostaną objęte gwarancją producenta.

13 Gwarancja i serwis:

Szczoteczka SEYSSO objęta jest dwuletnią gwarancją producenta obowiązującą od daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na nową wadliwej szczoteczki, jeśli wada została spowodowana defektem konstrukcyjnym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Gwarancja jakości – klauzula ograniczająca

Gwarancja jakości obejmuje wyłącznie urządzenia marki SEYSSO.

Explanation:

Please carefully fill in the warranty card and keep it appropriately for later service. You can enjoy two-year free warranty services for the product since the day of purchasing. You cannot enjoy free services if any of the following circumstances happens:

1. The product is damaged because of inappropriate use or improper storage;
2. The product has been disassembled or repaired by others rather than SEYSSO special repair centers;
3. You do not have effective proof of purchase;
4. Damages are caused by instable voltage or voltage beyond the specialized range;
5. The product is not in the warranty period or beyond the coverage of warranty.

Wyjaśnienia:

Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej i zachowanie jej do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Użytkownikowi przysługuje dwuletni okres darmowego serwisu licząc od dnia zakupu. Darmowy serwis nie przysługuje użytkownikowi, jeśli:

1. Produkt został uszkodzony z powodu niewłaściwego sposobu użytkowania lub przechowywania;
2. Produkt został rozmontowany lub był naprawiany przez punkt naprawy inny niż wskazany przez producenta;
3. Użytkownik nie posiada ważnego dowodu zakupu produktu;
4. Uszkodzenia produktu spowodowane są niestabilnym poziomem napięcia w sieci albo napięciem przekraczającym określony zakres;
5. Okres gwarancji produktu minął.

SEYSSO Oxygen O-Sonic: 100-240V~, 50/60 Hz; 3W; 4V/DC.



After-service card / Karta poserwisowa

Product model:

Model: -----

Date of purchase:

Data zakupu: -----

Customer name:

Nazwisko klienta: -----

Contact info:

Kontakt: -----

Fault description:

Opis uszkodzenia: -----

The instructions apply to models with the numbers: PSTO01

MANUFACTURER:
WM BRANDS SP. Z O.O.
UL. DZIUPI 12 02-454
WARSAW, POLAND
Made in P.R.C.

CONTACT:
mail: reklamacje@seysso.com
www.seysso.pl

Charger input voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz

Handle charging current: 0,3 A

Power: 3W

Water resistance (handle): IPX7

Protection against the effects of immersion in water at a depth of up to 1 meter for 30 minutes
Toothbrushes have a built-in lithium-ion battery.



The product meets the requirements of the European Union (EU) "New Approach" directives.



The packaging and instruction manual are recyclable.



This device is marked in accordance with the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment and the WEEE Directive 2012/19/EU with the symbol of a crossed-out waste bin. Such marking informs that this equipment, after its use, cannot be disposed of together with other household waste. The user is obliged to hand it over to entities collecting waste electrical and electronic equipment. Collectors, including local collection points, stores, and municipal units, create an appropriate system allowing for the disposal of this equipment. Proper handling of waste electrical and electronic equipment helps to avoid harmful consequences for human health and the natural environment, resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.



Symbol of Class II protection designation for electrical equipment.



For domestic use only.

Instrukcja dotyczy modeli o numerach: PST001

PRODUCENT: WM BRANDS SP. Z O. O.
UL. DZIUPI 12
02-454 WARSZAWA, POLSKA
Wyprodukowano w P.R.C.

mail: reklamacje@seysso.com
www.seysso.pl

Napięcie wejściowe ładowarki: 100-240 V~, 50/60 Hz

Prąd wejściowy: 0,3 A

Moc: 3W

Odporność na wodę (rękojeść): IPX7.

Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.

Szczoteczki posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).



Instrukcja i opakowanie nadają się do recyklingu.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



Symbol oznaczenia II klasy ochronności dla urządzenia elektrycznego



Tylko do użytku domowego.