

S · E · Y · S · S · O

Instrukcja dotyczy modeli o numerach /
The instruction applies to models with the following numbers /
Návod sa týka modelov s číslami / Návod se týká modelů s čísly:
SCL.ST.005.STB.1, SCL.ST.005.MRO.1, SCL.ST.005.AGR.1,
SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2,
SCL.ST.005.PNK.1, SCL.ST.005.LAV.1, SCL.ST.005.BLU.1,
SC.ST.005.BLK.1, SC.ST.005.BLK.2, SC.ST.005.BLK.3GFTP,
SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.1, SC.ST.005.WHT.2

PL SZCZOTECZKA SONICZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA.

EN SONIC TOOTHBRUSH


DETAILED INSTRUCTION MANUAL
BEFORE USE, PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL.
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

SK SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU.
USCHOVAJTE NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE

CZ SONICKÝ KARTÁČEK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.
USCHOVEJTE NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ



SZCZOTECZKA SONICZNA.....	3
SONIC TOOTHBRUSH.....	9
SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA.....	15
SONICKÝ KARTÁČEK.....	21

ELEMENTY ZESTAWU

- 1 końcówka do mycia zębów
- 1 końcówka do mycia twarzy w etui (modele: SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2)
- 1 etui na szczoteczkę (modele: SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.2)
- 1 rękojeść szczoteczki
- Stacja ładująca z dwoma miejscami na końcówki

PODŁĄCZANIE I ŁADOWANIE

- Umieść szczoteczkę na ładowarce i podłącz wtyczkę ładowarki do kontaktu (specyfikacja gniazdka: 100-240V-50-60Hz).
- Dioda wskaźnika ładowania (Charge) powinna się zaświecić.
- Migająca dioda (Charge) sygnalizuje ładowanie. Jeśli dioda świeci ciągłym światłem oznacza to, że szczoteczka została naładowana w pełni.
- Pierwsze ładowanie zajmuje co najmniej jedną dobę i starcza do 6 tygodni, czyli 84 cykle szczotkowania.
- Każde kolejne ładowanie powinno trwać maksymalnie do jednej doby.
- Podczas ładowania można zdjąć szczoteczkę z ładowarki na czas mycia zębów.
- Po dwuminutowym czasie mycia zębów możesz odstawić szczoteczkę na ładowarkę ponownie.
- Nie ma ryzyka przeładowania baterii.
- Nie zaleca się rozładowywania baterii do końca, dlatego rekomendujemy ładowanie jej co 4-5 tygodni.

UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI SONICZNEJ SEYSSO Z KOŃCÓWKĄ DO MYCIA ZĘBÓW

Umieść końcówkę na rękojeści. Następnie nałóż odpowiednią ilość pasty na włókna szczoteczki. Przed włączeniem szczoteczki umieść końcówkę w jamie ustnej. Włącz szczoteczkę. Po dwóch minutach urządzenie wyłączy się automatycznie i jest gotowe do ponownego użycia.

Szczoteczka porusza się w dwóch prędkościach wykonując 62 000 lub 82 000 ruchów na minutę w ramach trybów: Clean (82 000), Soft (62 000) i Massage (62 000 – 82 000).

UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI SONICZNEJ SEYSSO Z KOŃCÓWKĄ DO MYCIA I MASAŻU TWARZY

Umieść końcówkę na rękojeści. Następnie nałóż odpowiednią ilość żelu do mycia twarzy na powierzchnię końcówki z miękkimi, elastycznymi wypustkami silikonowymi. Przed włączeniem szczoteczki umieść ją przy twarzy, tak by dotykała powierzchni skóry. Włącz szczoteczkę na programie Massage. Wykonuj koliste ruchy zaczynając od środka twarzy w kierunku uszu, żuchwy i linii włosów. Omijaj okolice oczu i ust. Po dwóch minutach urządzenie wyłączy się automatycznie i jest gotowe do ponownego użycia. Umyj twarz lenią wodą. Następnie dokładnie umyj końcówkę pod bieżącą wodą.

Druga strona końcówki jest wzbogacona o szerokie faliste wypustki o strukturze wypukłej przeznaczone do masażu skóry. Możesz nałożyć na skórę twarzy krem lub serum, a następnie uruchomić ponownie szczoteczkę na programie Massage. Po dwóch minutach urządzenie wyłączy się automatycznie i jest gotowe do ponownego użycia. Następnie dokładnie umyj końcówkę pod bieżącą wodą.

JAK ZMIENIAĆ TRYBY PRACY

Przycisk włączania szczoteczki kontroluje także wybór trybu pracy. Dzięki niemu możemy zmieniać prędkość pracy kolejno między: Clean, Soft i Massage. Użyj przycisku, żeby włączyć urządzenie, następnie naciskaj dalej, by przechodzić między trybami szczoteczki. Jeżeli tryb będzie aktywny więcej niż 5 sekund, następane użycie wyłączy urządzenie.

Szczoteczka soniczna włącza się w trybie Clean.

- Żeby przejść z trybu Clean na tryb Soft naciśnij przycisk wyboru funkcji drugi raz.
- Żeby przejść do trybu Massage naciśnij go jeszcze raz.
- Dioda wskaźnika trybu pracy pokazuje, który tryb jest aktualnie stosowany.
- Po 5 sekundach następuje zapamiętanie trybu pracy i kolejne użycie przycisku wyłączy szczoteczkę.

OSTRZEŻENIA! PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM!

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Tylko do użytku domowego.



- Umieść szczoteczkę na ładowarce i podłącz wtyczkę ładowarki do kontaktu (specyfikacja gniazdka: 100-240V-50-60Hz).
- Szczoteczka jest wyposażona w wodoszczelną rękkojeść. Jest bezpieczna i zaprojektowana do użytkowania w łazience. Szczoteczka posiada stopień ochrony IPX7. Oznacza to, że jest odporna na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
- Pamiętaj: szczoteczka nie jest przystosowana do pracy pod wodą!
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.
- Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Rozprostuj kabel przed użyciem.
- W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z SEYSSO.
- Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się z SEYSSO.
- W razie upuszczenia, wymień końcówkę przed następnym użyciem. Nawet jeśli zniszczenie nie jest widoczne.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Po umyciu zębów lub twarzy opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą.
- Zdejmij końcówkę z rękkojeści i opłucz ją pod bieżącą wodą.
- Wytrzyj rękkojeść zanim odłożysz ją na ładowarkę.
- Zanim przystąpisz do czyszczenia ładowarki, upewnij się, że jest ona odłączona od zasilania. Do wycierania powierzchni ładowarki używaj tylko suchej szmatki!

! WAŻNE: NIE MYJ ŁADOWARKI POD BIEŻĄCĄ WODĄ ANI NIE ZANURZAJ JEJ W WODZIE

- Trzymaj ładowarkę w czystym i bezpiecznym miejscu.
- Nie podłączaj ładowarki do prądu, dopóki nie jest zupełnie sucha.
- Trzymaj ładowarkę z dala od dzieci.

NAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI

Przed pierwszym użyciem szczoteczki nanieś cienką warstwę środka natłuszczającego na metalowy bolec rękojeści. Ułatwi to nakładanie i zdejmowanie końcówek.

Rekomendujemy wymianę końcówek do zębów nie rzadziej, niż co 3 miesiące, zaś końcówki do twarzy nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

OSTRZEŻENIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Aby zredukować ryzyko porażenia:

- po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
- nie stosuj podczas kąpieli.
- aby uzyskać dokładniejsze instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów zwróć się do producenta.
- Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:
- po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.
- produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli szczoteczka jest stosowana przez dziecko lub w jego obecności.
- stosuj zgodnie z jej przeznaczeniem. Stosuj jedynie akcesoria polecane przez producenta.
- nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu na otwartej przestrzeni lub zanurzeniu w wodzie szczoteczka nie pracuje prawidłowo, odeślij ją do miejsca zakupu.
- nie należy naciągać przewodu zasilającego ładowarki, przycinać go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi. Nie włączaj szczoteczki podczas ładowania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagranych powierzchni.
- nie odłączaj ładowarki od prądu ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.
- nie trzymaj wtyczki mokrymi rękoma.
- nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
- nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być ekspozycja na działanie aerozoli lub czystego tlenu.
- podłącz urządzenie do gniazdka. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

Nie zaleca się korzystania z urządzenia przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, motorycznych, czy umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna lub powinny zostać odpowiednio przeszkolone z zakresu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

DWULETANIA GWARANCJA

Producent daje gwarancje na okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje w Polsce i na terenie oficjalnych dystrybutorów. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Zachowaj dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W trakcie gwarancji możesz zgłosić reklamację, jeżeli produkt był używany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- 1 Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
- 2 Uszkodzeń wynikających z:
 - a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia,
 - b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt,
 - c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu,
 - d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez producenta.

Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów sprawią, że gwarancja traci ważność. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność użytkowania. Zadrapania, czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania. Tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie szczoteczki. Odpowiednie dbanie o swoją szczoteczkę soniczną znacząco zwiększa jej żywotność. Niestosowanie się do zaleceń może mieć wpływ na utratę gwarancji.

Instrukcja dotyczy modeli o numerach :

SCL.ST.005.STB.1, SCL.ST.005.MRO.1, SCL.ST.005.AGR.1, SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2,
SCL.ST.005.AGR.2, SCL.ST.005.PNK.1, SCL.ST.005.LAV.1, SCL.ST.005.BLU.1, SC.ST.005.BLK.1,
SC.ST.005.BLK.2, SC.ST.005.BLK.3GFTP, SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.1, SC.ST.005.WHT.2

PRODUCENT:

mail: reklamacje@seysso.com

WM BRANDS SP. Z O. O.

www.seysso.pl

UL. DZIUPIŁ 12

02-454 WARSZAWA, POLSKA

Wyprodukowano w P.R.C.

Napięcie wejściowe ładowarki: 100-240 V~, 50/60 Hz

Prąd wejściowy: 30mA

Moc: 1.7W

Odporność na wodę (rękojeść i ładowarka szczoteczki): IPX7.

Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut.

Szczoteczki posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).



Opakowanie jest wykonane z tektury.
Nadaje się do recyklingu.



Instrukcja jest wykonana z papieru.
Nadaje się do recyklingu.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu



Symbol oznaczenia II klasy ochronności dla urządzenia elektrycznego.



Tylko do użytku domowego.

KIT COMPONENTS

- 1 toothbrush head
- 1 face washing tip in a case (models: SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2)
- 1 toothbrush case (models: SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.2)
- 1 toothbrush handle
- Charging station with two slots for tips

CONNECTING AND CHARGING

- Place the toothbrush on the charger and connect the charger plug to the socket (socket specification: 100-240V- 50-60Hz).
- The charging indicator (Charge) light should turn on.
- A blinking (Charge) light indicates charging. If the light is steady, it means the toothbrush is fully charged.
- The first charge takes at least one day and lasts up to 6 weeks, or 84 brushing cycles.
- Each subsequent charge should take no more than one day.
- You can remove the toothbrush from the charger during charging to brush your teeth.
- After a two-minute brushing time, you can put the toothbrush back on the charger again.
- There is no risk of overcharging the battery.
- It is not recommended to discharge the battery completely; therefore, it is recommended to charge it every 4-5 weeks.

USING THE SONIC TOOTHBRUSH SEYSSO WITH A TOOTHBRUSHING TIP

Attach the tip to the handle. Then apply an appropriate amount of toothpaste to the bristles. Before turning on the toothbrush, place the tip in your mouth. Turn on the toothbrush. After two minutes, the device will turn off automatically and is ready for reuse. The toothbrush moves at two speeds, making 62,000 or 82,000 movements per minute in the modes: Clean (82,000), Soft (62,000), and Massage (62,000 – 82,000).

USING THE SONIC TOOTHBRUSH SEYSSO WITH A FACE WASHING AND MASSAGE TIP

Attach the tip to the handle. Then apply an appropriate amount of facial cleansing gel to the surface of the tip with soft, flexible silicone protrusions. Before turning on the toothbrush, hold it against your face so that it touches the skin surface. Turn on the toothbrush in Massage mode. Perform circular motions starting

from the center of the face towards the ears, jawline, and hairline. Avoid the eye and mouth areas. After two minutes, the device will automatically turn off and is ready for reuse. Rinse your face with lukewarm water. Then thoroughly wash the tip under running water. The other side of the tip is enriched with wide wavy protrusions with a convex structure designed for skin massage. You can apply cream or serum to your facial skin, and then restart the toothbrush in Massage mode. After two minutes, the device will automatically turn off and is ready for reuse. Then thoroughly wash the tip under running water.

HOW TO CHANGE WORK MODES

The toothbrush's power button also controls the selection of the working mode. With it, we can sequentially change the working speed between: Clean, Soft, and Massage. Use the button to turn on the device, then press it again to switch between the brush modes. If a mode is active for more than 5 seconds, the next press will turn off the device. The sonic toothbrush turns on in Clean mode.

- To switch from Clean mode to Soft mode, press the function selection button a second time.
- To switch to Massage mode, press it one more time.
- The mode indicator light shows which mode is currently being used.
- After 5 seconds, the working mode is memorized, and the next use of the button will turn off the toothbrush.

WARNINGS! READ BEFORE USE!

KEEP THESE INSTRUCTIONS For domestic use only.



- Place the toothbrush on the charger and connect the charger plug to the outlet (socket specification: 100-240V- 50-60Hz).
- The toothbrush is equipped with a waterproof handle. It is safe and designed for use in the bathroom. The toothbrush has an IPX7 protection rating. This means it is resistant to accidental immersion in water up to 1 meter deep for up to 30 minutes.
- Remember: the toothbrush is not designed to operate underwater!
- The product is not intended for self-repair.
- Store the charger in a dry and safe place.
- Straighten the cable before use.
- In case of failure, do not disassemble the device or replace any components, as there is a risk of electric shock. Contact

SEYSSO.

- A damaged power cord must be replaced with a new one. Contact SEYSSO.
- If dropped, replace the tip before next use. Even if the damage is not visible.

MAINTENANCE AND CLEANING

- After brushing your teeth or face, rinse the toothbrush under running water.
- Remove the tip from the handle and rinse it under running water.
- Wipe the handle before placing it back on the charger.
- Before cleaning the charger, make sure it is disconnected from the power supply. Use only a dry cloth to wipe the surface of the charger!

! **IMPORTANT: DO NOT WASH THE CHARGER UNDER RUNNING WATER OR IMMERSE IT IN WATER**

- Keep the charger in a clean and safe place.
- Do not connect the charger to power until it is completely dry.
- Keep the charger away from children.

APPLYING AND REMOVING THE TIP

Before the first use of the toothbrush, apply a thin layer of lubricant to the metal pin of the handle. This will facilitate the application and removal of tips.

We recommend replacing toothbrush tips every 3 months and face tips every 6 months.

WARNING ABOUT DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- always disconnect the device from the power source after use.
- do not use while bathing.
- for more detailed instructions regarding storage and use of the device, as well as included accessories, refer to the manufacturer.
- To reduce the risk of ignition, short circuit, or injury:
- disconnect the charger from power after charging is complete.
- the product is not a toy. Exercise special caution if the toothbrush is used by or near children.
- use according to its purpose. Only use accessories recommended by the manufacturer.
- do not use the charger if the power cord or plug is damaged. If

the toothbrush does not work properly after being dropped, left outdoors, or immersed in water, return it to the place of purchase.

- do not stretch the charger's power cord, trap it in doors, wrap it around sharp edges. Do not turn on the toothbrush while charging. Keep device components away from heated surfaces.
- do not disconnect the charger from the power by pulling on the cable. Use the plug.
- do not handle the plug with wet hands.
- never use the product if you have problems concentrating or feel drowsy.
- do not use the device outdoors or in places where it can be exposed to aerosols or pure oxygen.
- connect the device to an outlet. Familiarize yourself with its specification.

It is not recommended to use the device by children under the age of 8. Children and persons with limited sensory, motor, or mental capacities should use the device under the supervision of a caregiver or should be properly trained on the correct and safe use of the device. Children should not play with the device. Unsupervised children should not perform cleaning and maintenance of the device.

TWO-YEAR WARRANTY

The manufacturer provides a warranty for a period of two years from the date of purchase. The warranty is valid in Poland and in the territory of official distributors. The warranty covers damages related to manufacturing defects or improper execution of the product. Keep the proof of purchase for the duration of the warranty. During the warranty period, you can file a complaint if the product was used properly and for its intended purpose.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- 1 Surface damages resulting from normal use.
- 2 Damages resulting from:
 - a) accidental dropping or hitting, improper use, abuse, or commercial use, neglect, device modification,
 - b) improper maintenance, negligence towards the product,
 - c) connection to an incorrect power source,
 - d) repairs or repair attempts made by unauthorized persons.

Any attempts to open or disassemble the device, its parts, or accessories will void the warranty. Warranty claims must be



supported by proof. The claim must occur within the warranty period. The material covering the handle is delicate, so care should be taken during use. Scratches or wear on the surface of the handle will be treated as surface damages resulting from normal use and thus will not be covered by the warranty. The warranty applies to components that affect the functioning of the toothbrush. Proper care of your sonic toothbrush significantly increases its lifespan. Failure to follow recommendations may affect the loss of warranty.

This manual applies to models with numbers: SCL.ST.005.STB.1, SCL.ST.005.MRO.1, SCL.ST.005.AGR.1, SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2, SCL.ST.005.PNK.1, SCL.ST.005.LAV.1, SCL.ST.005.BLU.1, SC.ST.005.BLK.1, SC.ST.005.BLK.2, SC.ST.005.BLK.3GFTP, SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.1, SC.ST.005.WHT.2

MANUFACTURER:
WM BRANDS SP. Z O.O.
UL. DZIUPIŁI 12 02-454
WARSAW, POLAND
Made in P.R.C.

Email: reklamacje@seysso.com
www.seysso.pl

Charger input voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz **Input current:** 30mA
Power: 1.7W **Water resistance (handle and toothbrush charger):** IPX7.
Protection against the effects of immersion in water up to 1 meter for 30 minutes. The toothbrushes have a built-in lithium-ion battery.



The product complies with the requirements of the so-called "New Approach" Directives of the European Union (EU).



The packaging is made of cardboard.
Suitable for recycling.



The manual is made of paper.
Suitable for recycling.



This device is marked in accordance with the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment and the WEEE Directive 2012/19/EU with the symbol of a crossed-out waste bin. This marking indicates that this equipment, after its service life, cannot be disposed of with other household waste. The user is obliged to hand it over to those conducting the collection of waste electrical and electronic equipment. Those conducting the collection, including local collection points, stores, and municipal units, create a proper system that allows the disposal of this equipment. Proper disposal of waste electrical and electronic equipment helps avoid harmful consequences to human health and the natural environment, resulting from the presence of hazardous substances and improper storage and processing of such equipment.



Symbol indicating Class II protection for electrical devices.



For domestic use only.

KOMPONENTY SÚPRAVY

- 1 hlavica zubnej kefky
- 1 hlavica na umývanie tváre v puzdre (modely: SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2)
- 1 puzdro na zubnú kefku (modely: SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.2)
- 1 rukoväť zubnej kefky
- Nabíjacia stanica s dvoma slotmi pre hlavice

PODPÁJANIE A NABÍJANIE

- Položte zubnú kefku na nabíjačku a pripojte nabíjačku do zásuvky (špecifikácia zásuvky: 100-240V~ 50-60Hz).
- Svetelný indikátor nabíjania (Charge) by sa mal rozsvietiť.
- Blikajúce svetlo (Charge) signalizuje nabíjanie. Ak svetlo svieti nepretržite, znamená to, že zubná kefka je úplne nabitá.
- Prvé nabíjanie trvá aspoň jeden deň a vydrží až 6 týždňov, alebo 84 čistiacich cyklov.
- Každé ďalšie nabíjanie by nemalo trvať viac ako jeden deň.
- Počas nabíjania môžete zubnú kefku vybrať z nabíjačky na čistenie zubov.
- Po dvoch minútach čistenia zubov môžete zubnú kefku znova postaviť na nabíjačku.
- Neexistuje riziko prenabíjania batérie.
- Nie je odporúčané úplne vybiť batériu, preto sa odporúča nabíjať ju každé 4-5 týždňov.

POUŽÍVANIE SONICKEJ ZUBNEJ KEFKY SEYSSO S HLAVICOU NA ČISTENIE ZUBOV

Nasadte hlavicu na rukoväť. Potom aplikujte primerané množstvo pasty na štetiny. Pred zapnutím zubnej kefky vložte hlavicu do úst. Zapnite zubnú kefku. Po dvoch minútach sa zariadenie automaticky vypne a je pripravené na opätovné použitie. Zubná kefka sa pohybuje v dvoch rýchlostiach, pričom vykonáva 62 000 alebo 82 000 pohybov za minútu v režimoch: Clean (82 000), Soft (62 000) a Massage (62 000 – 82 000).

POUŽÍVANIE SONICKEJ ZUBNEJ KEFKY SEYSSO S KONCOVKOU NA UMÝVANIE A MASÁŽ TVÁRE

Nasadte koncovku na rukoväť. Potom aplikujte primerané množstvo gélu na umývanie tváre na povrch koncovky s mäkkými, flexibilnými silikónovými výstupkami. Pred zapnutím zubnej kefkы ju podržte pri tvári tak, aby sa dotýkala povrchu pokožky. Zapnite zubnú kefkы v režime Massage. Vykonávajte kruhové pohyby začínajúc od stredu tváre smerom k ušiam, čeľusti a línií vlasov. Vyhnite sa oblastiam očí a úst. Po dvoch minútach sa zariadenie automaticky vypne a je pripravené na opätovné použitie. Opláchnite tvár vlažnou vodou. Potom dôkladne umyte koncovku pod tečúcou vodou. Druhá strana koncovky je obohatená o široké vlnité výstupky so zvýšenou štruktúrou určenou na masáž pokožky. Môžete aplikovať krém alebo sérum na pokožku tváre a potom zubnú kefkы opäť zapnúť v režime Massage. Po dvoch minútach sa zariadenie automaticky vypne a je pripravené na opätovné použitie. Potom dôkladne umyte koncovku pod tečúcou vodou.

AKO ZMENIŤ REŽIMY PRÁCE

Tlačidlo zapnutia zubnej kefkы tiež kontroluje výber pracovného režimu. S jeho pomocou môžeme postupne meniť pracovnú rýchlosť medzi: Clean, Soft a Massage. Použite tlačidlo na zapnutie zariadenia, potom ho stlačte znova, aby ste prechádzali medzi režimami kefkы. Ak je režim aktívny viac ako 5 sekúnd, ďalšie stlačenie tlačidla zariadenie vypne. Sonická zubná kefkы sa zapína v režime Clean.

- Ak chcete prejsť z režimu Clean do režimu Soft, stlačte tlačidlo výberu funkcie druhýkrát.
- Ak chcete prejsť do režimu Massage, stlačte ho ešte raz.
- Svetelný indikátor režimu ukazuje, ktorý režim je aktuálne používaný.
- Po 5 sekundách sa pracovný režim zapamätá a ďalšie použitie tlačidla kefkы vypne.

VAROVANIA! PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM!

UCHOVÁVAJTE TOTO NÁVOD NA POUŽITIE



Len pre domáce použitie.

- Položte zubnú kefku na nabíjačku a zapojte nabíjačku do zásuvky (špecifikácia zásuvky: 100-240V~ 50-60Hz).
- Zubná kefka je vybavená vodotesnou rukoväťou. Je bezpečná a určená na použitie v kúpeľni. Zubná kefka má stupeň ochrany IPX7. To znamená, že je odolná voči náhodnému ponoreniu do vody do hĺbky 1 metra až na 30 minút.
- Pamätajte: zubná kefka nie je určená na použitie pod vodou!
- Produkt nie je určený na samostatnú opravu.
- Uchovávajte nabíjačku na suchom a bezpečnom mieste.
- Pred použitím narovnajzte kábel.
- V prípade poruchy nerozoberajte zariadenie ani nevymieňajte žiadne súčasti, pretože existuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Kontaktujte SEYSSO.
- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený za nový. Kontaktujte SEYSSO.
- V prípade pádu vymeňte koncovku pred ďalším použitím. Aj keď poškodenie nie je viditeľné.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Po umytí zubov alebo tváre opláchnite zubnú kefku pod tečúcou vodou.
- Odstráňte koncovku z rukoväte a opláchnite ju pod tečúcou vodou.
- Pred tým, ako rukoväť položíte späť na nabíjačku, ju utrite.
- Pred čistením nabíjačky sa uistite, že je odpojená od zdroja napájania. Na utieranie povrchu nabíjačky používajte len suchú handričku!

⚠ DÔLEŽITÉ: NEMYJTE NABÍJAČKU POD TEČÚCOU VODOU ANI JU NEPONÁRAJTE DO VODY

- Uchovávajte nabíjačku na čistom a bezpečnom mieste.
- Nabíjačku nepripájajte k prúdu, kým nie je úplne suchá.
- Uchovávajte nabíjačku mimo dosahu detí.

APLIKOVANIE A ODSTRÁNENIE KONCOVKY

Pred prvým použitím zubnej kefky naneste tenkú vrstvu maziva na kovový kolík rukoväte. To uľahčí nasadzovanie a odstraňovanie koncoviek. Odporúčame vymieňať koncovky na zuby každé 3 mesiace a koncovky na tvár každých 6 mesiacov.

VAROVANIE O NEBEZPEČENSTVE

Na zníženie rizika elektrického šoku:

- vždy odpojte zariadenie od zdroja prúdu po použití.
- nepoužívajte počas kúpania.
- pre podrobnejšie pokyny týkajúce sa skladovania a používania zariadenia, ako aj priložených príslušenstiev, obráťte sa na výrobcu.
- Aby ste znížili riziko zapalovania, skratu alebo zranenia:
 - po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od prúdu.
 - produkt nie je hračka. Buďte obzvlášť opatrní, ak je zubná kefka používaná deťmi alebo v ich prítomnosti.
- používajte podľa určenia. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak zubná kefka správne nefunguje po páde, zanechaní vonku alebo ponorení do vody, vráťte ju na miesto nákupu.
- nefahajte napájací kábel nabíjačky, nezachytávajújte ho dverami, neobalujte okolo ostrých hrán. Nezapínajte zubnú kefku počas nabíjania. Držte komponenty zariadenia ďaleko od zohriatych povrchov.
- nabíjačku odpojte od prúdu ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
- nechytajte zástrčku mokrými rukami.
- nikdy nepoužívajte produkt, ak máte problémy s koncentráciou alebo cítite ospalosť.
- nepoužívajte zariadenie vonku alebo na miestach, kde môže byť vystavené aerosólom alebo čistému kyslíku.
- pripojte zariadenie do zásuvky. Oboznámte sa s jeho špecifikáciou.

Nie je odporúčané používanie zariadenia deťmi mladšími ako 8 rokov. Deti a osoby s obmedzenými senzorickými, motorickými alebo mentálnymi schopnosťami by mali používať zariadenie pod dohľadom opatrovníka alebo by mali byť riadne vyškolené na správne a bezpečné používanie zariadenia. Deti

by sa nemali hrať so zariadením. Deti bez dohľadu by nemali vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.

DVOJROČNÁ ZÁRUKA

Výrobca poskytuje záruku na obdobie dvoch rokov od dátumu nákupu. Záruka platí v Poľsku a na území oficiálnych distribútorov. Záruka pokrýva poškodenia súvisiace s výrobnými chybami alebo nesprávnym vyhotovením produktu. Uchovajte doklad o kúpe po dobu trvania záruky. Počas záručnej doby môžete podať reklamáciu, ak bol produkt používaný správne a podľa jeho určenia.

ZÁRUKA NEPOKRÝVA:

- 1 Povrchové poškodenia v dôsledku normálneho používania.
- 2 Poškodenia v dôsledku:
 - a) náhodného pádu alebo úderu, nesprávneho používania, zneužitia alebo komerčného použitia, zanedbania, úpravy zariadenia,
 - b) nesprávnej údržby, zanedbania produktu,
 - c) pripojenia k nesprávnejmu zdroju prúdu,
 - d) opráv alebo pokusov o opravy vykonaných neoprávnenými osobami.

Akékoľvek pokusy o otvorenie alebo demontáž zariadenia, jeho častí alebo príslušenstva zrušia záruku. Nároky zo záruky musia byť podložené dôkazmi. Nárok musí byť uplatnený v záručnej dobe. Materiál pokrývajúci rukoväť je jemný, preto by sa malo zaobchádzať s opatrnosťou. Škrabance alebo opotrebenie na povrchu rukoväte budú považované za povrchové poškodenia v dôsledku normálneho používania a preto nebudú pokryté zárukou. Záruka sa vzťahuje na komponenty, ktoré ovplyvňujú fungovanie zubnej kefky. Správna starostlivosť o vašu sonickú zubnú kefku výrazne zvyšuje jej životnosť. Nedodržanie odporúčaní môže mať vplyv na stratu záruky.

Tento návod sa vzťahuje na modely s číslami: SCL.ST.005.STB.1, SCL.ST.005.MRO.1, SCL.ST.005.AGR.1, SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2, SCL.ST.005.PNK.1, SCL.ST.005.LAV.1, SCL.ST.005.BLU.1, SC.ST.005.BLK.1, SC.ST.005.BLK.2, SC.ST.005.BLK.3GFTP, SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.1, SC.ST.005.WHT.2

VÝROBCA:
WM BRANDS SP. Z O.O.
UL. DZIUPIŁI 12 02-454
VARŠAVA, POŁSKO
Vyrobené v ČĽR.

Email: reklamacje@seysso.com
www.seysso.pl

Vstupné napätie nabíjačky: 100-240 V~, 50/60 Hz Vstupný prúd: 30mA Výkon: 1.7W Odolnosť voči vode (rukojeť a nabíjačka zubnej kefky): IPX7. Ochrana proti účinkom ponorenia do vody do 1 metra na 30 minút. Zubné kefky majú zabudovanú lítium-iónovú batériu.



Produkt spĺňa požiadavky tzv. „Nového prístupu“ smerníc Európskej únie (EÚ).



Balenie je vyrobené z kartónu.
Vhodné na recykláciu.



Návod je vyrobený z papiera.
Vhodný na recykláciu.



Toto zariadenie je označené v súlade so slovenským zákonom o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení a smernicou WEEE 2012/19/EU symbolom prečiarknutého odpadového koša. Toto označenie informuje, že toto zariadenie po uplynutí jeho životnosti nemôže byť likvidované spolu s inými domácimi odpadmi. Používateľ je povinný odovzdať ho tým, ktorí zabezpečujú zber odpadového elektrického a elektronického zariadenia. Tí, ktorí zabezpečujú zber, vrátane miestnych zberových miest, obchodov a obecných jednotiek, vytvárajú vhodný systém, ktorý umožňuje odovzdanie tohto zariadenia. Správne zaobchádzanie s odpadovým elektrickým a elektronickým zariadením prispieva k predchádzaniu škodlivým dôsledkom pre zdravie ľudí a prirodzené prostredie, vyplývajúcim z prítomnosti nebezpečných látok a nesprávneho skladovania a spracovania takéhoto zariadenia.



Symbol označujúci triedu II ochrany pre elektrické zariadenia.



Len pre domáce použitie.

SOUČÁSTI SADY

- 1 hlavice zubního kartáčku
- 1 hlavice pro mytí obličeje v pouzdře (modely: SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2)
- 1 pouzdro na zubní kartáček (modely: SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.2)
- 1 rukojeť zubního kartáčku
- Nabíjecí stanice se dvěma místy pro hlavice

PŘIPOJENÍ A NABÍJENÍ

- Umístěte zubní kartáček na nabíječku a zapojte nabíječku do zásuvky (specifikace zásuvky: 100-240V~ 50-60Hz).
- Světelný indikátor nabíjení (Charge) by se měl rozsvítit.
- Blikající světlo (Charge) signalizuje nabíjení. Jestliže světlo svítí nepřetržitě, znamená to, že zubní kartáček je plně nabito.
- První nabíjení trvá nejméně jeden den a vydrží až 6 týdnů, tedy 84 čistících cyklů.
- Každé další nabíjení by nemělo trvat déle než jeden den.
- Během nabíjení můžete zubní kartáček vyjmout z nabíječky a použít ho k čištění zubů.
- Po dvouminutovém čištění zubů můžete kartáček znovu postavit na nabíječku.
- Neexistuje riziko přebíjení baterie.
- Nedoporučuje se úplně vybit baterii, proto doporučujeme nabíjet ji každé 4-5 týdnů.

POUŽÍVÁNÍ SONICKÉHO ZUBNÍHO KARTÁČKU SEYSSO S HLAVICÍ PRO ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

Nasadte hlavici na rukojeť. Poté naneste odpovídající množství pasty na vlákna kartáčku. Před zapnutím kartáčku umístěte hlavici do úst. Zapněte kartáček. Po dvou minutách se zařízení automaticky vypne a je připraveno k opětovnému použití. Kartáček se pohybuje ve dvou rychlostech, provádí 62 000 nebo 82 000 pohybů za minutu v režimech: Clean (82 000), Soft (62 000) a Massage (62 000 – 82 000).

POUŽÍVÁNÍ SONICKÉHO ZUBNÍHO KARTÁČKU SEYSSO S KONCOVKOU NA MYTÍ A MASÁŽ OBLIČEJE

Nasadte koncovku na rukojeť. Poté naneste odpovídající množství gelu na mytí obličeje na povrch koncovky s měkkými, flexibilními silikonovými výstupky. Před zapnutím zubního kartáčku ho držte u obličeje tak, aby se dotýkal povrchu kůže. Zapněte zubní kartáček v režimu Massage. Provádějte kruhové pohyby začínající od středu obličeje směrem k uším, čelisti a linii vlasů. Vyhněte se oblastem očí a úst. Po dvou minutách se zařízení automaticky vypne a je připraveno k opětovnému použití. Omyjte obličej vlažnou vodou. Poté důkladně omyjte koncovku pod tekoucí vodou. Druhá strana koncovky je obohacena o široké vlnité výstupky s vypouklou strukturou určenou pro masáž kůže. Můžete na kůži obličeje aplikovat krém nebo sérum a poté kartáček znovu zapnout v režimu Massage. Po dvou minutách se zařízení automaticky vypne a je připraveno k opětovnému použití. Poté důkladně omyjte koncovku pod tekoucí vodou.

JAK MĚNIT PRACOVNÍ REŽIMY

Tlačítko zapínání zubního kartáčku také ovládá výběr pracovního režimu. Díky němu můžeme postupně měnit pracovní rychlost mezi: Clean, Soft a Massage. Použijte tlačítko k zapnutí zařízení, pak jej stiskněte znovu, abyste přepínali mezi režimy kartáčku. Pokud je režim aktivní více než 5 sekund, další stisknutí tlačítka zařízení vypne. Sonický zubní kartáček se zapíná v režimu Clean.

- Chcete-li přejít z režimu Clean do režimu Soft, stiskněte tlačítko výběru funkce podruhé.
- Chcete-li přejít do režimu Massage, stiskněte jej ještě jednou.
- Svetelný indikátor režimu ukazuje, který režim je aktuálně používán.
- Po 5 sekundách se pracovní režim zapamatuje a další použití tlačítka kartáček vypne.

VAROVÁNÍ! PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM!

UCHOVEJTE TYTO POKYNY

Pouze pro domácí použití.



- Umístěte zubní kartáček na nabíječku a zapojte nabíječku do zásuvky (specifikace zásuvky: 100-240V~ 50-60Hz).
- Zubní kartáček je vybaven voděodolnou rukojetí. Je bezpečný a určen k použití v koupelně. Zubní kartáček má stupeň ochrany IPX7. To znamená, že je odolný vůči náhodnému ponoření do vody do hloubky 1 metru až na 30 minut.
- Pamatujte: zubní kartáček není určen k použití pod vodou!
- Produkt není určen k samostatné opravě.
- Uchovávejte nabíječku na suchém a bezpečném místě.
- Před použitím narovnejte kabel.
- V případě poruchy nerozebírejte zařízení ani nenahrazujte žádné součásti, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte SEYSSO.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn za nový. Kontaktujte SEYSSO.
- V případě pádu vyměňte koncovku před dalším použitím. I když poškození není viditelné.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Po umytí zubů nebo obličeje opláchněte zubní kartáček pod tekoucí vodou.
- Odstraňte koncovku z rukojeti a opláchněte ji pod tekoucí vodou.
- Před tím, než rukojeť položíte zpět na nabíječku, ji otřete.
- Před čištěním nabíječky se ujistěte, že je odpojena od zdroje napájení. Pro otírání povrchu nabíječky používejte pouze suchý hadřík!



DŮLEŽITÉ: NEMYJTE NABÍJEČKU POD TEKOUČÍ VODOU ANI JI NEPONOŘUJTE DO VODY

- Uchovávejte nabíječku na čistém a bezpečném místě.
- Nabíječku nepřipojujte k proudu, dokud není zcela suchá.
- Uchovávejte nabíječku mimo dosah dětí.

APLIKACE A ODNÍMÁNÍ KONCOVKY

Před prvním použitím zubního kartáčku naneste tenkou vrstvu maziva na kovový kolík rukojeti. To usnadní nasazování a sundávání koncovek.

Doporučujeme vyměňovat koncovky na zuby každé 3 měsíce a koncovky na obličej každých 6 měsíců.

VAROVÁNÍ O NEBEZPEČÍ

- Aby se snížilo riziko elektrického šoku:
- vždy po použití odpojte zařízení od zdroje proudu.
- nepoužívejte během koupání.
- pro podrobnější instrukce týkající se skladování a používání zařízení, stejně jako přiloženého příslušenství, obraťte se na výrobce.
- Aby se omezilo riziko vznícení, zkratu nebo zranění:
- po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od proudu.
- produkt není hračka. Buďte zvláště opatrní, pokud je zubní kartáček používán dětmi nebo v jejich přítomnosti.
- používejte podle určení. Používejte pouze doplňky doporučené výrobcem.
- nenabíjejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud zubní kartáček nefunguje správně po pádu, ponechání venku nebo ponoření do vody, vrátíte jej na místo nákupu.
- nenatahujte napájecí kabel nabíječky, nezachycujte ho dveřmi, nebalujte kolem ostrých hran. Nezapínejte zubní kartáček během nabíjení. Držte komponenty zařízení daleko od zahřátých povrchů.
- nabíječku odpojte od proudu tahem za zástrčku, nikoli za kabel.
- nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte problémy s koncentrací nebo cítíte ospalost.
- nepoužívejte zařízení venku nebo na místech, kde může být vystaveno aerosolům nebo čistému kyslíku.
- připojte zařízení do zásuvky. Seznamte se s jeho specifikací.

Není doporučeno používat zařízení dětmi mladšími 8 let. Děti a osoby s omezenými senzorickými, motorickými nebo mentálními schopnostmi by měly zařízení používat pod dohledem opatrovníka nebo by měly být řádně proškoleny v

oblasti správného a bezpečného používání zařízení. Děti by si s zařízením neměly hrát. Děti bez dohledu by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.

DVOUROČNÍ ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku na období dvou let od data nákupu. Záruka platí v Polsku a na území oficiálních distributorů. Záruka pokrývá poškození související s výrobními vadami nebo nesprávným provedením produktu. Uchovejte doklad o koupi po dobu trvání záruky. Během záruční doby můžete podat reklamaci, pokud byl produkt používán správně a podle jeho určení.

ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ:

- 1 Povrchová poškození v důsledku normálního používání.
- 2 Poškození v důsledku:
 - a) náhodného pádu nebo úderu, nesprávného používání, zneužití nebo komerčního použití, zanedbání, úpravy zařízení,
 - b) nesprávné údržby, nedbalosti o produkt,
 - c) připojení k nesprávnému zdroji proudu,
 - d) oprav nebo pokusů o opravy prováděných neautorizovanými osobami.

Jakékoliv pokusy o otevření nebo demontáž zařízení, jeho částí nebo příslušenství způsobí ztrátu záruky. Nároky z záruky musí být podloženy důkazy. Nárok musí být uplatněn v záruční době. Materiál pokrývající rukojeť je jemný, proto by se mělo zacházet s opatrností. Škrábance nebo oděrky na povrchu rukojeti budou považovány za povrchová poškození v důsledku normálního používání a tudíž nebudou pokryty zárukou. Záruka se vztahuje na komponenty, které ovlivňují fungování zubního kartáčku. Správná péče o vaši sonickou zubní kartáček výrazně zvyšuje její životnost. Nedodržení doporučení může mít vliv na ztrátu záruky.



Tento návod se vztahuje na modely s čísly: SCL.ST.005.STB.1, SCL.ST.005.MRO.1, SCL.ST.005.AGR.1, SCL.ST.005.STB.2, SCL.ST.005.MRO.2, SCL.ST.005.AGR.2, SCL.ST.005.PNK.1, SCL.ST.005.LAV.1, SCL.ST.005.BLU.1, SC.ST.005.BLK.1, SC.ST.005.BLK.2, SC.ST.005.BLK.3GFTP, SC.ST.005.BLK.3, SC.ST.005.WHT.1, SC.ST.005.WHT.2

VÝROBCE:

Email: reklamacje@seysso.com

WM BRANDS SP. Z O.O.

www.seysso.pl

UL. DZIUPIŁI 12

02-454 VARŠAVA, POLSKO

Vyrobeno v Č.L.R.

Vstupní napětí nabíječky: 100-240 V-, 50/60 Hz Vstupní proud: 30mA Výkon: 1.7W Voděodolnost (rukojeť a nabíječka zubního kartáčku): IPX7. Ochrana před důsledky ponoření do vody do 1 metru na 30 minut. Zubní kartáčky mají vestavěnou lithium-iontovou baterii.



Produkt splňuje požadavky tzv. "Nového přístupu" směrnic Evropské unie (EU).



Balení je vyrobeno z kartonu. Vhodné k recyklaci.



Návod je vyroben z papíru. Vhodný k recyklaci.



Toto zařízení je označeno v souladu s českým zákonem o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení a směrnici WEEE 2012/19/EU symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Toto označení informuje, že toto zařízení po uplynutí jeho životnosti nemůže být likvidováno společně s ostatními domácími odpady. Uživatel je povinen odevzdat ho provozovatelům sběru odpadního elektrického a elektronického zařízení. Provozovatelé sběru, včetně místních sběrných míst, obchodů a obecních jednotek, vytvářejí vhodný systém, který umožňuje odevzdání tohoto zařízení. Správné nakládání s odpadním elektrickým a elektronickým zařízením přispívá k předcházení škodlivým důsledkům pro zdraví lidí a přírodní prostředí, vyplývajících z přítomnosti nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracování takového zařízení.



Symbol označení třídy II ochrany pro elektrické zařízení.



Pouze pro domácí použití.

S·E·Y·S·S·O

ZAREJESTRUJ
SWÓJ PRODUKT NA
STREFASEYSSO.PL



Smile matters

WWW.SEYSSO.PL