


Feelo.



PRO

SZCZOTECZKA SONICZNA
SONIC TOOTHBRUSH
ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DETAILED INSTRUCTION MANUAL

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PO POLSKU – STRONA 2

MANUAL IN ENGLISH – PAGE 11

ELEMENTY ZESTAWU

- 1 rękojeść szczoteczki
- 4 końcówki wymienne
- 1 etui podróżne z imitacji skóry
- 1 podstawka ładująca ze zintegrowanym kablem USB (bez adaptera)

CECHY I FUNKCJE SZCZOTECZKI

- Szeroki zakres prędkości: 48 000-66 000 ruchów sonicznych na minutę zapewnia skuteczne czyszczenie zębów dopasowane do potrzeb użytkownika.
- 4 programy pracy: Clean (codzienne czyszczenie), White (wybielanie), Polish (polerowanie), Gum Care (pielęgnacja dziąseł). 3 intensywności szczotkowania: wysoka, średnia i niska.
- Timer – odmierza 2 minuty, sygnalizując co 30 sekund przerwę na zmianę ćwiartki uzębienia.
- Wydajny akumulator litowo-jonowy – 1 ładowanie wystarcza na około 60-70 dni użytkowania na niskiej intensywności szczotkowania.
- Wskaźnik wymiany końcówki – przypomni kiedy należy wymienić końcówkę na nową.
- Wysoki stopień wodoszczelności IPX8. Oznacza to, że szczoteczka jest chroniona przed efektami dłuższego zanurzenia w wodzie.
- Wymienna końcówka szczoteczki posiada gęste włókna, co zapewnia dokładne czyszczenie zębów i trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej. Tylna gumowa część końcówki służy do czyszczenia języka.

WYBÓR FUNKCJI SZCZOTECZKI

Włączenie szczoteczki	Naciśnij krótko przycisk „Smart button”, aby uruchomić szczoteczkę.
Wyłączenie szczoteczki	Naciśnij krótko przycisk „Smart button” po 3 sekundach od uruchomienia szczoteczki, aby ją wyłączyć.
Zmiana programu pracy	Aby zmienić program pracy, naciśnij krótko przycisk „Smart button” w ciągu 3 sekund od włączenia szczoteczki.

WYBÓR INTENSYWNOŚCI SZCZOTKOWANIA (STRENGTH)

Aby wybrać preferowaną intensywność czyszczenia, przytrzymaj dłużej przycisk „Smart button” po 3 sekundach od uruchomienia szczoteczki. Wskaźnik „Strength” będzie świecić się na inny kolor, w zależności od wybranej intensywności szczotkowania.

- **Niska intensywność czyszczenia:**
Wskaźnik „Strength” świeci się na zielono. Moc czyszczenia odpowiednia dla wrażliwych zębów i dziąseł.
- **Średnia intensywność czyszczenia:**
Wskaźnik „Strength” świeci się na niebiesko. Moc czyszczenia odpowiednia do codziennego mycia zębów.
- **Wysoka intensywność czyszczenia:**
Wskaźnik „Strength” świeci się na różowo. Moc czyszczenia odpowiednia do usuwania uporczywych przebarwień.

RESETOWANIE PRZYPOMNIENIA O WYMIANIE KOŃCÓWKI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Smart button” przez 5 sekund, gdy szczoteczka jest wyłączona.

(Gdy szczoteczka zostanie włączona i wyłączona 180 razy, wskaźnik wymiany końcówki zacznie migać. Wymień główkę szczoteczki na nową i zresetuj przypomnienie o wymianie końcówki.)

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Długie naciśnięcie przycisku „Smart button” przez 5 sekund podczas ładowania urządzenia przywraca ustawienia fabryczne. Po przywróceniu ustawień fabrycznych wskaźnik wymiany końcówki zamiga 3 razy. (Funkcja pamięci szczoteczki zapamiętuje ostatnio wybrany program pracy i intensywność czyszczenia, więc nie ma konieczności ich ponownego ustawiania po każdym włączeniu szczoteczki. Ustawienia zostaną zachowane do momentu ich zmiany.)

OPIS PROGRAMÓW PRACY

PROGRAMY	
CLEAN	Program do codziennego mycia zębów. Wysoka częstotliwość drgań zapewnia skuteczne usuwanie płytki bakteryjnej.
WHITE	Zmienna częstotliwość drgań wspomaga usuwanie przebarwień, przywracając zębom naturalną biel.
POLISH	Wysoka częstotliwość drgań o niewielkim wychyleniu poleruje i rozjaśnia zęby, nadając im połysk i gładkość.
GUM CARE	Łagodniejsze drgania szczoteczki zapewniają delikatne czyszczenie zębów i wzmacniający masaż dziąseł, poprawiający ich kondycję.

OPIS FUNKCJI SZCZOTECZKI

FUNKCJE	
STRENGTH	Za pomocą jednego przycisku można przełączać się pomiędzy 3 intensywnościami czyszczenia.

	Kiedy poziom naładowania jest niski, wskaźnik ładowania zacznie migać, a rękojeść szczoteczki będzie wibrować 3 razy, przypominając o konieczności naładowania szczoteczki.
	Wskaźnik wymiany końcówki miga, przypominając o wymianie główki czyszczącej na nową. Zaleca się, aby końcówkę wymieniać regularnie co 3 miesiące.
3 sec	Przez pierwsze 3 sekundy po włączeniu, szczoteczka wykonuje delikatniejsze drgania, aby zapobiec rozpryskiwaniu pasty.

MOŻLIWE KOMBINACJE PROGRAMÓW MYCIA




Szczoteczka Feelo Pro posiada cztery programy pracy i trzy poziomy intensywności szczotkowania, które można dowolnie łączyć, tworząc własny spersonalizowany tryb mycia zębów, dopasowany do indywidualnych potrzeb jamy ustnej. Szczoteczka oferuje 12 różnych kombinacji czyszczenia.

Poniższa grafika przedstawia możliwe kombinacje programu mycia i intensywności czyszczenia, gdzie **kolor czerwony** oznacza wysoką intensywność szczotkowania, **kolor niebieski** oznacza średnią intensywność szczotkowania, a **kolor zielony** oznacza niską intensywność szczotkowania.

Każdy program mycia trwa 2 minuty.



UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI



- Nakładanie końcówki: przód główki szczoteczki ustaw w tym samym kierunku co przycisk „Smart button” i dociśnij główkę szczoteczki pionowo do uchwytu. Pomiędzy główką szczoteczki a uchwytem powinna znajdować się niewielka szczelina.
- Zwilż główkę końcówki wodą i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
- Ustaw główkę szczoteczki tak, aby jej włókna były ustawione pod kątem 45 stopni do linii dziąseł. Upewnij się, że włókna swoim zasięgiem obejmują także dziąsła. Po uruchomieniu szczoteczki wybierz program pracy i jego intensywność. Pamiętaj, aby dokładnie wyczyścić każdą powierzchnię uzębienia (strona wewnętrzna, zewnętrzna i powierzchnie żujące).
- Szczotkuj każdą ćwiartkę uzębienia przez 30 sekund. Timer dzieli czas mycia zębów na cztery 30-sekundowe interwały. Niewielka zmiana wibracji sygnalizuje, kiedy nadszedł czas, aby przejść do czyszczenia następnego obszaru jamy ustnej.
- Szczoteczka wyłącza się po 2 minutach pracy, czyli po czasie rekomendowanym przez lekarzy dentyistów.



- Pamiętaj, aby szczotkować zęby delikatnie. Zbyt mocne szczotkowanie może uszkodzić dziąsła i spowodować ścieranie szkliwa zębów.
- Aby uniknąć rozpryskiwania pasty do zębów, zawsze włączaj szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów i wyjmuj ją z ust dopiero po umyciu zębów.
- Przy każdym następnym użyciu szczoteczka będzie włączać się na poprzednio ustawionym programie i intensywności.

ŁADOWANIE SZCZOTECZKI

- Pierwsze ładowanie szczoteczki jak i każde kolejne trwa 14 godzin.
- Aby naładować szczoteczkę, umieść ją na podstawie ładującej. Stację ładującą podłącz do źródła zasilania za pomocą ładowarki USB. Wskaźnik ładowania zacznie migać.
- Czas pracy szczoteczki na jednym naładowaniu wynosi około 60-70 dni na niskiej intensywności szczotkowania.
- Szczoteczkę należy naładować, jeśli nie była używana przez ponad 3 miesiące.
- Aby wydłużyć żywotność akumulatora, ładuj szczoteczkę tylko wtedy, gdy sygnalizuje taką potrzebę. Ciągłe doładowywanie lub przechowywanie w pełni rozładowanej szczoteczki może zmniejszyć wydajność akumulatora.
- Gdy chcesz naładować szczoteczkę, pamiętaj, aby na ładowarkę nie umieszczać mokrej rękojeści.

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA 20%	Wskaźnik ładowania miga i rękojeść szczoteczki wibruje 3 razy
ŁADOWANIE	Wskaźnik ładowania miga
W PEŁNI NAŁADOWANY AKUMULATOR 100%	Wskaźnik ładowania świeci światłem ciągłym

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Szczoteczka nie chce się włączyć.	Naładuj szczoteczkę.
	Jeżeli szczoteczka po naładowaniu nadal się nie uruchamia, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Wibracje szczoteczki słabną.	Naładuj szczoteczkę lub wymień końcówkę. Szczoteczka wibruje inaczej zależnie od wybranego programu pracy.
Po podłączeniu szczoteczki do ładowania wskaźnik sygnalizujący ładowanie się nie świeci.	Jeżeli szczoteczka nie była używana przez dłuższy czas, wchodzi w stan uśpienia. Po krótkim czasie szczoteczka powinna wybudzić się ze stanu uśpienia i rozpocząć ładowanie akumulatora. Jest to normalne zjawisko.
	Jeśli szczoteczka nadal się nie ładuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Łaskotanie podczas czyszczenia zębów.	Ruchy szczoteczki sonicznej mogą wywołać uczucie łaskotania, zwłaszcza przy pierwszym użyciu. Wrażenie to zniknie z czasem.

SPECYFIKACJA

NAZWA PRODUKTU	Feelo PRO Sonic Toothbrush
Napięcie znamionowe	5V
Moc	2,6 W
Typ przelącznika	Przycisk
Wyświetlacz	Brak
Wyświetlone informacje	Programy pracy, intensywność szczotkowania, ładowanie akumulatora, wskaźnik wymiany końcówki.
Czas pracy	Do 60-70 dni na niskiej intensywności szczotkowania.
Sposób ładowania	Bezprzewodowe ładowanie indukcyjne
Czas ładowania	Okolo 14h
Akumulator	Li-Ion 2000 mAh
Sygnalizacja rozładowania akumulatora	Miganie wskaźnika ładowania i wibracje
Klasa wodoszczelności	IPX8

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym myciu zębów, zdejmij końcówkę ze szczoteczki. Następnie rękojeść i końcówkę dokładnie opłucz pod bieżącą wodą.
- Oczyszcz też nasadę rękojeści, aby usunąć osad i pozostałości pasty do zębów.
- Upewnij się, że nie odkładasz na miejsce mokrej rękojeści. Wytrzyj rękojeść do sucha. Przechowuj szczoteczkę w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

OSTRZEŻENIA

1. Nie rozmontowuj i nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
2. Jeśli przechodziłeś zabieg operacyjny jamy ustnej lub stwierdzono u Ciebie poważną chorobę przyzębia, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
3. Dzieci i osoby niezdolne do samodzielnej obsługi produktu powinny używać go tylko pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie zanurzaj produktu w wodzie.
5. Nie wystawiaj produktu na długotrwałe działanie wysokiej temperatury lub promieni słonecznych.
6. Nie przyciskaj szczoteczki mocno do dziąseł i zębów.
7. Szczoteczka przeznaczona jest wyłącznie do czyszczenia jamy ustnej, nie używaj jej do innych celów.
8. Jeśli przewód zasilający ładowarki jest uszkodzony, należy wymienić ładowarkę.

DWULETANIA GWARANCJA

Szczoteczka Feelo jest objęta gwarancją przez 2 lata od dnia dokonania zakupu. Gwarancji na produkt udziela firma Shop Dent Wojciech Madej z siedzibą przy ulicy Dziupli 12 w Warszawie. Gwarancja obowiązuje w krajach, w których produkt został sprzedany przez firmę Shop Dent Wojciech Madej lub upoważnionego dystrybutora.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. W ramach gwarancji gwarant zobowiązuje się do naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu. Pamiętaj, aby zachować dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W ramach okresu obejmującego gwarancję kupujący może zgłosić roszczenie do miejsca zakupu, tylko wtedy, gdy produkt był używany prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje:

- 1. Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania:**
Wszelkie zadrapania czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania i tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie szczoteczki.
- 2. Uszkodzeń wynikających z:**
 - Przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego używania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia.
 - Niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt.
 - Podłączenia do niewłaściwego źródła prądu.
 - Napraw lub prób napraw wykonywanych przez stronę nieautoryzowaną przez Feelo. Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów powodują, że gwarancja traci ważność. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją.

SET ELEMENTS

- 1 brush handle
- 1 replacement head
- 1 travel case
- 1 charging cradle with integrated USB cable (without adapter)

TOOTHBRUSH FEATURES AND FUNCTIONS

- Wide speed range: 48,000-66,000 sonic movements per minute ensure effective cleaning of teeth adjusted to the user's needs.
- 4 work programmes: Clean (daily cleaning), White (white), Polish (polish), Gum Care (gum care). 3 brushing intensities: high, medium and low.
- Timer – 2-minute automatic timer, reminding every 30 seconds to move on to the next quadrant of the mouth.
- Powerful lithium-ion battery – 1 charging is enough for about 60-70 days of use at low brushing intensity.
- Headbrush replacement indicator – reminds you when to replace the head with a new one.
- IPX8 high water-resistance rating. This means that the toothbrush is protected against the effects of longer submersion in water.
- The replaceable brush head has thick bristles, which ensures thorough cleaning of teeth and hard-to-reach places in the mouth. The rear rubber part of the head is used to clean the tongue.

SELECTION OF THE TOOTHBRUSH FUNCTIONS

Switching on the toothbrush	Briefly press the 'Smart button' to switch on the toothbrush.
Switching off the toothbrush	Briefly press the 'Smart button' after 3 seconds from switching on the toothbrush to switch it off.
Changing the work programme	To change the work programme, briefly press the 'Smart button' within 3 seconds after switching on the toothbrush.

SELECTING BRUSHING INTENSITY (STRENGTH)

To select your preferred brushing intensity, press and hold longer the 'Smart button' after 3 seconds from switching on the toothbrush. The 'Strength' indicator will glow with different color depending on the brushing intensity selected.

- **Low cleaning intensity:** 'Strength' indicator – glows green. Strength of the cleaning appropriate for sensitive teeth and gums.
- **Medium cleaning intensity:** 'Strength' indicator – glows blue. Strength of the cleaning appropriate for daily tooth brushing.
- **High cleaning intensity:** 'Strength' indicator – glows pink. Strength of the cleaning appropriate for removing persistent discolorations.

RESETTING THE HEAD REPLACEMENT REMINDER

Press and hold the 'Smart button' for 5 seconds when the toothbrush is switched off.

(When the toothbrush is switched on and off 180 times, the head replacement indicator will start flashing. Replace the brush head with a new one and reset the head replacement reminder.)

RESTORING THE FACTORY SETTINGS



Pressing the 'Smart button' for 5 seconds while charging the appliance restores the factory settings. After restoring the factory settings, the head replacement indicator will flash 3 times. (The toothbrush memory function remembers the last selected work programme and cleaning intensity, therefore it is not necessary to set them again each time after switching on the toothbrush. The settings will be retained until you change them.)

DESCRIPTION OF THE TOOTHBRUSH WORK PROGRAMMES

PROGRAMMES	
CLEAN	Programme for daily tooth brushing. High brushing strokes frequency ensures effective removal of dental plaque.
WHITE	The variable brushing strokes frequency helps remove discolorations, restoring natural white teeth.
POLISH	The high brushing strokes frequency with a small deflection polishes and brightens the teeth, making them shiny and smooth.
GUM CARE	Softer strokes of the toothbrush ensure gentle cleaning of the teeth and strengthening massage of the gums, improving their condition.

DESCRIPTION OF THE TOOTHBRUSH FUNCTIONS

FUNKCJE	
STRENGTH	By pressing the button you can switch between 3 cleaning intensities.

	When the power is low, the charging indicator will start flashing and the toothbrush handle will vibrate 3 times to remind you to charge the toothbrush.
	The head replacement indicator flashes, reminding you to replace the cleaning head with a new one. It is recommended to replace the head regularly every 3 months.
3 sec	For the first 3 seconds after switching on, the toothbrush vibrates more gently to prevent toothpaste splattering.

POSSIBLE COMBINATIONS OF WORK PROGRAMMES

The Feelo Pro toothbrush has four work programmes and three brushing intensity levels which can be freely combined to create your own personalised toothbrushing mode, adjusted to individual needs of the mouth. The toothbrush offers 12 different cleaning combinations.




The picture below shows illustratively possible combinations of the brushing programme and cleaning intensity, where:

- **RED** means high brushing intensity,
- **BLUE** means medium brushing intensity,
- **GREEN** means low brushing intensity.

Each cleaning programme lasts 2 minutes.



USING THE TOOTHBRUSH



- Fitting the brush head: place the front of the brush head in the same direction as the 'Smart button' and press the brush head vertically against the handle. There should be a small gap between the brush head and the handle.
- Wet the head tip with water and apply an appropriate amount of toothpaste.
- Place the brush head so that its bristles are at a 45° angle to the gum line. Make sure that the bristles also reach the gums. After switching on the toothbrush, select the work programme and its intensity. Remember to thoroughly clean each surface of your teeth (the inside, outside and chewing surfaces).
- Brush each quadrant of your teeth for 30 seconds. The timer divides the tooth brushing time into four 30-second intervals. A slight change in the vibration signals when it is time to move on to cleaning the next area of your mouth.
- The toothbrush switches off after 2 minutes of work, i.e. after the time recommended by dentists.



- Remember to brush your teeth gently. Brushing too hard can damage your gums and cause the abrasion of the tooth enamel.
- To avoid toothpaste splattering, always switch on the toothbrush only after you have placed it against your teeth, and only remove it from your mouth after brushing your teeth.
- With each subsequent use, the toothbrush will switch on on the previously set programme and intensity.

CHARGING THE TOOTHBRUSH

- The first charging of the toothbrush and each subsequent charging lasts 14 hours.
- To charge the toothbrush, place it on the charging base. Connect the charging station to a power source using a USB charger. The charging indicator will start flashing.
- The operating time of the toothbrush on a single charge is about 60-70 days at low brushing intensity.
- The toothbrush should be charged if it has not been used for more than 3 months.
- To prolong the service life of the battery, charge your toothbrush only when it indicates such a need. Continuous charging or storing a fully discharged toothbrush may reduce the battery performance.
- When you want to charge the toothbrush, remember not to place a wet handle on the charger.

LOW BATTERY LEVEL 20%	The charging indicator blinks and the toothbrush handle vibrates 3 times
CHARGING	The charging indicator flashes
FULLY CHARGED BATTERY 100%	The charging indicator glows continuously

SOLVING PROBLEMS

PROBLEM	SOLUTION
The toothbrush won't turn on.	Charge your toothbrush.
	If the toothbrush still does not start after the charging, contact the customer service department.
The vibration of the brush decreases.	Charge your toothbrush or replace the brush head. The brush vibrates differently depending on the selected work program.
The charging light does not light up when the toothbrush is connected to charge.	If the toothbrush has not been used for a long time, it enters a sleep mode. After a short time the toothbrush should awaken from the sleep mode and begin charging the battery. This is a standard behaviour.
	If the toothbrush still does not charge, contact the customer service department.
Tickling when brushing teeth.	The movements of the sonic toothbrush can cause a tickling sensation, especially the first time you use it. This impression will disappear with time.

SPECIFICATION

PRODUCT NAME	Feelo Pro Sonic Toothbrush
Rated voltage	5 V
Power	2.6 W
Switch type	Button
Display	None
Information displayed	Work programmes, brushing intensity, battery charging, head replacement indicator.
Operation time	Up to 60-70 days at low brushing intensity.
Way of charging	Wireless inductive charging
Charging time	About 14 h
Battery	Li-Ion 2000 mAh
Battery discharge signalling	Flashing of the charging indicator and vibrations
Water resistance class	IPX8

CLEANING AND MAINTENANCE

- After each brushing, remove the head from the toothbrush. Then rinse the handle and the head thoroughly under running water.
- Also clean the base of the handle to remove the toothpaste sediment and residue.
- Make sure that the handle put away is not wet. Wipe the handle dry. Store the toothbrush in a dry place at room temperature.

WARNINGS

1. Do not disassemble, modify or attempt to repair the product yourself.
2. If you have undergone oral surgery or have been diagnosed with severe periodontal disease, consult your physician before use.
3. Children and people unable to operate the product on their own should only use it under appropriate adult supervision.
4. Do not immerse the product in water or other liquids for a long time.
5. Do not expose the product to high temperatures or sunlight for a long time.
6. If the power cable of the charger is damaged, replace the charger.
7. Do not press the toothbrush hard against the gums and teeth.
8. The toothbrush is intended only for cleaning the mouth, do not use it for other purposes.

TWO-YEAR GUARANTEE

The Feelo toothbrush is covered by a 2-year guarantee from the date of purchase. The product guarantee is provided by Shop Dent Wojciech Madej with its registered office at Dziupli Street 12 in Warsaw. The guarantee is valid in countries in which the product is sold by Shop Dent Wojciech Madej or an authorised distributor.

The guarantee covers damage related to manufacturing defects or incorrect workmanship of the product. Under the guarantee, the guarantor undertakes to repair or replace a damaged element. Keep the proof of purchase for the duration of the guarantee period. Within the guarantee period, the buyer can make a claim to the place of purchase only if the product has been used properly for its intended purpose.

The guarantee does not cover:

- 1. Surface damage resulting from normal use:**
Scratches or abrasions on the surface of the of the handle will be treated as surface damage resulting from normal use and will therefore not be covered by the warranty. The guarantee applies to the components that affect the functioning of the toothbrush.
- 2. Damage resulting from:**
 - Accidental dropping or impact, misuse, abuse or commercial use, negligence or modification of the appliance.
 - Improper maintenance, lack of care of the product.
 - Connecting to an incorrect power source.
 - Repairs or attempted repairs by a party not authorised by Feelo. Any attempts to open or dismantle the appliance, its parts or accessories will render the guarantee invalid. Guarantee claims must be supported by evidence. A claim must be made within the guarantee period.



**ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА
УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ**

FEELO PRO SONIC TOOTHBRUSH
SZCZOTECZKA SONICZNA

Model: FP.ST.010.BLK.1P/FP.ST.010.WHT.1P

Napięcie: 5V/1A

Moc: 2,6 W

Akumulator litowo-jonowy

Shop Dent Wojciech Madej


ul. Dziupli 12

02-454 Warszawa, Poland

Wyprodukowano w P.R.C.

e-mail: reklamacje@shop-dent.pl

www.feelo.pl



RoHS
Compliant

