


Feelo.

BABY NASAL ASPIRATOR

Aspirator do nosa dla dzieci
Аспіратор назальний для дітей

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DETAILED INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję do ponownego użycia.

Please read the operating instructions before use.
Keep the manual for future reference.

Перед використанням ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.
Зберігайте інструкцію для подальшого використання.

INSTRUKCJA PO POLSKU.....STRONA 3
MANUAL IN ENGLISH.....PAGE 23
ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.....СТОПІНКА 41

Instrukcja dotyczy modelu o numerze:
FF.AS.010.WHT.1

ELEMENTY ZESTAWU

- 1 aspirator elektryczny
- 3 silikonowe końcówki o różnym kształcie
- 1 pęseta
- 1 etui
- 1 kabel ładowania USB-C



OPIS ASPIRATORA DO NOSA

Elektryczny aspirator do nosa Feelo został stworzony z myślą o najmłodszych. Umożliwia łatwe, szybkie i higieniczne odciąganie wydzieliny z nosa, co jest szczególnie ważne, ponieważ niemowlaki

i małe dzieci nie są w stanie samodzielnie oczyścić noska. Aspirator Feelo usuwa zarówno rzadką, jak i gęstą wydzielinę, przynosząc natychmiastową ulgę w oddychaniu i zapobiegając w ten sposób rozwojowi infekcji, kaszlu i łagodząc objawy alergii. Urządzenie jest przystosowane do pracy z noworodkami i dziećmi, od pierwszych dni życia do 12 lat.

CECHY I FUNKCJE

- 3 stopnie zasysania (delikatny, umiarkowany, silny) umożliwiają dostosowanie pracy aspiratora do potrzeb i wieku dziecka. Maksymalna moc ssania wynosi 68 kPa.
- Ciche działanie urządzenia pozwala sprawnie oczyścić nos dziecka, także podczas jego snu.
- Miękkie silikonowe końcówki są delikatne i nie podrażniają delikatnej błony śluzowej noska. Wykonane z bez-


piecznych materiałów, wolnych od BPA i lateksu.

- Wbudowany akumulator zapewnia do 2-3 godzin pracy na jednym naładowaniu na trybie delikatnym (pierwszy poziom zasysania).
- 10 melodyjek do wyboru i światelka sprawiają, że oczyszczanie noska jest dla dziecka komfortowe i mniej stresujące.
- Aspirator Feelo jest lekki i łatwy w użyciu, dzięki temu idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży.

Wskaźnik ładowania /naładowania baterii


Przycisk wyboru trybu zasysania: delikatny (55 kPa), umiarkowany (60 kPa), silny (68 kPa)

Przycisk włączania/wyłączania kolorowego podświetlenia



OPIS URZĄDZENIA

OPIS AKCESORIÓW

	 KOŃCÓWKA W KSZTAŁCIE BAŃKI PŁASKA	 KOŃCÓWKA W KSZTAŁCIE LEJKA PŁASKA	 KOŃCÓWKA W KSZTAŁCIE LEJKA UKOŚNA
Dla dzieci w wieku	0-2 lata	0+ lat	0+ lat
Zastosowanie	Szczególnie zalecana do oczyszczania noska u noworodków. Kształt bańki z płaskim zakończeniem ułatwia wydobywanie wydzieliny i zapobiega zbyt głębokiemu wsunięciu końcówki do nosa.	Kończówka w kształcie lejki wchodzi nieco głębiej do noska, dlatego sprawdzi się szczególnie u nieco większych dzieci.	Ukośne zakończenie końcówki ułatwia usuwanie wydzieliny przylegającej do wewnętrznej ściany nosa. Kształt lejki umożliwi głębsze wprowadzenie końcówki i skuteczne oczyszczenie trudniej dostępnych miejsc.



Pojemnik na wydzielinę z nosa



Zatyczka zapobiegająca cofaniu się wydzieliny



Podstawa pojemnika



Kabel ładowania USB-C



Pęseta

OPIS DZIAŁANIA PRZYCISKÓW



Naciśnij i przytrzymaj przycisk aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie przycisku rozpoczyna/zatrzymuje działanie aspiratora.



Krótkie naciśnięcie przycisku przetacza tryby pracy. Pierwsze naciśnięcie wybiera tryb delikatny. Każde następne naciśnięcie wybiera kolejno tryb umiarkowany i silny.



Naciśnij krótko pierwszy raz, aby włączyć melodyjkę; domyślna głośność wynosi 50%. Naciśnij krótko drugi raz, aby zwiększyć głośność do 100%. Naciśnij krótko trzeci raz, aby zatrzymać odtwarzanie melodyjki. Powtórz sekwencję, aby włączyć inną melodyjkę.



Naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć kolorowe podświetlenie.


ŁADOWANIE

Podłącz aspirator poprzez przewód USB do zasilacza. A następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania. Przed pierwszym użyciem należy naładować aspirator do pełna. Pełne ładowanie trwa około 3 godziny. Wskaźnik baterii miga w trakcie ładowania aspiratora i świeci światłem ciągłym, gdy urządzenie jest naładowane do pełna. Aby wydłużyć żywotność akumulatora, ładuj urządzenie, gdy sygnalizuje taką konieczność. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, ładuj baterię do 100% co 2 miesiące.

Ważne: Upewnij się, że używasz odpowiedniego zasilacza 5.0V – 1.0A i że przewód jest prawidłowo podłączony do portu ładowania. Stosowany zasilacz powinien posiadać parametry wyjściowe zgodne z parametrami podanymi na etykiecie Twojego aspiratora. Użycie zasilacza o niezgodnych parametrach może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia i jest absolutnie niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować uszkodzeniem urządzenia, a także utratą gwarancji.

UŻYTKOWANIE


Zaleca się sterylizację silikonowej końcówki i pojemnika zbiorczego przed użyciem we wrzącej wodzie lub parą wodną.




1. Przymocuj zatyczkę zapobiegającą cofaniu się wydzieliny (2) do podstawy pojemnika (3).




2. Następnie przykręć pojemnik (1) do podstawy komory ssącej (3).




3. Całość zamocuj do jednostki głównej urządzenia jak pokazano na rysunku. Zwróć uwagę, aby pojemnik dobrze przylegał do bazy aspiratora.



4. Wybierz odpowiednią końcówkę silikonową i umieść ją na pojemniku.




5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie (ponowne długie naciśnięcie wyłączy aspirator).




6. Naciskaj krótko przycisk, aby wybrać preferowany tryb zasysania.

- 1 naciśnięcie – tryb delikatny
- 2 naciśnięcia – tryb umiarkowany
- 3 naciśnięcia – tryb silny

Aby przetestować siłę urządzenia, możesz przyłożyć końcówkę aspiratora do wierzchu swojej dłoni.




7. Opcjonalnie włącz melodyjkę lub kolorowe podświetlenie, aby przyciągnąć uwagę dziecka.




8. Delikatnie umieść silikonową końcówkę w nosku dziecka. Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby odessać i usunąć wydzielinę z każdego otworu nosa przez kilka sekund. Powtórz czynność w razie potrzeby.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

- Podczas używania aspiratora, upewnij się, że usta dziecka są otwarte. W ten sposób zapewnisz właściwą cyrkulację powietrza w jamie nosowej i unikniesz dyskomfortu spowodowanego przez nierównowagę ciśnienia.
- Podczas używania aspiratora nie pozwalaj dziecku wstrzymywać oddechu, zamykać ust ani połykać. W przeciwnym razie ciśnienie próżniowe może spowodować nierównowagę ciśnienia w bębieniu usznym.
- Podczas używania urządzenia utrzymuj dziecko w pozycji siedzącej z nozdrzami skierowanymi w dół i nigdy nie przechylaj jego głowy.



9. Po zakończonej czynności oczyszczania nosa, wyłącz urządzenie. Następnie zdejmij pojemnik, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



10. Po każdym użyciu dokładnie umyj wszystkie elementy pojemnika i silikonową końcówkę (patrz: rysunek) pod bieżącą wodą. Uwaga: korpus urządzenia nie jest wodoodporny.



11. Powierzchnię urządzenia przetrzyj wilgotną, miękką szmatką i wytrzyj do sucha. Przechowuj w chłodnym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu światła słonecznego.

Wskazówka: Jeśli wydzielina w nosie dziecka jest sucha, najpierw zmiękczyć ją za pomocą sprayu do nosa z solą fizjologiczną, a następnie użyj aspiratora do nosa Feelo. Zapewni to lepszy efekt.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Wyłącz urządzenie, zanim przystąpisz do czyszczenia aspiratora.
- Po każdym użyciu zdejmij końcówkę silikonową i pojemnik zbiorczy na wydzielinę. Opróżnij go, a następnie umyj te części pod bieżącą wodą z detergentem.
- Upewnij się, że wszystkie elementy urządzenia są czyste i suche przed ponownym montażem.
- Silikonową końcówkę i pojemnik zbiorczy można sterylizować we wrzącej wodzie lub parą wodną, ale nie w kuchenke mikrofalowej.
- Korpus urządzenia nie jest wodoodporny. Podczas czyszczenia nie zanurzaj ani nie myj go w wodzie, ani nie czyść w wysokiej temperaturze.

Użyj miękkiej, wilgotnej ściereczki do czyszczenia, a następnie wytrzyj do sucha.

- Jeśli do wlotu powietrza dostanie się więcej wody, należy ją wytrząsnąć lub wysuszyć dmuchawą, w przeciwnym razie może to wpłynąć na poprawne działanie pompki powietrza w urządzeniu.
- Produkt przechowuj w suchym i chłodnym miejscu. Unikaj przechowywania produktu w wilgotnym środowisku i bezpośrednim kontakcie promieni słonecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Aspirator nie włącza się lub automatycznie wyłącza po kilku sekundach	<ul style="list-style-type: none">• Naładuj aspirator. Podłącz przewód zasilający i ładuj urządzenie przez 3 godziny.• Jeśli urządzenie nie włącza się, mimo jego naładowania, skontaktuj się z serwisem.
Słaba siła ssania/ Aspirator słabo usuwa wydzielinę	<ul style="list-style-type: none">• Aspirator do nosa usuwa zanieczyszczenia, wykorzystując przepływ powietrza. Proszę nie dopasowywać w pełni wlotu końcówki silikonowej do skóry podczas oczyszczania nosa. Jeśli wlot powietrza końcówki jest całkowicie dopasowany do skóry, tworzy się zamknięte środowisko, które uniemożliwia zasysanie lub zmniejsza skuteczność ssania.
Trudności w usuwaniu zanieczyszczeń z nosa	<ul style="list-style-type: none">• Sucha wydzielina jest trudniejsza do usunięcia. Przed oczyszczeniem noska, użyj soli fizjologicznej, aby ją zmiękczyć i nawilżyć śluzówkę nosa.
Wydzielina z nosa wydobywa się z wylotu powietrza podczas czyszczenia nosa	<ul style="list-style-type: none">• Wyłącz urządzenie i wyczyść pojemnik zbiorczy. W trakcie czyszczenia nosa monitoruj poziom wydzieliny w pojemniku. Zaleca się opróżnić i wyczyścić pojemnik, gdy zanieczyszczenia nosowe osiągną połowę jego pojemności. Zbyt duża ilość wydzieliny w pojemniku może dostać się do pompki powietrza i uszkodzić urządzenie.

SPECYFIKACJA

Nazwa produktu	Feelo Family aspirator do nosa dla dzieci
Przeznaczenie	Dla dzieci od 0 do 12 lat
Maksymalne ciśnienie zasysania	68 kPa
Tryby pracy	Delikatny, umiarkowany, silny
Napięcie znamionowe wejściowe	DC 5V 1A
Napięcie znamionowe robocze	3.7V
Moc znamionowa robocza	2W
Bateria	Bateria litowo-jonowa
Czas pracy	Do 2-3h na jednym naładowaniu (tryb delikatny)
Czas ładowania	3h
Poziom hałasu	ok. 65 dB
Wymiary jednostki głównej	(D) 212 mm x (S)40 mm x (G)41 mm
Waga urządzenia	168 g

OSTRZEŻENIA! PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

- Tylko do użytku domowego.
- Nie używaj aspiratora, jeśli w nosie dziecka dostrzegasz rany lub objawy zapalenia śluzówki.
- W przypadku gorączki, zakażenia, podrażnienia lub krwawienia z noska, przestań korzystać z urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie używaj tego produktu do celów innych niż jego przeznaczenie. Nie wkładaj aspiratora do uszu, ust ani oczu.
- Aspirator Feelo jest produktem higienicznym. Służy tylko i wyłącznie do czyszczenia dziecięcego nosa z naturalnie powstałej wydzieliny.
- Jeśli Twoje dziecko poczuje się źle podczas używania urządzenia, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.
- Gdy używasz aspiratora, nie blokuj drugiego nozdrza dziecka, aby uniknąć bólu głowy.
- Nie używaj zbyt dużej siły podczas wkładania końcówki silikonowej do jamy nosowej.
- W trakcie używania, gdy pojemność pojemnika zbiorczego osiągnie połowę, opróżnij go przed dalszym używaniem, aby zapobiec w ten sposób przedostaniu się śluzu do pompki powietrza i uszkodzeniu urządzenia.
- Urządzenie powinno być obsługiwane przez dorosłych, nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem.
- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie jest dobrze uszczelnione i czy akcesoria są kompletne.
- Nie włączaj urządzenia podczas ładowania.
- Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.

- Przechowuj kabel ładujący w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Rozprostuj kabel przed użyciem.
- W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z producentem.
- Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się z producentem.
- Nie wystawiaj produktu na długotrwałe działanie temperatury lub promieni słonecznych. Nie umieszczaj aspiratora w pobliżu źródła ciepła.
- Nie wkładaj aspiratora ani jego elementów do kuchenki mikrofalowej.
- Do czyszczenia nosa zawsze używaj czystej silikonowej końcówki.
- Aspirator należy przechowywać w chłodnym miejscu.
- Aspirator wymaga regularnego czyszczenia (patrz: Czyszczenie i przecho-

wywanie). Podczas mycia nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie. Wyczyść go wilgotną i miękką ściereczką i wytrzyj do sucha.

WAŻNE OSTRZEŻENIE!

Wyłącz urządzenie zaraz po zakończeniu odsysania kataru, aby uniknąć cofania się śluzu.

Jeśli ciecz dostanie się do urządzenia, wyjmij pojemnik, a następnie uruchom urządzenie na 5-10 minut, aby odprowadzić ciecz, która dostała się do silnika. Następnie wytrzyj płamy.

Opróżnij i przepłucz pojemnik, gdy ilość zebranego śluzu przekroczy połowę całkowitej pojemności, aby uniknąć przepelnienia.

Aspirator do nosa NIE może być włączony podczas ładowania.

1. Utrzymuj pojemniki urządzenia w czystości i suchości po użyciu.
2. Aby utrzymać baterię w dobrym stanie, naładuj urządzenie do 100% co dwa miesiące, jeśli nie planujesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas.
3. Do ładowania urządzenia używaj TYLKO adaptera 5V, napięcie powyżej 5V nie ładuje urządzenia.

OSTRZEŻENIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Aby zredukować ryzyko porażenia:

- po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.
- nie stosuj podczas kąpieli.
- aby uzyskać dokładniejsze instrukcje dotyczące przechowywania i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów zwróć się do producenta.

Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:

- po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.
- produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli aspirator jest stosowany przez dziecko lub w jego obecności.
- stosuj artykuł zgodnie z jego przeznaczeniem. Zalecamy stosowanie akcesoriów głównie polecanych przez producenta.
- nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu na otwartej przestrzeni aspirator nie działa prawidłowo, odeślij go do miejsca zakupu.
- nie należy naciągać przewodu zasilającego ładowarki, przecinać go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi. Nie włączaj aspiratora podczas łado-

wania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagrzaných powierzchni.

- nie odłączaj ładowarki od prądu ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.
- nie trzymaj wtyczki mokrymi rękoma.
- nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.
- nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być ekspozowane na działanie aerozoli lub czystego tlenu.
- podłącz urządzenie do gniazdka. Zapoznaj się z jego specyfikacją.

Dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych, motorycznych, czy umysłowych powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.

DWULETNI GWARANCJA

Producent daje gwarancję na okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje w Polsce i na terenie oficjalnych dystrybutorów. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Zachowaj dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W trakcie gwarancji możesz zgłosić reklamację, jeżeli produkt był używany prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- 1) Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
- 2) Uszkodzeń wynikających z:
 - a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia,

- b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt,
- c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu,
- d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez producenta. Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów sprawią, że gwarancja traci ważność.

Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność użytkowania. Zadrapania, czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania. Tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy

podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie aspiratora. Odpowiednie dbanie o aspirator znacząco zwiększa jego żywotność. Niestosowanie się do zaleceń może mieć wpływ na utratę gwarancji.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego użyciu.



Symbol oznaczenia II klasy ochronności dla urządzenia elektrycznego.



Opakowanie nadaje się do recyklingu.



Zachować ostrożność przy użytkowaniu produktu.

IP22

Klasa ochrony IP (Ingress Protection). Pierwsza cyfra (2) oznacza ochronę przed obiektami stałymi większymi niż 12,5 mm, a druga cyfra (2) oznacza ochronę przed wodą kapiącą pod kątem do 15 stopni.



Produkt powinien być chroniony przed wilgocią i przechowywany w suchym miejscu.

PRODUCENT:
SHOP DENT Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12, 02-454 Warsaw, Poland
Mail: reklamacje@shop-dent.pl
www.feelo.pl

Wyprodukowane w P.R.C

Model: FF.AS.010.WHT.1
Napięcie znamionowe wejściowe: DC 5V 1A
Znamionowa moc wejściowa: 2W
Znamionowe napięcie robocze: 3,7V
Znamionowa moc robocza: 2W

The instruction applies to model with the following number: FF.AS.010.WHT.1

SET CONTAINS:

- 1 nasal aspirator
- 3 different silicon tips
- 1 clip
- 1 case
- 1 USB charging cable.



DESCRIPTION


The Feelo electric nasal vacuum aspirator was created for the youngest. It enables easy, fast and hygienic removal of the nasal discharge. Especially important because infants and young

children are not able to clean the nose on their own. The nasal aspirator removes both sparse and dense secretions. Brings immediate relief in breathing. Prevents the development of infection, cough and allergy symptoms. Device is designed to help children from the first days of life up to the age of 12 .




MAIN CHARACTERISTIC:



- 3 degrees of suction (gentle, moderate, strong). Adapts to needs of different age groups. Maximum suction force is 68 kPa.
- Low noise levels of the device allow for the efficient cleaning of the baby's nose. Even while the baby sleeps.
- Soft silicone tips are delicate and do not irritate the mucous membrane of the nose. Made of safe materials. Free from BPA and latex.

- Built-in battery provides up to 2-3 hours of continuous operation on a single charge in gentle mode (first suction level).
- 10 cheerful melodies and lights make cleaning the nose more comfortable and less stressful for the child.
- The Feelo nasal aspirator is lightweight and easy to use, so it will work perfectly at home and on the go.



OPIS AKCESORIÓW

	 CALABASH TIP	 FLATING TIP	 BEVEL TIP
Recommended age (years)	0-2	0+	0+
Use	Recommended for cleaning the nose of newborns. The calabash tip makes it easier to extract the discharge while also preventing the tip from being pushed too deep into the nose.	The flating tip can be inserted a little further into the nose. It works especially well with slightly older children.	Bevel Tip makes it easier to remove discharge adjacent to the inner walls of the nose.



BUTTON DESCRIPTION



Press and hold the button to turn the device on/off. A short press of the button starts/stops the nasal aspirator.



A short press of the button switches between modes. The first press selects the soft mode. Next press selects moderate mode. Following press selects strong modes.



Press briefly for the first time to turn on the tune; the default volume is set at 50%. Press briefly for the second time to increase the volume to 100%. Press briefly the third time to stop playing the melody. Repeat the sequence to turn on another tune.



Press briefly to turn the color backlight on/off.


CHARGING

Connect the product via a USB cable to the power supply. The nasal aspirator should be fully charged before first use. Charging cycle takes about 3h. The battery indicator flashes while the aspirator is charging and lights up continuously when the device is fully charged. To extend battery life charge the device when signaled. In case of sparse use charge the battery up to 100% every 2 months.

Important Note: Make sure you are charging with the appropriate voltage (5.0V) and current (1.0A). Make sure that power supply and cable are properly connected to the charging port. Use of a power supply with inconsistent parameters can lead to malfunction of the device. Failure to comply with this principles may result in damage to the device as well as void of the warranty.

USAGE


It is recommended to sterilize the silicone tip and collection cup prior to use. It is recommended to sterilize in boiling water or steam.




1. Install the diversion column on the collection cup seal into the collection cup base.




2. Screw the collection cup seal into the suction chamber base.




3. Screw the collection cup into the main body and connect with the body.



4. Select desired nozzle and attach it to the collection cup mask.




5. Long press the power button to start the device (Long press again to turn off the device).




6. Short press the suction adjustment button to adjust to the required suction intensity.

- 1 press - gentle mode
- 2 presses - moderate mode
- 3 presses - strong mode

To test the strength of the device, you can put the tip of the aspirator against the top of your hand.




7. Short press the music button or light button to attract your baby. These functions are optional.




8. Place the suction nozzle in the nasal cavity to clean the baby's snot. Suck the secretion from each nasal opening for a few seconds. Repeat the action as needed.

IMPORTANT NOTICE:


- While using the nasal aspirator, make sure child's mouth is open. This will ensure proper air circulation in the nasal cavity while avoiding discomfort caused by pressure imbalances.
- Do not allow your child to hold his breath, close his mouth or swallow while using the nasal aspirator. Otherwise pressure imbalance may occur.
- When using the device, keep your child in a seated position. Nostrils facing downwards. Do not tilt the child's head.



9. After cleaning, please turn counter-clockwise to remove the collection cup.



10. After removing the collection cup parts, please rinse them in time (Note: the body is not washable).



11. After cleaning, please dry the machine surface with a soft cloth and keep it in a cool place to avoid direct sunlight.

Note: If the baby's nasal cavity snot is dry, please soften it first with saline nasal spray and then use the nasal aspirator. This will achieve better effects.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off the device before cleaning nasal aspirator.
- After each use, remove the silicone nozzle and collection cup. Empty the collection cup. Wash all parts with detergent under running water.
- Make sure all parts of the device are clean and dry before reassembling.
- The silicone nozzle and collection cup can be sterilized in boiling water or steam but not in a microwave oven.
- The body of the device is not waterproof. Do not soak or wash it in water or clean in high temperature. Use soft, damp cleaning cloth. Wipe to dry.
- If water enters the air inlet, it should be shaken out or blow-dried. Otherwise it may affect the air pump in the device.
- Store in a dry and cool place. Avoid storage in a damp environment. Avoid contact with sunlight.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The nasal aspirator does not turn on or turns off automatically after a few seconds	<ul style="list-style-type: none">• Charge the nasal aspirator. Connect the power cord and charge the device through the power socket. Charging cycle takes about 3h.• If the device does not turn on even though it was recently charged, contact the service.
Poor suction power/ The nasal aspirator does not remove secretions well	<ul style="list-style-type: none">• A nasal aspirator removes pollutants using airflow. Please do not fully align the mouth of the silicone tip with your child's skin when cleaning nasal cavity. If the air inlet of the tip fits completely against the skin, a closed environment is created that prevents suction or reduces suction efficiency.
Difficulty removing discharge from the nasal cavity	<ul style="list-style-type: none">• Dry discharge is more difficult to remove. Before cleaning your child's nose, use saline to soften it and moisturize the nasal mucosa.
Nasal discharge comes out of the air outlet when cleaning the nasal cavity	<ul style="list-style-type: none">• Turn off the device and clean the collection cup. While cleaning your nose, monitor the level of secretions in the collection cup. It is recommended to empty and clean the collection cup when nasal discharge reaches half of cup's capacity. Too much discharge collected in the cup may cause clogging of the air pump and damage to the device.

SPECYFIKACJA

Product name	Feelo Family Baby Nasal Aspirator
Age group	From 0 to 12 years old
Maximum suction pressure	68 kPa
Modes	Gentle, moderate, strong
Input rated voltage	DC 5V 1A
Rated working voltage	3.7V
Rated working power	2W
Battery type	Li-ion battery
Working time	Up to 2-3 hours on a single charge (gentle mode)
Charging time	3 hours
Noise level	Approx. 65 dB
Dimensions	(D) 212 mm x (S)40 mm x (G)41 mm
Weight	168 g

WARNING! READ BEFORE USE

- For home use only.
- Do not use the nasal aspirator if you see wounds or signs of mucosal inflammation in your child's nose.
- In case of: fever, infection, irritation or nosebleeds, stop using the device and contact your general practitioner.
- Do not use this product for purposes other than intended. Do not put the aspirator in your ears, mouth or eyes.
- The nasal aspirator is a hygiene product. It is to be used only to clean a child's nose from naturally produced secretions.
- If your child feels unwell while using the device, stop using it immediately and consult a general practitioner.
- When using the nasal aspirator do not block the baby's other nostril to avoid headaches.
- Do not use excessive force when inserting the silicone tip into the nasal cavity.
- During operation, when the capacity of the collection cup reaches half, empty it before further use. This prevents mucus from entering the air pump and damaging the device.
- The device should be operated by adults. Do not allow children to play with the product.
- Before use, check that the device is well sealed and that the accessories are complete.
- Do not turn on the device while charging.
- The product is not intended to be repaired by user.
- Store the charging cable in a dry and safe place.
- Straighten the charging cable before use.
- In the event of a failure, do not dis-

semble the device and do not replace any components because there is a risk of electric shock. In event of failure contact the manufacturer.

- A damaged charging cable must be replaced with a new one. In event of failure contact the manufacturer.
- Do not expose the product to prolonged exposure to high temperature or sunlight. Do not place the nasal aspirator near heat sources.
- Do not microwave the nasal aspirator or its components.
- Always use a clean silicone tip to clean your nose.
- The nasal aspirator should be stored in a cool place.
- The nasal aspirator requires regular cleaning (see: Cleaning and storage). When washing do not immerse the entire device in water. Clean it with a damp and soft cloth. Wipe dry.

IMPORTANT WARNING!

- Turn off device RIGHT after snot sucking finished to avoid mucus back flow.
- If liquid enter machine, remove storage chamber then run machine for 5-10 minutes to drain liquid entered the motor. Wipe away stains afterwards.
- Empty and rinse the snot storage chamber when snot collected exceed 1/2 of whole capacity incase overflow.
- The nasal aspirator can NOT be turned on while charging.
- 1. Keep storage chamber and device CLEAN and DRY after use.
 2. To keep the battery healthy, charge the battery to 100% every two months if you do not need to use it for a long time.
 3. Please ONLY use 5V adapter, voltage over 5V can NOT charge the device.

WARNING

To negate the risk of electric shock:

- Always disconnect the device from the power source after use.
- Do not use while bathing.
- For more detailed instructions on the storage and use of the device and the included accessories, please contact the manufacturer.

To reduce the risk of ignition, short circuit or injury:

- After charging disconnect the charger cable from the electric socket.
- Product is not a toy. Be especially careful if the nasal aspirator is used by or in the presence of a child.
- Use the product in accordance with its intended purpose. We recommend using accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use charger if the power cable

or plug is damaged. If the nasal aspirator does not work properly after being dropped or left outdoors return it to the point of purchase.

- Do not stretch the charger's power cord, cut it with a door, or wrap it around sharp edges. Do not turn on the nasal aspirator while charging. Keep device components away from heated surfaces.
- Do not disconnect the charger from the power source by pulling the cable. Use the plug.
- Do not hold the plug with wet hands.
- Never use the product if you have trouble concentrating or feel drowsy.
- Do not use the device outdoors or in places where it may be exposed to aerosols or pure oxygen.
- Plug the device into a power outlet. Check its specifications.

Children and adults with limited sensory,

motor or mental abilities should use the device under the supervision of a guardian. Children should not play with the device. Children should not clean or maintain the device without supervision.

TWO YEAR WARRANTY

The manufacturer provides a warranty for a period of two years from the date of purchase. The warranty is valid in Poland and on the premises of official distributors. The warranty covers damage resulting from manufacturing defects or incorrect workmanship of the product. Keep your proof of purchase for the warranty period. During the warranty period, you can submit a complaint if the product was used correctly and as intended.

The Warranty does not cover:

1) Surface damage resulting from normal

use.

2) Damage resulting from:

- a) accidental drop or impact, misuse, abuse or commercial use, negligence, modification of the device,
- b) improper maintenance, carelessness
- c) connecting to the inappropriate power source
- d) repairs or attempted repairs made by a party not authorized by the manufacturer. Any attempt to open or disassemble the device, its parts or accessories will void the warranty.

Warranty claims must be supported by evidence. Claim must be made within the warranty period. The material covering the handle is delicate, so be careful when using it. Scratches or abrasions on the surface of the handle will be treated as superficial damage resulting from normal use. Therefore, they will not be covered by the warranty. The warranty

applies to components that affect the functioning of the nasal aspirator. Proper care of the aspirator significantly increases its lifespan. Failure to follow the recommendations may result in the loss of the warranty.

Manufacturer:
SHOP DENT Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12, 02-454 Warsaw, Poland
Mail: reklamacje@shop-dent.pl
www.feelo.pl

Made in P.R.C

Model: FF.AS.010.WHT.1
Input rated voltage: DC 5V 1A
Input rated power: 2W
Rated working voltage: 3,7V
Rated working power: 2W



The product meets the requirements of the so-called „New Approach” Directives of the European Union (EU).



This device is marked in accordance with the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment and the WEEE Directive 2012/19/EU with the symbol of a crossed-out waste bin. This marking indicates that this equipment, after its service life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to hand it over to those conducting the collection of waste electrical and electronic equipment. Those conducting the collection, including local collection points, stores, and municipal units, create an appropriate system that enables the disposal of this equipment. Proper handling of waste electrical and electronic equipment helps to avoid harmful health and environmental consequences arising from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.



The symbol indicates Class II protection for the electrical device.



The packaging is recyclable.



Use caution when using the product.

IP22

IP (Ingress Protection) Class. The first digit (2) indicates protection against solid objects larger than 12.5 mm, and the second digit (2) indicates protection against water dripping at an angle of up to 15 degrees.



The product should be protected from moisture and stored in a dry place.



Інструкція застосовується до моделі з наступним номером: FF.AS.010.WHT.1.

ЕЛЕМЕНТИ НАБОРУ

- 1 електричний аспіратор
- 3 силіконові насадки різної форми
- 1 пінцет
- 1 футляр
- 1 кабель для зарядки USB-C



ОПИС АСПІРАТОРА ДЛЯ НОСА

Електричний аспіратор для носа Feelo створений з думкою про найменших. Він дозволяє легко, швидко і гігієнічно відсмоктувати виділення з носа, що є особливо важливим, оскільки немовлята та маленькі діти не

можуть самостійно очистити носик. Аспіратор Feelo видаляє як рідкі, так і густі виділення, приносячи негайне полегшення дихання і запобігаючи таким чином розвитку інфекцій, кашлю і пом'якшуючи симптоми алергії. Пристрій пристосований для використання з новонародженими та дітьми, від перших днів життя до 12 років.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ:

- 3 рівні всмоктування (ніжний, помірний, сильний) дозволяють налаштувати роботу аспілятора відповідно до потреб та віку дитини. Максимальна сила всмоктування становить 68 кПа.
- Тиха робота пристрою дозволяє ефективно очистити ніс дитини навіть під час сну.
- М'які силіконові насадки ніжні і не подразнюють делікатну слизову

оболонку носика. Виготовлені з безпечних матеріалів, які не містять ВРА та латексу.

- Вбудований акумулятор забезпечує до 2-3 годин роботи на одному заряді в ніжному режимі (перший рівень всмоктування).
- 10 мелодій на вибір і світлові ефекти роблять процес очищення носика комфортним і менш стресовим для дитини.
- Аспіратор Feelo легкий і зручний у використанні, завдяки чому ідеально підходить як для дому, так і для подорожей.




Індикатор зарядки/повного заряду батареї

Кнопка вибору режиму всмоктування: ніжний (55 кПа), помірний (60 кПа), сильний (68 кПа)

Кнопка увімкнення/вимкнення кольорового підсвічування



ОПИС АКСЕСУАРІВ

			
	НАКОНЕЧНИК У ФОРМІ БУЛЬБАШКИ, ПЛОСКИЙ	ВОРОНКООПІДІБНИЙ НАКОНЕЧНИК, ПЛОСКИЙ	ВОРОНКООПІДІБНИЙ, КУТОВИЙ НАКОНЕЧНИК
Для дітей віком	0-2 роки	0+ років	0+ років
Застосування	Особливо рекомендується для очищення носика у новонароджених. Форма кульки з плоским закінченням полегшує видалення виділень і запобігає занадто глибокому введенню насадки в ніс.	Воронкоподібна насадка сягає трохи глибше в ніс, що робить її особливо придатною для дітей старшого віку.	Скошений кінчик полегшує видалення виділень секрету, що прилипає до внутрішньої стінки носа. Форма воронки дозволяє вводити наконечник глибше і ефективно очищати важкодоступні ділянки.

Контейнер для виділень з носа



Ковпачок, що запобігає зворотному витіканню виділень



Основа контейнера



Кабель для зарядки USB-C



Пінцет



ОПИС РОБОТИ КНОПОК



Натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути/вимкнути пристрій. Коротке натискання кнопки розпочинає/зупиняє роботу аспіратора.



Коротке натискання кнопки переключає режими роботи. Перше натискання вибирає нижній режим. Кожне наступне натискання вибирає послідовно помірний і сильний режими.



Коротко натисніть перший раз, щоб увімкнути мелодію; гучність за замовчуванням становить 50%. Коротко натисніть другий раз, щоб збільшити гучність до 100%. Коротко натисніть третій раз, щоб зупинити відтворення мелодії. Повторіть послідовність, щоб увімкнути іншу мелодію.



Коротко натисніть, щоб увімкнути/вимкнути кольорове підсвічування.


ЗАРЯДЖАННЯ

Підключіть аспіратор через USB-кабель до зарядного пристрою, а потім підключіть пристрій до розетки. Перед першим використанням необхідно повністю зарядити аспіратор. Повне зарядження триває приблизно 3 години. Індикатор батареї блимає під час зарядження аспіратора і світиться постійним світлом, коли пристрій повністю заряджений. Щоб продовжити термін служби акумулятора, заряджайте пристрій, коли це необхідно. Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, заряджайте батарею до 100% кожні 2 місяці.

Важливо: Переконайтеся, що ви використовуєте відповідний зарядний пристрій 5.0V – 1.0A і що кабель правильно підключений до порту зарядження. Використовуваний зарядний пристрій повинен мати вихідні параметри, що відповідають параметрам, зазначеним на етикетці вашого аспіратора. Використання зарядного пристрою з невідповідними параметрами може призвести до неправильного функціонування пристрою і є абсолютно неприпустимим. Недотримання цього правила може призвести до пошкодження пристрою, а також втрати гарантії.

ВИКОРИСТАННЯ


Рекомендується стерилізувати силіконову насадку і контейнер для збору виділень перед використанням в киплячій воді або парю.




1. Прикріпіть ковпачок, що запобігає зворотному витіканню виділень (2), до основи контейнера (3).




2. Потім прикрутіть контейнер (1) до основи камери всмоктування (3).




3. Закріпіть всю конструкцію до головного блоку пристрою, як показано на малюнку. Переконайтеся, що контейнер добре прилягає до бази аспілятора.




4. Виберіть відповідну конструкцію до силіконову насадку і помістіть її на контейнер.




5. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій (повторне тривале натискання вимкне аспіратор).



6. Короткими натисканнями кнопки виберіть бажаний режим всмоктування:
• 1 натискання – ніжний режим
• 2 натискання – помірний режим
• 3 натискання – сильний режим
Щоб протестувати силу пристрою, можете прикласти насадку аспілятора до тильної сторони своєї руки.



7. За бажанням увімкніть мелодію або кольорове підсвічування, щоб привернути увагу дитини.




8. Обережно помістіть силіконову насадку в носик дитини. Коротко натисніть кнопку живлення, щоб відсмоктати і видалити виділення з носа. Відсмоктуйте виділення з кожної ніздрі протягом кількох секунд. Повторіть процедуру за потреби.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:


Під час використання аспіратора переконайтеся, що рот дитини відкритий. Це забезпечить правильну циркуляцію повітря в носовій порожнині і уникне дискомфорту, викликаного нерівновагою тиску.

Під час використання аспіратора не дозволяйте дитині затримувати дихання, закривати рот або ковтати. В іншому випадку вакуумний тиск може спричинити нерівновагу тиску в барабанній перетинці.

Під час використання пристрою тримайте дитину в сидячому положенні з носовими отворами, спрямованими вниз, і ніколи не нахильте її голову.



9. Після завершення процедури очищення носа вимкніть пристрій. Потім зніміть контейнер, обертаючи його проти годинникової стрілки.



10. Після кожного використання ретельно вимийте всі елементи контейнера і силіконову насадку (див. рисунок) під проточною водою. Увага: корпус пристрою не є водонепроникним.



11. Поверхню пристрою протріть вологою м'якою ганчіркою і витріть насухо. Зберігайте в прохолодному місці, уникаючи прямого сонячного світла.

Порада: Якщо виділення в носі дитини сухі, спочатку розм'якшіть їх за допомогою спрею для носа з фізіологічним розчином, а потім використовуйте назальний аспіратор Feelo. Це забезпечить кращий ефект.

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Вимкніть пристрій перед початком очищення аспіратора.
- Після кожного використання зніміть силіконову насадку та контейнер для збору виділень. Спорожніть його, а потім вимийте ці частини під проточною водою з миючим засобом.
- Переконайтеся, що всі елементи пристрою чисті та сухі перед повторним складанням.
- Силіконову насадку і контейнер для збору виділень можна стерилізувати в киплячій воді або парюю, але не в мікрохвильовій печі.
- Корпус пристрою не є водонепроникним. Під час очищення не занурюйте його у воду, не мийте в воді і не чистіть при високій

температурі. Використовуйте м'яку, вологу ганчірку для очищення, а потім витріть насухо.

- Якщо вода потрапить у вхідний отвір, її слід витрусити або висушити феном. В іншому випадку це може вплинути на роботу повітряного насоса в пристрої.
- Зберігайте продукт у сухому та прохолодному місці. Уникайте зберігання продукту у вологому середовищі та під прямими сонячними променями.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Рішення
Аспіратор не вмикається або автоматично вимикається через кілька секунд	<ul style="list-style-type: none">• Заряджайте аспіратор. Підключіть зарядний кабель та заряджайте пристрій протягом 3 годин.• Якщо пристрій не вмикається, незважаючи на його заряджання, зверніться до сервісного центру.
Слабка сила всмоктування/ аспіратор погано видалляє виділення	<ul style="list-style-type: none">• Назальний аспіратор видалляє забруднення, використовуючи потік повітря. Будь ласка, не притискайте силіконовий наконечник повністю до шкіри під час очищення носа. Якщо вхідний отвір наконечника повністю прилягає до шкіри, утворюється закрите середовище, яке унеможливорює всмоктування або зменшує його ефективність.
Труднощі з видаленням забруднень з носа	<ul style="list-style-type: none">• Сухі виділення важче видалити. Перед очищенням носа використовуйте фізіологічний розчин, щоб розм'якшити і зволжити слизову оболонку носа.
Виділення з носа виходять з повітряного виходу під час очищення носа	<ul style="list-style-type: none">• Вимкніть пристрій та очистіть контейнер для збору. Під час очищення носа стежте за рівнем виділень у контейнері. Рекомендується спорожнити та очистити контейнер, коли виділення досягнуть половини його об'єму. Надмірна кількість виділень у контейнері може потрапити до повітряного насоса та пошкодити пристрій.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва продукту	Feelo Family аспіратор для носа для дітей
Призначення	Для дітей від 0 до 12 років
Максимальний тиск всмоктування	68 кПа
Режими роботи	Ніжний, помірний, сильний
Номінальна вхідна напруга	DC 5V 1A
Номінальна робоча напруга	3.7V
Номінальна робоча потужність	2W
Батарея	Літій-іонна батарея
Час роботи	До 2-3 годин на одному заряді (ніжний режим)
Час заряджання	3 години
Рівень шуму	приблизно 65 дБ
Розміри головного блоку	(Д) 212 мм x (Ш) 40 мм x (В) 41 мм
Вага пристрою	168 г

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Тільки для домашнього використання.
- Не використовуйте аспіратор, якщо в носі дитини є рани або ознаки запалення слизової оболонки.
- У разі лихоманки, інфекції, подразнення або кровотечі з носа припиніть використання пристрою і зверніться до лікаря.
- Не використовуйте цей продукт для цілей, інших ніж його призначення. Не вставляйте аспіратор у вуха, рот або очі.
- Аспіратор Feelo є гігієнічним продуктом. Він призначений виключно для очищення дитячого носа від природних виділень.
- Якщо ваша дитина відчує себе погано під час використання пристрою, негайно припиніть його використання і зверніться до лікаря.
- Під час використання аспілятора не закривайте іншу ніздрю дитини, щоб уникнути головного болю.
- Не використовуйте занадто велику силу під час введення силіконової насадки в носову порожнину.
- Під час використання, коли ємність контейнера для збору досягне половини, спорожніть його перед подальшим використанням, щоб запобігти потраплянню слизу в повітряний насос і пошкодженню пристрою.
- Пристрій повинен використовуватися дорослими, не дозволяйте дітям грати з продуктом.
- Перед використанням переконайтеся, що пристрій добре герметичний і що аксесуари повні.
- Не вмикайте пристрій під час заряджання.
- Продукт не призначений для самостійного ремонту.
- Зберігайте зарядний кабель у сухому

та безпечному місці.

- Розпряміть кабель перед використанням.
- У разі несправності не розкручуйте пристрій і не замінюйте жодних компонентів, оскільки існує ризик ураження електричним струмом. Зверніться до виробника.
- Пошкоджений зарядний кабель має бути замінений на новий. Зверніться до виробника.
- Не піддавайте продукт тривалому впливу температури або сонячних променів. Не розміщуйте аспіратор поблизу джерела тепла.
- Не вставляйте аспіратор або його елементи в мікрохвильову піч.
- Для очищення носа завжди використовуйте чисту силіконову насадку.
- Аспіратор слід зберігати в прохолодному місці.
- Аспіратор потребує регулярного очищення (див. розділ „Очищення

та зберігання”). Під час миття не занурюйте весь пристрій у воду. Очистіть його вологою та м'якою ганчіркою і витріть насухо.

ВАЖЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

- Після відсмоктування нежиті негайно вимкніть апарат, щоб слиз не відтік назад.
 - Якщо рідина потрапила в пристрій, вийміть відсік і запустіть пристрій на 5-10 хвилин, щоб злити всю рідину, яка потрапила в двигун. Потім витріть плями.
 - Очистіть і промийте камеру, коли кількість зібраного слизу перевищує половину її загальної ємності, щоб уникнути переповнення.
 - Назальний аспіратор НЕ слід вмикати під час зарядки.
1. Тримайте відділення для зберігання

та пристрій чистими та сухими після використання.

2. Щоб підтримувати акумулятор у хорошому стані, заряджайте пристрій до 100% кожні два місяці, якщо ви не плануєте використовувати пристрій протягом тривалого періоду часу.
3. Використовуйте **ЛИШЕ** джерело живлення 5 В для заряджання пристрою. Напруга вище 5 В не заряджатиме ваш пристрій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ

Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом:

- Після використання завжди відключайте пристрій від джерела живлення.
- Не використовуйте під час купання.
- Для отримання більш детальних інструкцій щодо зберігання та

використання пристрою, а також доданих аксесуарів, зверніться до виробника.

Щоб обмежити ризик займання, короткого замикання або травми:

- Після завершення зарядки відключіть зарядний пристрій від живлення.
- Продукт не є іграшкою. Будьте особливо обережні, якщо аспіратор використовується дитиною або в її присутності.
- Використовуйте продукт відповідно до його призначення. Рекомендуємо використовувати аксесуари, рекомендовані виробником.
- Не використовуйте зарядний пристрій, якщо пошкоджено кабель живлення або вилку. Якщо після падіння або перебування на відкритому повітрі аспіратор не працює належним чином, поверніть його до місця придбання.
- Не натягуйте зарядний кабель, не різте його дверима і не обмотуйте

навколо гострих кромок. Не вмикайте аспіратор під час заряджання. Тримайте компоненти пристрою подалі від нагрітих поверхонь.

- Не відключайте зарядний пристрій від електромережі, тягнучи за кабель. Використовуйте вилку.
- Не тримайте вилку мокрими руками.
- Ніколи не використовуйте продукт, якщо у вас проблеми з концентрацією уваги або ви відчуваєте сонливість.
- Не використовуйте пристрій на вулиці або в місцях, де він може бути підданий впливу аерозолів або чистого кисню.
- Підключайте пристрій до розетки. Ознайомтеся з його специфікацією.

Діти та особи з обмеженими сенсорними, моторними або розумовими здібностями повинні користуватися пристроєм під наглядом опікуна. Діти не повинні грати з пристроєм. Діти без нагляду не повинні виконувати очищення та технічне обслуговування пристрою.

ДВОРІЧНА ГАРАНТІЯ

Виробник надає гарантію на два роки з дати покупки. Гарантія діє в Польщі та на території офіційних дистриб'юторів. Гарантія поширюється на пошкодження, пов'язані з виробничими дефектами або неправильним виготовленням продукту. Зберігайте доказ покупки протягом усього гарантійного періоду. Протягом гарантійного періоду ви можете подати претензію, якщо продукт використовувався правильно та за призначенням.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

Поверхневі пошкодження, що виникають внаслідок нормального використання.

Пошкодження, що виникають внаслідок:

- а. Випадкових падінь або ударів,

неправильного використання, зловживання або комерційного використання, недбалості, модифікації пристрою,

- b. Неправильного обслуговування, недбалого ставлення до продукту,

- c. Підключення до неправильного джерела живлення,

- d. Ремонтів або спроб ремонту, здійснених особою, не уповноваженою виробником. Будь-які спроби відкрити або розібрати пристрій, його частини чи аксесуари анулюють гарантію.

Претензії за гарантією повинні бути підкріплені доказами. Претензія повинна бути подана протягом гарантійного періоду. Матеріал, що покриває рукоятку, делікатний, тому слід бути обережним під час використання. Подряпини або потертості на поверхні рукоятки будуть розглядатися як поверхневі пошкодження, що виникають

внаслідок нормального використання. Тому вони не покриватимуться гарантією. Гарантія поширюється на компоненти, які впливають на функціонування аспіратора. Належний догляд за аспіратором значно збільшує його термін служби. Недотримання рекомендацій може призвести до втрати гарантії.



Продукт відповідає вимогам так званих Директив „Нового Підходу” Європейського Союзу (ЄС).



Цей пристрій позначений відповідно до польського Закону про відходи електричного та електронного обладнання та Директиви WEEE 2012/19/ЄС символом перекресленого контейнера для відходів. Таке позначення інформує, що це обладнання після закінчення терміну його служби не може бути утилізоване разом з іншими побутовими відходами. Користувач зобов'язаний передати його організаціям, що займаються збором відходів електричного та електронного обладнання. Організації, що проводять збір, включаючи місцеві пункти збору, магазини та муніципальні установи, створюють відповідну систему, яка дозволяє здати це обладнання. Належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання допомагає уникнути шкідливих наслідків для здоров'я людей та навколишнього середовища, які виникають через наявність небезпечних компонентів та неправильне зберігання та переробку такого обладнання.



Символ позначення II класу захисту для електричного пристрою.



Упаковка підлягає переробці.



Зберігайте обережність під час використання продукту.

IP22

Клас захисту IP (Ingress Protection). Перша цифра (2) означає захист від твердих предметів більших за 12,5 мм, а друга цифра (2) означає захист від води, що капає під кутом до 15 градусів.



Продукт слід захищати від вологи та зберігати в сухому місці.

ВИРОБНИК:
SHOP DENT Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12, 02-454 Warsaw, Poland
Mail: reklamacje@shop-dent.pl
www.feelo.pl

ВИГОТОВЛЕНО В КНР

Модель: FF.AS.010.WHT.1
Номінальна вхідна напруга: DC 5V 1A
Номінальна вхідна потужність: 2W
Номінальна робоча напруга: 3,7V
Номінальна робоча потужність: 2W



