


# Feelo.



## EASY

SZCZOTECZKA SONICZNA  
SONIC TOOTHBRUSH  
ЗВУКОВА ЗУБНА ЩІТКА

---

FAMILY PACK

INSTRUKCJA OBSŁUGI  
DETAILED INSTRUCTION MANUAL  
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

## **SPIS TREŚCI**

**INSTRUKCJA PO POLSKU – STRONA 3**

**MANUAL IN ENGLISH – PAGE 10**

**ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – СТОРІНКА 17**

## ELEMENTY ZESTAWU

- 1 rękojeść szczoteczki
- 8 końcówek wymiennych
- 1 kapturek ochronny na główkę szczoteczki
- 1 etui podróżne
- 1 kabel zasilający USB




## CECHY I FUNKCJE SZCZOTECZKI

- Ponad 40 000 ruchów na minutę zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie zębów.
- 5 programów pracy: White (wybielanie), Clean (codzienne czyszczenie), Junior (tryb delikatny dla dzieci powyżej 7 roku życia), Polish (polerowanie), Massage (masaż dziąseł).
- Timer – odmierza 2 minuty, sygnalizując co 30 sekund przerwę na zmianę ćwiartki uzębienia.
- Ładowanie przez kabel zasilający USB zapewnia łatwe i wygodne użytkowanie szczoteczki w domu lub w podróży.
- Wydajny akumulator litowo-jonowy – 1 ładowanie wystarcza na około 25 dni użytkowania.
- Wysoki stopień wodoodporności IPX7. Oznacza to, że szczoteczka jest odporna na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut.
- Wymienna końcówka szczoteczki posiada włókna ułożone w kształt fali, co zapewnia dokładne czyszczenie zębów i trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.

## OPIS SZCZOTECZKI

1. Główka szczoteczki
2. Przycisk funkcyjny Włącz/Wyłącz
3. Program wybielający
4. Program do codziennego czyszczenia
5. Program dla dzieci od 7 roku życia
6. Program do polerowania i rozjaśniania zębów
7. Program do masażu dziąseł
8. Wskaźnik ładowania
9. Port ładowania




## UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI

- Nałóż końcówkę na szyjkę rękojeści, a następnie delikatnie przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz: „Nakładanie i zdejmowanie końcówki”).
- Zwilż główkę końcówki wodą i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
- Przyłóż do zębów końcówkę pod kątem 45° w stosunku do linii dziąseł.
- Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby uruchomić szczoteczkę. Następnie naciskaj go dalej, aby przechodzić między 5 trybami: White, Clean, Junior, Polish i Massage. Aktywny program podświetla się na panelu rękojeści.
- Delikatnie przesuwaj szczoteczkę po zębach i dziąsłach. Upewnij się, że włókna szczoteczki docierają do przestrzeni międzyzębowych i masują dziąsła.

- Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na zęby ani nie przykładaj włókien szczoteczki do jednego obszaru przez dłuższy czas.
- Szczoteczka wyłącza się po 2 minutach pracy, czyli po czasie rekomendowanym przez lekarzy dentyków.
- Aby uniknąć rozpryskiwania pasty do zębów, zawsze włączaj szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów i wyjmij ją z ust dopiero po umyciu zębów.
- Aby zatrzymać szczoteczkę w dowolnym momencie, naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz.
- Przy każdym następnym użyciu szczoteczka będzie włączać się na poprzednio wybranym programie.
- Jeśli chcesz wyłączyć szczoteczkę po wyborze programu pracy, odczekaj 5 sekund. Następnie naciśnij przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

## NAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE KOŃCÓWKI



- **Zamontuj:** Nałóż końcówkę na szyjkę szczoteczki. Przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem T.
- **Odtłącz:** Przekręć końcówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem B. Pociągnij końcówkę do góry.

Zalecana częstotliwość wymiany końcówki – co 3 miesiące.

## ŁADOWANIE SZCZOTECZKI

- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, wskaźnik ładowania miga 10 razy, aby przypomnieć o ładowaniu szczoteczki.
- Zdejmij zaślepkę, znajdującą się na spodzie rękojeści i podłącz szczoteczkę za pomocą kabla USB do komputera lub do ładowarki USB, aby rozpocząć ładowanie.
- Po podłączeniu wskaźnik ładowania się zaświeci.
- Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, wskaźnik zgaśnie, a ładowarka wyłączy się automatycznie.
- Przy pierwszym użyciu lub gdy szczoteczka była długo nieużywana, wskaźnik ładowania może zaświecić się dopiero po 5 minutach.
- Ładuj szczoteczkę tylko wtedy, gdy tego wymaga. Nie zaleca się ciągłego ładowania urządzenia

**UWAGA:** Nie używaj do ładowania uszkodzonego kabla lub uszkodzonej ładowarki.



## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po umyciu zębów przepłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą.
- Zdejmij końcówkę i również przepłucz ją pod bieżącą wodą. Przepłucz także szyjkę rękojeści. Potrząśnij końcówką, aby pozbyć się resztek wody. Raz w tygodniu przepłucz ciepłą wodą całą końcówkę, również od spodu.
- Użyj czystej, lekko wilgotnej ściereczki do wyczyszczenia całej powierzchni rękojeści. Wytrzyj rękojeść do sucha.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Szczoteczka nie chce się włączyć.	Naładuj szczoteczkę.
	Jeżeli szczoteczka po naładowaniu nadal się nie uruchamia, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Wibracje szczoteczki słabną.	Naładuj szczoteczkę lub wymień końcówkę. Szczoteczka wibruje inaczej zależnie od wybranego programu pracy.
Po podłączeniu szczoteczki do ładowania wskaźnik sygnalizujący ładowanie się nie świeci.	Jeżeli szczoteczka nie była używana przez dłuższy czas, wchodzi w stan uśpienia. Po 5 minutach szczoteczka powinna wybudzić się ze stanu uśpienia i rozpocząć ładowanie akumulatora. Jest to normalne zjawisko.
	Jeśli szczoteczka nadal się nie ładuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Łaskotanie podczas czyszczenia zębów.	Ruchy szczoteczki sonicznej mogą wywołać uczucie łaskotania, zwłaszcza przy pierwszym użyciu. Wrażenie to zniknie z czasem.

## SPECYFIKACJA

NAZWA PRODUKTU	Feelo Easy Sonic Toothbrush
Moc znamionowa	1 W
Źródło zasilania	DC5V
Typ przelącznika	Przycisk
Wyświetlacz	Brak
Wyświetlone informacje	Programy pracy + ładowanie akumulatora
Czas pracy	Do 25 dni
Sposób ładowania	Ładowanie za pomocą kabla USB
Czas ładowania	Okolo 4h
Akumulator	260 mAh
Sygnalizacja rozładowania akumulatora	Miganie wskaźnika ładowania
Klasa wodoszczelności	IPX7

## OSTRZEŻENIA

1. Nie rozmontowuj i nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu.
2. Jeśli przechodziłeś zabieg operacyjny jamy ustnej lub stwierdzono u Ciebie poważną chorobę przyzębia, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
3. Dzieci i osoby niezdolne do samodzielnej obsługi produktu powinny używać go tylko pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie zanurzaj produktu w wodzie.
5. Nie wystawiaj produktu na długotrwałe działanie wysokiej temperatury lub promieni słonecznych.
6. Nie przyciskaj szczoteczki mocno do dziąseł i zębów.

## DWULETANIA GWARANCJA

Szczoteczka Feelo jest objęta gwarancją przez 2 lata od dnia dokonania zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Pamiętaj, aby zachować dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W ramach okresu obejmującego gwarancję kupujący może zgłosić roszczenie do miejsca zakupu, tylko wtedy, gdy produkt był używany prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.

### Gwarancja nie obejmuje:

1. **Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania:** Wszelkie zadrapania czy przetarcia na powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchniowe wynikające z normalnego użytkowania i tym samym nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie szczoteczki.



## 2. Uszkodzeń wynikających z:

- Przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego używania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym, zaniedbania, modyfikacji urządzenia.
- Niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt.
- Podłączenia do niewłaściwego źródła prądu.
- Napraw lub prób napraw wykonywanych przez stronę nieautoryzowaną przez Feelo. Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia, jego części lub akcesoriów powodują, że gwarancja traci ważność. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją.

## SET ELEMENTS

- 1 brush handle
- 8 interchangeable tips
- 1 protective cap for the brush head
- 1 travel case
- 1 USB power cable




## BRUSH FEATURES AND FUNCTIONS

- More than 40,000 movements per minute ensure gentle and effective cleaning of the teeth.
- 5 working programs: White (whitening), Clean (daily cleaning), Junior (gentle mode for children over 7 years of age), Polish (polishing), Massage (gum massage).
- Timer – measures 2 minutes, signaling every 30 seconds a break to change the quarter of the dentition.
- Charging via the USB power cable ensures easy and convenient use of the toothbrush at home or on the go.
- Powerful lithium-ion battery – 1 charge is enough for about 25 days of use.
- High degree of IPX7 waterproof. This means that the toothbrush is resistant to accidental submersion in water up to the depth of 1 metre for up to 30 minutes.
- The replaceable brush head has bristles arranged in a wave shape, which ensures thorough cleaning of teeth and hard-to-reach places in the mouth.

## BRUSH DESCRIPTION

1. Brush head
2. On/Off function button
3. Whitening program
4. Program for daily cleaning
5. Program for children from 7 years of age
6. Program for polishing and brightening teeth
7. Gum massage program
8. Charging indicator
9. Charging port




## USING THE BRUSH

- Put the tip on the neck of the handle and then gently twist it clockwise (see: “Fitting and removing the brush head”).
- Wet the head of the tip with water and apply an appropriate amount of toothpaste.
- Place the tip against your teeth at a 45° angle to the gumline.
- Press the On/Off button to turn on the toothbrush. Then keep pressing it to cycle through the 5 modes: White, Clean, Junior, Polish and Massage. The active program is highlighted on the handle panel.
- Gently glide the brush over your teeth and gums. Make sure that the bristles of the brush reach the interdental spaces and massage the gums.
- Do not apply too much pressure to the teeth or apply the brush bristles to one area for a long time.

- The toothbrush turns off after 2 minutes of work, i.e. after the time recommended by dentists.
- To avoid toothpaste splattering, always switch on the toothbrush only after touching it to your teeth, and only remove it from your mouth after brushing your teeth.
- To stop the brush at any time, press the On/Off button.
- With each subsequent use, the toothbrush will turn on on the previously selected program.
- If you want to turn off the toothbrush after selecting the work program, wait 5 seconds. Then press the button to turn off the device.

## FITTING AND REMOVING THE BRUSH HEAD



- **Mount:** Put the tip on the neck of the brush. Turn it clockwise until point A meets point T.
- **Disconnect:** Turn the tip counterclockwise until point A meets point B. Pull the tip up.

Recommended frequency of replacement of the tip – every 3 months.

## CHARGING THE TOOTHBRUSH

- When the battery is low, the charging indicator flashes 10 times to remind you to charge the toothbrush.
- Remove the plug on the bottom of the handle and connect the toothbrush with the USB cable to your computer or USB charger to start charging.
- When connected, the charging indicator will light up.
- When the battery is fully charged, the indicator will turn off and the charger will turn off automatically.
- When using the toothbrush for the first time or if the toothbrush has not been used for a long time, it may take up to 5 minutes for the charging indicator to light up.
- Charge your toothbrush only when it needs to. Continuous charging of the device is not recommended.

**ATTENTION:** Do not use a damaged cable or charger for charging.



## CLEANING AND MAINTENANCE

- After brushing your teeth, rinse the toothbrush under running water.
- Remove the tip and also rinse it under running water. Also rinse the neck of the handle. Shake the tip to get rid of any residual water. Once a week, rinse the entire tip, including the bottom, with warm water.
- Use a clean, slightly damp cloth to clean the entire surface of the handle. Wipe the handle dry.

## SOLVING PROBLEMS

PROBLEM	SOLUTION
The toothbrush won't turn on.	Charge your toothbrush.
	If the toothbrush still does not start after the charging, contact the customer service department.
The vibration of the brush decreases.	Charge your toothbrush or replace the brush head. The brush vibrates differently depending on the selected work program.
The charging light does not light up when the toothbrush is connected to charge.	If the toothbrush has not been used for a long time, it enters a sleep mode. After 5 minutes, the toothbrush should awaken from the sleep mode and begin charging the battery. This is a standard phenomena.
	If the toothbrush still does not charge, contact the customer service department.
Tickling when brushing teeth.	The movements of the sonic toothbrush can cause a tickling sensation, especially the first time you use it. This impression will disappear with time.

## SPECIFICATION

PRODUCT NAME	Feelo Easy Sonic Toothbrush
Rated power	1 W
Input	DC5V
Switch type	Button
Display	None
Information displayed	Work programs + battery charging
Operation time	Up to 25 days
Way of charging	Charging via USB cable
Charging time	About 4h
Battery	260 mAh
Battery discharge signalling	The charging indicator flashes
Water resistance class	IPX7

## WARNINGS

1. Do not disassemble or attempt to repair the product yourself.
2. If you have undergone oral surgery or have been diagnosed with severe periodontal disease, consult your physician before use.
3. Children and persons unable to operate the product on their own should only use it under appropriate adult supervision.
4. Do not immerse the product in water.
5. Do not expose the product to high temperatures or sunlight for a long time.
6. Do not press the toothbrush hard against the gums and teeth.

## TWO-YEAR GUARANTEE

The Feelo toothbrush is covered by a 2-year warranty from the date of purchase. The guarantee covers damage related to manufacturing defects or incorrect workmanship of the product. Keep the proof of purchase for the duration of the guarantee period. Within the warranty period, the buyer can make a claim to the place of purchase only if the product has been used properly for its intended purpose.

**The guarantee does not cover:**

1. **Surface damage resulting from normal use:** Scratches or abrasions on the surface of the of the handle will be treated as surface damage resulting from normal use and will therefore not be covered by the warranty. The guarantee applies to the components that affect the functioning of the toothbrush.

## 2. **Damage resulting from:**

- Accidental dropping or impact, misuse, abuse or commercial use, negligence or modification of the appliance.
- Improper maintenance, lack of care of the product.
- Connecting to an incorrect power source.
- Repairs or attempted repairs by a party not authorised by Feelo. Any attempts to open or dismantle the appliance, its parts or accessories will render the guarantee invalid. Guarantee claims must be supported by evidence. A claim must be made within the guarantee period.



## ЕЛЕМЕНТИ НАБОРУ

- 1 ручка щітки
- 8 змінних насадок
- 1 захисний ковпачок для головки щітки
- 1 дорожній футляр
- 1 кабель живлення USB




## ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ ЗУБНОЇ ЩІТКИ

- Понад 40 000 обертів за хвилину забезпечують дбайливе та ефективне чищення зубів.
- 5 режимів роботи: White (відбілювання), Clean (щоденне чищення), Junior (делікатний режим для дітей старше 7 років), Polish (полірування), Massage (масаж ясен).
- Timer – відраховує 2 хвилини, сигналізуючи кожні 30 секунд про перерву для зміни чверті щелепи.
- Зарядка за допомогою кабелю живлення USB забезпечує легке та зручне використання зубної щітки вдома або в дорозі.
- Потужний літій-іонний акумулятор – одного заряду вистачає приблизно на 25 днів використання.
- Високий рівень водонепроникності IPX7. Це означає, що зубна щітка стійка до випадкового занурення в воду на глибину до 1 метра та тривалістю до 30 хвилин.
- Змінна насадка зубної щітки має хвилеподібні волокна, що забезпечують ретельне чищення зубів і важкодоступних зон ротової порожнини.

## ОПИС ЗУБНОЇ ЩІТКИ

1. Головка щітки
2. Функціональна кнопка Увімкнути/Вимкнути
3. Режим відбілювання
4. Режим щоденного чищення
5. Режим для дітей від 7 років
6. Режим для полірування та освітлення зубів
7. Режим масажу ясен
8. Індикатор рівня заряду акумулятора
9. Порт для зарядки




## ВИКОРИСТАННЯ ЗУБНОЇ ЩІТКИ

- Встановіть насадку на шийці ручки, а потім обережно поверніть її за годинниковою стрілкою (див. «Встановлення та зняття насадки»).
- Змочіть головку насадки водою та нанесіть відповідну кількість зубної пасту.
- Прикладіть насадку до зубів під кутом 45° відносно лінії ясен.
- Натисніть кнопку Увімкнути/Вимкнути, щоб увімкнути зубну щітку. Продовжуйте натискати кнопку, щоб переключатися між 5 режимами: White, Clean, Junior, Polish і Massage. Активний режим підсвічується на панелі ручки.
- Обережно проводьте щіткою по зубах і яснах. Стежте, щоб волокна щітки досягали проміжків між зубами і масажували ясна.


- Не тисніть занадто сильно на зуби і не прикладайте волокна зубної щітки до однієї ділянки протягом тривалого періоду часу.
- Щітка вимикається через 2 хвилини роботи, тобто після закінчення часу рекомендованого стоматологами.
- Щоб уникнути розбризкування зубної пасти, завжди вмикайте щітку лише після прикладання її до зубів і виймайте щітку з ротової порожнини лише після закінчення чищення зубів.
- Щоб зупинити зубну щітку в будь-який момент, натисніть кнопку Увімкнути/Вимкнути.
- Під час кожного наступного використання зубна щітка буде вмикатися в режимі, що використовувався востаннє.
- Якщо ви хочете вимкнути зубну щітку після вибору режиму роботи, зачекайте 5 секунд. Потім натисніть кнопку, щоб вимкнути пристрій.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ НАСАДКИ

Встановлення



Зняття



- **Встановлення:** Встановіть насадку на шийці ручки. Повертайте її за годинниковою стрілкою, поки точка А не досягне точки Т.
- **Зняття:** Повертайте насадку проти годинникової стрілки, поки точка А не досягне точки В. Потягніть насадку вгору.

Рекомендована періодичність заміни насадки – кожні 3 місяці.

## ЗАРЯДКА ЗУБНОЇ ЩІТКИ

- Якщо рівень заряду акумулятора низький, індикатор заряду блимає 10 разів, щоб нагадати про необхідність зарядити зубну щітку.
- Щоб почати зарядку зніміть заглушку, розташовану під ручкою, і підключіть зубну щітку за допомогою USB-кабелю до комп'ютера або до зарядного пристрою USB.
- Після підключення індикатор заряду повинен засвітитися.
- Якщо акумулятор буде повністю заряджений, індикатор згасне, а зарядний пристрій вимкнеться автоматично.
- Під час першого використання зубної щітки або якщо вона не використовувалася протягом тривалого часу, індикатор заряду може засвітитися лише через 5 хвилин.
- Заряджайте зубну щітку лише тоді, коли це необхідно. Не рекомендується постійна зарядка пристрою.

**УВАГА:** Не використовуйте для зарядки пошкоджений кабель або пошкоджений зарядний пристрій.

## ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Після чищення зубів сполосніть щітку під проточною водою.
- Зніміть насадку і також сполосніть її під проточною водою. Сполосніть також шийку ручки. Потрусіть насадкою, щоб позбутися залишків води. Раз на тиждень обполісуйте всю насадку, включаючи нижню частину, теплою водою.
- Використовуйте чисту, злегка вологу тканину, щоб очистити всю поверхню ручки. Витріть насадку насухо.

## ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Зубна щітка не вмикається.	Зарядіть зубну щітку.
	Якщо зубна щітка все ще не вмикається після зарядки, зверніться до сервісного центру.
Зменшуються вібрації зубної щітки.	Зарядіть зубну щітку або замініть насадку. Щітка вібрує по-різному в залежності від обраного режиму роботи.
Після підключення зубної щітки до електромереж і індикатор заряду не світиться.	Якщо зубна щітка не використовувалася протягом тривалого періоду часу, вона переходить в режим сну. Через 5 хвилин щітка повинна вийти з режиму сну і почати заряджати акумулятор. Це нормальне явище.
	Якщо зубна щітка все ще не заряджається, зверніться до сервісного центру.
Лоскіт під час чищення зубів.	Рухи звукової зубної щітки можуть викликати лоскіт, особливо при першому використанні. З часом це відчуття зникне.

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

НАЗВА ПРОДУКТУ	Feelo Easy Sonic Toothbrush
Потужність	1 W
Джерело живлення	DC5V
Тип перемикача	Кнопка
Дисплей	Відсутній
Відображена інформація	Режими роботи + заряд акумулятора
Час роботи	До 25 днів
Спосіб зарядки	Зарядка за допомогою USB-кабелю
Час зарядки	Близько 4 год
Акумулятор	260 mAh
Сигнал про розряд акумулятора	Індикатор заряду блимає
Клас водонепроникності	IPX7

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не розбирайте і не намагайтеся відремонтувати виріб власноруч.
2. Якщо ви перенесли операцію в ротовій порожнині або у вас діагностовано важке захворювання пародонту, проконсультуйтеся з лікарем перед початком використання.
3. Діти та особи, котрі не можуть самостійно користуватися пристроєм, повинні застосовувати його лише під наглядом дорослих.
4. Не занурюйте виріб у воду.
5. Не піддавайте виріб тривалому впливу високої температури або сонячних променів.
6. Не притискайте зубну щітку міцно до ясен і зубів.

## ДВОРІЧНА ГАРАНТІЯ

На зубну щітку Feelo поширюється гарантія на 2 роки з моменту здійснення покупки. Гарантія поширюється на пошкодження, пов'язані з виробничими дефектами або неправильним виготовленням виробу. Пам'ятайте про збереження чеку що протягом усього терміну дії гарантії. Протягом гарантійного терміну покупець може пред'явити претензію за місцем придбання товару тільки в тому випадку, якщо товар використовувався належним чином, за призначенням.

**Гарантія не поширюється на:**

- **Поверхневі пошкодження внаслідок нормального використання:**  
Будь-які подряпини або потертості на поверхні ручки розглядаються як поверхневі пошкодження, що виникли в результаті нормального використання, а тому на них не поширюється гарантія. Гарантія поширюється на комплектуючі, які впливають на функціонування зубної щітки.

2. Пошкодження внаслідок:
- Випадкового падіння або удару, неправильного використання, зловживання або використання в комерційних цілях, недбалості, модифікації пристрою.
  - Неналежного догляду, недбалого поводження з виробом.
  - Підключення до неналежного джерела живлення.
  - Ремонту або спроб ремонту стороною, не уповноваженою компанією Feelo. Будь-які спроби відкрити або розібрати пристрій, його частини або комплектуючі призведуть до анулювання гарантійних зобов'язань. Запити щодо гарантійних зобов'язань повинні бути підтверджені доказами. Запит повинен бути заявлений протягом гарантійного терміну.

FEELO EASY SONIC TOOTHBRUSH  
SZCZOTECZKA SONICZNA  
Model: SG-507K  
Źródło zasilania: DC5V  
Moc znamionowa: 1W  
Akumulator litowo-jonowy

Shop Dent Wojciech Madej  
ul. Dziupli 12  
02-454 Warszawa, Poland  
Wyprodukowano w P.R.C.  
e-mail: reklamacje@shop-dent.pl  
www.feelo.pl



**RoHS**  
Compliant

